

PHILIPS

Aparat IPL pentru
îndepărtarea părului

Lumea Prestige

4 accesorii inteligente

Zonele axilare și inghinală,
corp, față

Cu senzor SmartSkin



BRI947/00



Bucură-te de 6 luni* de piele fină, fără păr

Accesorii inteligente concepute pentru cele mai bune rezultate

Philips Lumea Prestige, dispozitiv IPL conceput pentru epilarea pe tot corpul și pentru cea mai ușoară utilizare acasă. Accesoriiile inteligente unice și curbate se potrivesc perfect pe formele corpului tău și adaptează programele de tratament pentru fiecare zonă a corpului.

Libertate maximă, bătaii de cap minime

- Cu senzor SmartSkin
- Fără piese de schimb, fără costuri ascunse
- Aplicația gratuită Philips Lumea IPL, un consultant personal mereu disponibil

Piele fină o perioadă îndelungată cu tehnologia Lumea IPL


- Tehnologie IPL profesională la tine acasă, dezvoltată cu ajutorul dermatologilor
- Tratament dovedit sigur și eficient
- Potrivit pentru o mare varietate de tipuri de păr și piele
- Tehnologie SenseIQ pentru îndepărtare personalizată a părului

Tratament specializat pentru zone diferite ale corpului

- Accesoriiile inteligente adaptează programele pentru fiecare zonă a corpului
- Accesoriu pentru corp cu design curbat
- Accesoriu pentru zona inghinală, cu filtru de lumină suplimentar
- Accesoriu pentru axilă, cu design curbat
- Accesoriu de precizie pentru față, cu filtru suplimentar


Repere

Lumea previne creșterea părului*



IPL înseamnă lumină intens pulsată. Philips Lumea aplică pulsații delicate de lumină la rădăcina firului de păr, punând foliculul într-o fază de repaus. Drept urmare, cantitatea de păr de pe corp se reduce în mod gradual. Repetarea tratamentului îți lasă pielea frumoasă și fără păr, fină la atingere. Tratamentul de prevenire a creșterii părului este sigur și delicat, chiar și în zonele sensibile. Philips Lumea este testat clinic și dezvoltat cu ajutorul dermatologilor pentru un tratament ușor și eficient, în confortul propriei locuințe.

Eficacitate dovedită




Studiile obiective arată o reducere a părului de până la 92% în doar 3 tratamente**. Primele 4 tratamente trebuie să fie efectuate la fiecare 2 săptămâni, după care ar trebui să vezi deja rezultatele dorite. Pentru a menține rezultatele, pur și simplu fă retușuri o dată la 4 săptămâni. După doar 8 tratamente de retușare, te poți bucura de o piele fără păr timp de 6 luni* Pentru a mări această imagine, fă clic pe imaginea din galeria de imagini din partea de sus a acestei pagini.

Tipuri de păr și piele potrivite



Philips Lumea Prestige funcționează eficient, ușor și sigur pe o varietate mare de tipuri de păr și de piele. Funcționează pe păr blond închis, natural, păr șaten și brunet și pe tonuri de piele de la foarte deschis la maro închis. Ca în cazul altor tratamente bazate pe IPL, Philips Lumea nu poate fi utilizat pentru tratarea părului alb/cărunț, blond deschis sau roșcat și nu este adecvat pentru pielea foarte închisă. Acest lucru se datorează contrastului ridicat necesar între pigmentul de culoare a părului și pigmentul din tonul pielii.

Tehnologie SenseIQ



Detectează. Senzorul Lumea SmartSkin detectează nuanța pielii și indică cea mai confortabilă setare de lumină pentru tine. Adaptează. Accesoriile inteligente adaptează programe personalizate pentru fiecare zonă a corpului. Îngrijește. Dezvoltat împreună cu medici dermatologi și inspirat de tine pentru o îndepărtare delicată și de durată a părului, chiar și în zonele sensibile***.

Tratament pentru toate zonele corpului



Corpul tău este unic. Motiv pentru care pielea, contururile și formele sale trebuie tratate în mod unic. Accesoriile Lumea pentru întregul

corp au forme care se potrivesc perfect fiecărei forme și vor adapta programe personalizate pentru fiecare zonă a corpului. Ferestrele de tratament sunt concepute pentru cel mai bun contact cu pielea, pentru a nu lăsa lumina să iasă, permițând tratamente eficiente și neagresive chiar și în zonele delicate sau sensibile.

Accesoriu pentru axilă



Special conceput pentru a trata axilele greu accesibile, accesoriul inteligent pentru axilă este de dimensiuni medii, cu o fereastră de 3 cm². Atunci când accesoriul este atașat printr-un clic pe dispozitiv, acesta adaptează un program personalizat pentru axile. 86% dintre femei se declară mulțumite de reducerea părului de pe axile****.

Accesoriu pentru zona inghinală



Atașează printr-un clic pe dispozitiv accesoriul inteligent pentru linia bikinilor și acesta va adapta un program personalizat special pentru zona respectivă. Acesta are o fereastră optimă de 3 cm², cu un filtru transparent pentru confort suplimentar, iar designul curbat se potrivește conturului corpului pentru contact, eficiență și confort maxime. 78% dintre femei se declară mulțumite de reducerea părului în zona inghinală****.

Specificații

Specificații tehnice pentru accesorii

Accesoriu pentru tratamentul corpului:

Dimensiunea ferestrei: 4,1 cm², Formă: curbat convex, Tratament adaptat pentru corp

Accesoriu pentru tratamentul feței:

Dimensiunea ferestrei: 2 cm², filtru suplimentar, Formă: plat, Tratament adaptat pentru față

Accesoriu pentru tratamentul axilelor:

Dimensiunea ferestrei: 3 cm², Formă: curbat concav, Tratament adaptat pentru zona axilară

Accesoriu pentru tratamentul zonei inghinale:

Formă: curbat concav, Dimensiunea ferestrei: 3 cm², filtru suplimentar, Tratament adaptat pentru zona inghinală

Putere

Voltaj: 100-240 V

Serviciu

Garanție: 2 ani garanție internațională

Specificații tehnice

Lampă cu performanță ridicată: Furnizează <gt/> 250.000 pulsații

Zone de aplicare

Zonele corpului: Brațe, Picioare, Abdomen

Zone sensibile: Axile, Zona inghinală

Zonele feței: Bărbie, Buza superioară, Linia maxilarului

Articole incluse

Instrucțiuni de folosire: Manual de utilizare

Depozitare: Husă de lux

Adaptor: 19,5 V/4000 mA

Siguranță și setări reglabile

Filtru UV integrat: Îți protejează pielea de lumina UV

5 setări pentru energia luminii: Reglabil în funcție de tipul de piele

Sistem de siguranță integrat: Previne pulsarea

neintenționată

Senzor ton de piele: Detectează nuanța pielii tale

Senzor SmartSkin: Setarea corectă la cerere

Timp de aplicare

Subsuoară: 2,5 min

Zona inghinală: 2 min

Zonele feței: 1,5 min

Gambe: 8,5 min

Mod de aplicare

Slide și Flash: Pentru aplicare rapidă

Utilizare cu cablu / fără fir: Cu fir

Stamp și Flash: Pentru tratarea suprafețelor mici

