

PHILIPS

IPL plaukelių
mažinimo prietaisas

Lumea IPL 9000
Series

„SmartSkin“ jutiklis

Pažastims, bikinio sričiai, kūnui,
veidui

Programa „Lumea IPL“

Naudojamas be laido ir su laido



BRI958/00



Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“

12 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*

Efektyviausias IPL, net iki 6 mėnesių oda be plaukelių atlikus pilną procedūrų ciklą**. IPL technologija su „SenseIQ“ ilgam laikui sumažina plaukelių kiekį, o procedūras galima atlikti patogiai namų sąlygomis. Oda švelni tarsi po procedūrų salone, naudojant asmeninį programėlės „Lumea IPL“ vadovą.

Švelnus ir veiksmingas ilgai išliekančiai lygiai odai

- Norėdami gauti greitų rezultatų, gydykite tik 2 kartus per mėnesį
- Kad būtų patogiau, galima naudoti su laido ir be jo
- Sukurta kartu su dermatologais, kad būtų lengva ir veiksminga

Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui

- Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui su 4 išmaniaisiais priedais
- Tinka daugumai odos ir plaukų atspalvių

Individuali IPL plaukų šalinimo procedūra

- Švelnus ir patogus su „SenseIQ“
- Optimizuokite procedūras naudodami režimą „Philips Lumea IPL“.

Ypatybės

Norėdami gauti greitų rezultatų, naudokite 2 kartus per mėnesį




Iš pradžių kas dvi savaites – tai perpus mažiau procedūrų nei kitų prekių ženklų. Po to atliekami pataisymai vos kartą per mėnesį. Viskas. Abiejų blauzdų procedūros trunka 8,5 min.

„SenseIQ“ technologija



„Lumea 9000“ serija turi penkis lengvai reguliuojamus šviesos nustatymus. Mūsų „SmartSkin“ jutiklis nuskaito jūsų odos atspalvį ir padeda rasti patogiausią nustatymą. Išmanieji priedai pritaiko procedūrą kiekvienai kūno vietai.

For convenience with corded and cordless options



„Philips Lumea“ sukurtas taip, kad jį naudoti būtų patogiu ir lengvu. Naudokite prietaisą su laidu, kad greitai atliktumėte procedūras

didelėse kūno srityse, pvz., kojų, arba atjunkite laidą ir naudokite baterijos režimu, kad tiksliai atliktumėte procedūras sunkiai pasiekiamose kūno srityse.

4 išmanieji priedai




Specialiai sukurti priedai puikiai priglundą prie kūno linknių ir sujungti paleidžia efektyviausias programas kiekvienai kūno sričiai. Veidas: plokščia konstrukcija ir mažas langelis su UV filtru. Kūnas: išlenktas į vidų su dideliu langeliu. Bikinio sritis ir pažastys: išlenktas į išorę sunkiai pasiekiamoms vietoms.

Sukurta padedant dermatologams



Būdama sveikatos technologijų lyderė ir konsultuodamasi su dermatologais, „Philips“ sukūrė „Lumea IPL“, kad būtų lengva ir veiksminga saugiai naudoti jūsų namuose. Profesionaliuose salonuose naudojamos technologijos sukurtas „Lumea IPL“ siūlo švelnų gydymą net jautriose vietose.

Programa „Philips Lumea IPL“



Mūsų nemokama instruktavimo programa padeda planuoti ir laikytis gydymo grafiko, tada žingsnis po žingsnio padeda atlikti kiekvieną seansą. Atsisiuntė daugiau nei 2,1 milijono vartotojų.

Daugeliui odos ir plaukų tipų



IPL reikia kontrasto tarp plaukų spalvos pigmento ir odos tono pigmento, todėl veikia natūraliai tamsiai šviesiais, rudais ir juodais plaukais bei odos atspalviais nuo šviesaus iki tamsaus (I–V).

Specifikacijos

Techninės priedų specifikacijos

Kūno procedūros priedas: Forma: išgaubtas, Langelio dydis: 4,1 cm², Kūnui pritaikyta procedūra: kojomis, rankoms ir pilvui

Veido procedūros priedas: Forma: plokščias, Langelio dydis: 2 cm², papildomas filtras, Veidui pritaikyta procedūra: viršutinei lūpai, smakrui ir žandikauliui

Tikslios procedūros priedas: Forma: įgaubtas, tikslus, Bikinio plotui ir pažastims pritaikyta procedūra

Bikini srities procedūros priedas: Forma: įgaubtas, Langelio dydis: 3 cm², Jautriai bikini sričiai pritaikyta procedūra

Pažasties procedūros priedas: Forma: įgaubtas, Langelio dydis: 3 cm², Pažastims pritaikyta procedūra

Taikymo sritys

Kūno sritys: Bikinis, Kojos, Pažastys, Pilvas, Rankoms

Veido sritys: Viršutinė lūpa, Smakras, Žandikaulio linija

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV spindulių

Saugos žiedo sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie jūsų odos tipo

Integruota saugos sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

Odos atspalvio jutiklis: Nustato jūsų odos atspalvį

„SmartSkin“ jutiklis: Tinkamo nustatymo indikacija pagal pareikalavimą

Naudojimo režimas

Slinkti ir šviesti: Greitam naudojimui

Priglausti ir šviesti: Procedūroms mažame plote

Perkėlimo ir blyksnių režimas: Skirtas lenktoms sritims apdoroti

Laidinis / belaidis naudojimas: Naudojamas be laido ir su laidu

Techniniai duomenys

Baterijos tipas: Įkraunama baterija

Įtampa: 100–240 V

Didelio našumo lempa: Sukurtas taip, kad tarnautų, 450 000 blyksnių, atitinkančių 39 lempos tarnavimo metus**

Priedai

Kūno priedas (3 cm²): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

Tikslus priedas (2 cm²): Skirta naudoti pažastų ir bikini srityje

Kūno priedas (4 cm²): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

Priedas bikinio sričiai (2 cm²): Specialus režimas bikinio srities plaukams

Veidui skirtas priedas (2 cm²): Saugiai naudojamas veido srityje

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų pasaulinė garantija ir 1 metų papildoma garantija užregistravus gaminį internetu per 90 dienų

Pridėti priedai

Įkroviklis: Įvairių įtampų įkroviklis

Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas

Laikymas: Prabangus krepšys

Adapteris: 19,5 V / 4000 mA

Priedas: Valymo šluostė

Procedūros laikas

Veidas: 1 min

Apatinė kojos dalis: 8,5 min.

Perkėlimo ir blyksnių režimas: Skirtas lenktoms sritims apdoroti

Pažastys: 2,5 min.

Bikini linija: 2 min.

Veido sritys: 1,5 min.

Apatinės kojų dalys: 8,5 min.

