

PHILIPS

AVENT



Električna izdajalica

Dvostruka

Vrhunsko

Punjiva baterija

Zaslon timera



SCF398/11

Inspirirano bebama. Učinkovito za mame

Tehnologija prirodnog kretanja za brži protok mlijeka*

Udite u novu eru izdavanja uz savršeno uravnoteženu kontrolu usisa i stimulaciju bradavica, a sve to inspirirano prirodnim načinom na koji bebe sisaju. Philips Avent električna izdajalica održava optimalan protok mlijeka i nježno se prilagođava veličini i obliku bradavica

Ostale prednosti

- Odaberite odgovarajuću brzinu protoka sisača za vašu beb

Personalizirana i jednostavna za uporabu

- Minimalan broj dijelova i intuitivno sastavljanje
- Funkcija pauziranja/rada
- Funkcija memorije
- Bežuman motor za diskretno iskustvo gdje god se nalazili
- Vrećica i torbica za izdajalicu
- Personalizirano iskustvo, 8 + 16 razina postavki

Nježna i udobna


- Mekan i prilagodljiv silikonski jastučić univerzalne veličine
- Izdajajte bez naginjanja naprijed

Brzo izdavanje, više mlijeka u kraćem roku*

Punjiva baterija i zaslon tajmera


Istaknute znač.

Brz protok mlijeka*



Izdajte više mlijeka u kraćem roku* uz pomoć jastučića koji stimulira dojkü na isti način kao kad beba siše mlijeko. Bespriječno se prebacuje iz načina rada stimulacije u način rada izdavanja, a primjenjuje upravo pravu količinu pritiska stimulacije bradavica i sile usisa za maksimalni protok mlijeka. Utemeljeno na rezultatima vremena početka protoka mlijeka (vremena do refleksa za izdavanje mlijeka – MER).*

Prilagođava se vašoj bradavici



Jedna veličina pristaje svima. Budući da smo svi mi različite građe, silikonski se jastučić nježno savija te prilagođava vašoj bradavici. Pristaje na 99,98 % veličina bradavica* (do 30 mm).

Udobno se smjestite



Osjećajte se opušteno dok izdajate, zahvaljujući dizajnu koji vam omogućuje da sjedite uspravno umjesto da se morate naginjati naprijed. Nema potrebe za naginjanjem naprijed, klinički dokazan udoban položaj za izdavanje.* Utemeljeno na rezultatima kliničkih ispitivanja proizvoda u kojima je sudjelovalo 20 sudionica

(2019.), 90 % sudionica smatralo je da je položaj za izdavanje udoban (jednostrana električna izdajalica), a 95 % sudionica smatralo je da je položaj za izdavanje udoban (dvostrana električna izdajalica).

Prilagođena vašim potrebama



Fino podesite svako izdavanje prema svojim potrebama sa širokim rasponom postavki stimulacije i izdavanja. Naše izdajalice nude 8 postavki za stimulaciju i 16 postavki za izdavanje za personalizirano iskustvo.

Pronađite odgovarajuću brzinu protoka sisača



Svaka se beba drugačije hrani i razvija vlastitim tempom. Osmislili smo niz brzina protoka tako da možete pronaći onu koja savršeno odgovara vašoj bebi i personalizirati svoju bočicu. Svi sisači Natural Response izrađeni su od mekanog silikona.

Diskretno iskustvo bilo gdje



Izdajte kad god i gdje god to želite zahvaljujući bešumnom motoru tankog dizajna.

Za jednostavno korištenje i dok ste vani ili na putu



Izdajte se izvan kuće ili dok ste u pokretu bez brige o punjenju uređaja. Naša punjiva baterija opremljena je mikro USB adapterom i traje do 3 izdavanja u jednom punom punjenju.

Jednostavno čišćenje i postavljanje



Naš zatvoreni sustav izdavanja znači da se mlijeko ne zadržava u cijevima pa vam ostaje manje za čišćenje. A i manji broj dijelova također olakšavaju ponovno sastavljanje.

Spremite svoje omiljene postavke



Znate što volite? Izdajalica se automatski sjeća vaših posljednjih postavki, sve što trebate učiniti jest sjesti i pritisnuti gumb za pokretanje.

Istaknute znač.

Pratite svoje vrijeme izdavanja

Pratite koliko dugo izdajate na svakoj dojci te ukupno trajanje izdavanja uz pomoć zaslona digitalnog mjerača vremena.

Pauzirajte kad god to želite



Želite li se namjestiti ili jednostavno pauzirati, gumb za pokretanje/pauziranje uvijek vam je nadohvat ruke.

Vrećica i torbica za izdajalicu



Poslužite se po mjeri krojenom vrećicom i izolacijskom torbicom da biste svoju izdajalicu nosili svuda sa sobom i smanjili dimenzije.

Specifikacije

Snaga

Napon: 100 - 240 V

Materijal

Bočica: Ne sadrži BPA*, Polipropilen

Duda: Ne sadrži BPA*, Silikon

Izdajalica: Ne sadržava BPA* (samo dijelovi koji dolaze u dodir s hranom)

Što se nalazi u paketu

Putna torbica: 1 kom.

Jednokratni jastučići za dojke: 2 kom.

Komplet za izdajanje: 2 kom.

Izolacijska torbica: 1 kom.

Mikro USB adapter: 1 kom.

Motorna jedinica (punjiva): 1 kom.

Disk za zatvaranje: 2 kom.

Boca od 4 oz: 2 komada

Sisač sa sporim protokom: 2 komada

Jednostavnost uporabe

Uporaba izdajalice: Lako čišćenje i sastavljanje, tihi motor, Funkcija memorije, punjiva baterija, zaslon motora, putna vrećica i torbica

Funkcije

Nema naginganja naprijed: Sjedite u udobnom položaju

Postavke: 16 postavki izdajanja, 8 postavki stimulacije

Mekan i prilagodljiv jastučić: Nježna stimulacija



* Utemeljeno na rezultatima vremena početka protoka mlijeka (vremena do refleksa izdajanja mlijeka – MER) iz kliničkih ispitivanja s 20 sudionica (Nizozemska, 2019.) u usporedbi s rezultatima vremena do MER za druge prethodne tehnologije Philips izdajalica iz studije izvedivosti s 9 sudionica (Nizozemska, 2018.)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019., (109 sudionica, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993., (20 sudionica, SAD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005., (28 sudionica, Australija).

* Utemeljeno na rezultatima upitnika o jastučiću 1k iz kliničkih ispitivanja s 20 sudionica (Nizozemska, 2019.)

* Izdajalica koja ne sadrži BPA: vrijedi samo za bočicu i druge dijelove koji dolaze u dodir s izdajanim mlijekom. Sukladno EU uredbi, 10/2011