

PHILIPS

IPL epilátor

Lumea IPL 8000 Series

4 inteligentní nástavce

Podpaží, oblast třísel, tělo, tvář

S technologií SenseIQ



BRI947/00



Užijte si až 12 měsíců hladké pokožky bez chloupků

Inteligentní nástavce navržené pro nejlepší výsledky

Philips Lumea 8000, naše nejvýkonnější IPL. Navržena pro bezpečné, jednoduché a pohodlné použití doma. Inteligentní, speciálně tvarované nástavce s barevnými filtry perfektně kopírují křivky těla a uzpůsobí ošetření všem partiím.

Jemný a účinný pro dlouhodobě hladkou pokožku

- Při dvou ošetřeních měsíčně uvidíte rychlé výsledky
- Vyvinuto ve spolupráci s dermatology pro snadné a efektivní použití
- Mimořádně dlouhý kabel pro snadnější použití

Kompletní ošetření těla i obličeje

- Full solution for face and body with 4 smart attachments
- Vhodné pro většinu odstínů pokožky a barev chloupků

Odstraňování chloupků pomocí IPL vám na míru

- Philips Lumea IPL 8000 má 5 nastavení intenzity ošetření. Senzor SmartSkin provede test odstínu vaší pokožky a doporučí vám nejpohodlnější nastavení.
- Optimalizujte svou rutinu díky mobilní aplikaci Philips Lumea IPL

Přednosti

2x měsíčně pro rychlé výsledky



Ze začátku každé 2 týdny – tedy o polovinu méně často než u ostatních značek. Poté stačí jen drobné úpravy jednou za měsíc. To je vše. Ošetření obou lýtek trvá 8,5 minuty.

Senzor SmartSkin



Epilátor Lumea 8000 Series nabízí pět snadno nastavitelných intenzit světla. Náš senzor SmartSkin detekuje tón vaší pokožky a pomůže vám najít to nejpohodlnější nastavení. Chytré nastavce přizpůsobí ošetření každé oblasti těla.

Mimořádně dlouhý kabel



Snadné použití díky mimořádně dlouhému kabelu, který zajistí snadnou manipulaci a bezproblémový přístup ke každé části těla.

4 chytré nastavce



Speciálně navržené nastavce jsou dokonale přizpůsobeny křivkám vašeho těla a po připojení spustí ten nejefektivnější program pro každou oblast. Obličej: Plochý design a malé okénko s UV filtrem. Tělo: Zakřivený směrem dovnitř s velkým okénkem. Třísla a podpaží: Zakřivený směrem ven pro obtížně dostupné oblasti.

Vyvinuto ve spolupráci s dermatology



Společnost Philips je přední výrobce zdravotnických technologií a ve spolupráci s dermatology vyvinula epilátor Lumea IPL pro snadné a efektivní použití v bezpečí vašeho domova. Zařízení Lumea IPL je založeno na technologiích používaných v profesionálních salonech a nabízí jemné ošetření i v citlivých oblastech.

Aplikace Philips Lumea IPL



Naše bezplatná tréninková aplikace vám pomůže naplánovat a dodržovat plán ošetření a poté vás provede jednotlivými kroky relace. Staženo více než 2,1 miliony uživatelů.

Pro většinu typů pokožky a chloupků



Přístroj IPL potřebuje kontrast mezi pigmentem chloupků a pigmentem pleti, proto nejlépe funguje na přirozeně hnědých a černých chloupkách a světlých až tmavě hnědých odstínech pleti (I–V).

Specifikace

Přílohy s technickými údaji

Nástavec pro epilaci těla: Tvar: konvexní zakřivení, Velikost okénka: 4,1 cm², Ošetření na míru pro tělo: nohy, paže a břicho

Nástavec pro epilaci tváře: Tvar: plochý, Velikost okénka: 2 cm², speciální filtr, Ošetření na míru pro obličej: horní ret, brada a oblouk čelisti

Nástavec pro epilaci bikin: Tvar: konkávní zakřivení, Velikost okénka: 3 cm², Ošetření na míru pro citlivou pokožku v oblasti bikin

Nástavec pro epilaci podpaží: Tvar: konkávní zakřivení, Velikost okénka: 3 cm², Ošetření na míru pro oblast podpaží

Bezpečnost a upravitelná nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

5 nastavení světelné energie: Nastavitelný

podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabránění nechtěným zábleskům

Snímač SmartSkin: Vhodné nastavení podle potřeby

Režim aplikace

Posun a záblesk: Pro rychlé použití

Použití s kabelem / bezdrátové: Kabelové připojení

Přítlačení a záblesk: Pro ošetření malých oblastí

Technické údaje

Vysoce výkonná lampa: Produkuje 450 000 záblesků*****

Přílohy

Nástavec na tělo (3 cm²): Pro použití pod linií krku

Servis

Záruka: 2 roky globální záruky + 1 rok záruky navíc při registraci produktu do 90 dnů

Včetně položek

Návod k obsluze: Uživatelská příručka

Skladování: Kosmetické pouzdro

Adaptér: 19,5 V / 4 000 mA

Doba aplikace

Podpaží: 2,5 min

Linie bikin: 2 minuty

Oblast tváře: 1,5 min

Dolní část nohou: 8,5 min



* Průměrná redukce chloupků po 12 ošetřeních: 86 % na nohou, 70 % v oblasti bikin, 67 % v podpaží

** Až 92% redukce chloupků po třech ošetřeních při dodržování plánu ošetření, měřeno na nohou, individuální výsledky se mohou lišit.

*** Při použití podle doporučeného plánu ošetření

**** Studie provedená v Nizozemsku a Rakousku, 46 žen, po třech použitích v podpaží, oblasti třísel a na nohách, po dvou použitích na tváři

***** Životnost lampy neprodlužuje 2letou celosvětovou záruku společnosti Philips.