

PHILIPS

AVENT

Nipplette™

Cerrahi olmayan çözüm

Düz veya içe dönük göğüs uçları için

1 Nipplette ve 2 Göğüs pedi



Product Picture

SCF152/01



İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm

Klinik olarak kanıtlanmış sonuçlar*

Nipplette™, düz veya içe dönük göğüs uçlarına sahip annelerin emzirmesine yardımcı olur. Bu benzersiz ve çığır açan araç; kolay ve cerrahi olmayan uzun süreli bir çözüm sunar. Birkaç haftalık sürekli kullanım sonunda bile göğüs ucu dik durur.

Kolay ve rahat

- Ek bilgiler
- Düz veya içe dönük göğüs uçlarına yönelik cihaz
- Kullanımı kolay

Cerrahi olmayan bu çözüm, yumuşak bir emme hareketi sunar

- Klinik olarak kanıtlanmış sonuçlar

Basit ve sade, tüm göğüs uçlarına uygun

- Hamilelikten önce veya hamileliğin ilk 6 ayında kullanılması idealdir

Özellikler

Düz veya içe dönük göğüs uçları için

İçe dönük veya dışa uzanmayan göğüs uçları, kadınların yaklaşık %10'unu etkileyerek psikolojik sıkıntılara neden olmakta ve hem anne hem bebek için emzirmeyi zorlaştırmaktadır. Bebeğin emme hareketinin göğüs ucunu dışa döndürmesi gerekir. Göğüs ucunun dışa dönmediği durumlarda basit ve rahat bir çözüm olan Nipplette™ size yardımcı olabilir. Bu cihaz, düz veya içe dönük göğüs uçlarına sahip kadınların invaziv cerrahi müdahaleye gerek kalmadan rahatça emzirmesini sağlar*. Cihazda valf ve şırınga yuvasına takılı, sızdırmaz kenarlıklı şeffaf göğüs ucu kalıbı bulunur.

Kullanım önerildiğinde

Nipplette ideal olarak hamilelikten önce kullanılmalı ve gece veya gündüz olmak üzere günde 8 saat takılmalıdır*. Göğüsler çok hassas değilse kalıcı bir sonuca ulaşmak için hamileliğin ilk altı ayında veya doğumdan sonra bebeği emzirmeden birkaç dakika önce kullanılabilir. Nipplette göğüs ucunu dışarı çıkararak bebeğin kolayca kavramasını ve doğumdan sonraki ilk birkaç günde emzirme hareketine alışmasını sağlar. Kalıcı kozmetik çözüm emzirme bittikten sonra etkisini gösterir. Kozmetik bir sonuç alınmak isteniyorsa Nipplette muhtelif zamanlarda tekrar kullanılabilir.

Yumuşak emme hareketi

Uç kısmı bir elinizle göğüs ucu çevresinin üzerine getirdiğinizde hava 5 ml'lik şırınga yardımıyla dışarı atılır, böylece göğüs ucu uç kısmın içine çekilir. Kullanıcı emme hareketini kontrol edebilir ve göğüs ucunu rahat ettiği sıklıkta yerleştirebilir. Göğüs ucu dışarı çıkarıldığında, kullanıcı şırıngayı dikkatli bir şekilde valften çıkararak günlük işlerine devam edebilir ve Nipplette'i dikkat çekmeyecek şekilde sütyeninin içine giyebilir. İlk kullanım mümkün olduğunca tavsiye edilir*.

Klinik olarak başarısı kanıtlanmıştır

Nipplette'in ergenlikten önce başlayan veya göğüs küçültme operasyonlarından kaynaklanan düz veya içe dönük göğüs uçlarında sağladığı kalıcı çözümün başarısı klinik çalışmalar* tarafından kanıtlanmıştır. Göğüs operasyonu geçirmeyen ve emzirme konusunda endişeleri olan hamile kadınların başarılı bir emzirme dönemi geçirdiği gözlenmiştir. Normal durumlarda sürekli kullanılması halinde bir ile üç ay arasında kalıcı çözüme ulaşılır.

Ek bilgiler

Nipplette, süt akışı çok fazla olduğunda çalışmaz. Ancak bu noktaya gelindiğinde bebek göğüs ucunu başarıyla kavramayı öğrenmiş olur.

Teknik Özellikler

Temizlemesi kolay

Sıcak sabunlu suda temizleyin: Yes

Tasarım

Rahat tasarım: Yes

Malzeme

Breast pads: Dermatologically tested

Nipplette: Polypropylene

Paket içeriği

Tek kullanımlık göğüs pedleri: 2 adet

Nipplette: 1 adet

Kullanım kolaylığı

Giysi altında kolay saklama: Push syringe to release vacuum

İşlevler

Düz göğüs uçları için çözüm: Use gentle suction

Gelişim aşamaları

Aşama: Hamilelikten Önce, 0 - 6 ay, Emzirmeye başlama dönemi

