

PHILIPS

AVENT

4 az 1-ben elektromos
gőzsterilizáló

Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át

6 perc alatt sterilizál

6 Philips Avent cumisüveg elfér benne

Állítható 4 az 1-ben kialakítás

SCF286/03



Ultrakényelmes és hatékony sterilizálás

Rugalmas, egyszerű behelyezés

Az állítható méretnek köszönhetően a 4 az 1-ben sterilizáló minimális helyet foglal el a konyhában. A mellékelt mosogatógép-kosár egybefogja a kisebb darabokat a mosogatógépben, és lehetővé teszi, hogy egy mozdulattal áthelyezze őket a sterilizálóba.

Könnyen tisztítható és biztonságosan sterilizálható

- Könnyen tisztítható és biztonságosan sterilizálható

Gyors, hatékony sterilizálás a természetes gőz segítségével

- Gyors ciklus és automatikus kikapcsolás funkció
- A beépített kijelző mutatja a folyamat haladását
- A természetes gőzsterilizálás, elpusztítja a kórokozók 99,9%-át
- Amennyiben a fedelet nem nyitja fel, akár 24 óráig is steril marad

Különböző típusú cumisüvegekkel és egyéb termékekkel használható

- Tágas kialakítás
- Különböző cumisüvegeket, mellszívókat és tartozékokat sterilizál

Helytakarékos, 4 az 1-ben kialakítás

- 4 az 1-ben moduláris kialakítású sterilizáló

Fénypontok

Rugalmas, 4 az 1-ben sterilizáló



A sterilizáló egyedi moduláris kialakítása lehetővé teszi a cumisüvegek és tartozékaik rugalmas összeillesztését és rendszerezését. Ezáltal feltöltése és kiürítése rendkívül kényelmes. Ráadásul minimális helyet foglal el a konyhában. A mellékelt mosogatógépkosár egybefogja a kisebb darabokat a mosogatógépben, és lehetővé teszi, hogy egy mozdulattal áthelyezze őket a sterilizálóba.

Természetes sterilizálás gőzzel

A sterilizáló természetes gőzt használ a cumisüvegek és más termékek tisztán tartásához, melynek köszönhetően a kórokozók 99,9%-át elpusztítja vegyi anyagok használata nélkül. Így nyugodt lehet, hogy a cumisüvegei és más termékei sterilnek lesznek.

Akár 24 óráig megőrzi sterilitását



Amennyiben nem nyitja fel a fedelet, a sterilizálóban lévő eszközök – cumisüvegek, mellszívók – 24 órán át sterilnek maradnak.

Gyors sterilizálás

A sterilizálás csak 6 percig tart. Ezután a sterilizáló automatikusan kikapcsol, extra sebességet és biztonságot nyújtva Önnek.

Tágas kialakítás



Összesen egyszerre akár hat 330 ml-es Philips Avent Classic és Natural cumisüveg sterilizálható.

Nyitott kialakítás

A nyitott kialakításnak köszönhetően könnyedén tisztán tarthatja a fűtőlapot, így mindig tiszta gőzzel sterilizálhat.

Beépített kijelző



A sterilizáló része egy beépített kijelző, amely mutatja a sterilizálási ciklus haladását. Azt is mutatja, ha az üvegek már kihűltek, és biztonságosan kivehetők.

Különböző típusú cumisüvegekhez

A sterilizáló mind a normál, mind a széles nyakú cumisüvegekhez megfelelő. Más csecsemőtermékek is elférnek benne, mint például mellszívók és tartozékok.

Műszaki adatok

Anyag

polipropilén

Műszaki adatok

Fertőtlenítési idő: 6 perc

Feszültség: 50-60 Hz

Energiafogyasztás: 650 W

Biztonsági besorolás: 1. osztály

Energiaellátás

Voltage: 220-240 V

Tömeg és méretek

Méretek: 290 x 160 x 150 mm (Szé x Ma x Mé) mm

Tömeg: 1,5 kg

Származási hely

Származási ország: Törökország

A következőt tartalmazza:

Csipesz: 1 db

Elektromos gőzsterilizáló: 1 darab

Kompatibilitás

A Philips Avent termékcsaláddal kompatibilis

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0-6 hó

