

# PHILIPS

## AVENT

### Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos

Esteriliza en 6 minutos

Caben 6 biberones Philips Avent

Diseño ajustable 4 en 1

SCF286/02



## Esterilización muy cómoda y eficaz

### Carga fácil y flexible

El tamaño ajustable del esterilizador 4 en 1 ocupa muy poco espacio en la cocina. El cesto para lavavajillas incluido mantiene los elementos pequeños en su lugar y permite transferirlos al esterilizador de una sola vez.

#### Se adapta a varios tipos biberones y a otros productos

- Esteriliza varios tipos de biberones, extractores de leche y accesorios

## Destacados

### Funciona para diferentes tipos de biberones

El esterilizador se puede usar tanto con biberones de cuello ancho como estándar. También puede colocar otros productos del bebé, como extractores de leche y accesorios.

## Especificaciones

### Potencia eléctrica

Voltaje: 220-240 V

### Especificaciones técnicas

Tiempo de esterilización: 6 minutos

Voltaje: 50 a 60 Hz

Consumo de energía: 650 W

Clasificación de seguridad: Clase 1

### Peso y dimensiones

Dimensiones: 290 x 160 x 350 (ancho x profundidad x altura) mm

Peso: 1,5 kg

### País de origen

Hecho en: Turquía

### Material

Polipropileno: Y

### Qué se incluye

Pinzas: 1 piezas

Esterilizador eléctrico de vapor: 1 pieza

### Compatibilidad

Compatible con la gama Philips Avent: Y

### Fases de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

