

# PHILIPS

## AVENT

### Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

Elimina un 99,9 % de gérmenes dañinos

Esteriliza en 6 minutos

Admite 6 biberones Philips Avent

Tamaño ajustable 3 en 1

SCF285/02



## Esterilización cómoda y eficaz

### Carga sencilla y flexible

Con su tamaño ajustable, el esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1 Philips Avent ocupa el mínimo espacio en la cocina y, al mismo tiempo, se adapta a los objetos que necesite esterilizar, ya se trate de objetos pequeños o de una carga completa.

#### **Esterilización eficaz mediante el uso de vapor natural**

- Esterilización por hasta 24 horas con la tapa cerrada

#### **Se adapta a varios tipos de mamaderas y a otros productos**

- Esteriliza varios tipos de mamaderas, extractores de leche y accesorios
- Diseño espacioso

#### **Diseño 3 en 1 que ocupa poco espacio**

- Esterilizador de diseño modular 3 en 1

## Destacados

### Esterilizador 3 en 1 flexible



El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar las mamaderas y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.

### Esterilización por hasta 24 horas



El esterilizador mantiene su contenido (mamaderas, extractores de leche, etc.) esterilizado durante 24 horas si no se abre la tapa.

### Diseño espacioso



Pueden colocarse hasta 6 mamaderas de 330 ml/11 oz Philips Avent Classic y Natural a la vez para su esterilización.

### Funciona con todo tipo de mamaderas

El esterilizador es adecuado para su uso con mamaderas de cuello estándar y de cuello ancho. También se adapta a otros productos para bebés, como extractores de leche y otros accesorios.

## Especificaciones

### País de origen

Made in: Turquía

### Fases de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses

### Potencia

Voltage: 220-240 V

### Peso y dimensiones

Dimensions: 290 x 160 x 150 (ancho x fondo x alto) mm

Weight: 1,5 kg

### Qué incluye

Chupete para recién nacido: 1 pcs

Tongs: 1 pcs

Mamadera Classic de 125 ml: 1 pcs

### Material

Polipropileno

### Qué incluye

Esterilizador a vapor eléctrico: 1 ud.

### Compatibilidad

Rango compatible de Philips Avent

### Especificaciones técnicas

Voltage: 50-60 Hz

Power consumption: 650 W

Safety Classification: Clase 1

