

PHILIPS

AVENT



Электронный
молокоотсос Plus

Двойной

Питание от сети



SCF393/11

Естественное и бережное сцеживание с заботой о маме и малыше

Молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает быстрое, естественное и бережное сцеживание. 95% медицинских специалистов рекомендуют продукцию Philips Avent в период грудного вскармливания**

Другие преимущества

- Выберите соску, подходящую вашему малышу

Индивидуальные настройки

- Сумка и косметичка в комплекте
- Легко мыть и собирать
- Тихий мотор для незаметного сцеживания в любом месте
- Ставьте на паузу, когда это нужно
- Адаптируется под ваши потребности
- Сохраняйте любимые настройки

Аккуратно и с комфортом


- Подходит для всех форм и размеров сосков
- Сцеживайтесь в комфортном положении

Быстрое сцеживание, больше молока за меньшее время*

Очень важно найти подходящую соску


Особенности

Сцеживание на 20% быстрее и эффективнее****



С новой технологией Natural Motion происходит более быстрое выделение молока, благодаря тому, что она совмещает деликатную стимуляцию соска и сцеживание, как это делает малыш.****

Подходит для всех форм и размеров сосков



Один размер насадки для всех. У каждой женщины своя форма и размер сосков, и силиконовая насадка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).***

Очень важно найти подходящую соску



Если ваш новорожденный ребенок регулярно не пьет достаточно молока за процедуру кормления или ему сложно пить молоко,

выберите соску с более быстрой подачей молока. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

Сцеживайтесь в комфортном положении



Сцеживайте с комфортом благодаря особой конструкции молокоотсоса, которая позволяет вам сидеть в удобном положении и не наклоняться вперед. Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)****

Найдите соску с оптимальной скоростью потока



Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.

Адаптируется под ваши потребности



Выбирайте интенсивность работы молокоотсоса под ваши потребности. Молокоотсос имеет 8 режимов стимуляции и 16 режимов сцеживания для максимально комфортного использования.

Легко мыть и собирать



Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяют с легкостью собирать его перед использованием.

Сохраняйте любимые настройки



Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настройки для следующего сцеживания.

Особенности

Сумка и косметичка в комплекте



Удобно брать с собой везде, какими бы ни были ваши планы - используйте сумку и косметичку, которые входят в комплект.

Незаметное сцеживание в любом месте



Сцеживайтесь где и когда удобно, благодаря тихому, легкому и компактному мотору молокоотсоса.

Ставьте на паузу, когда это нужно



Если вам нужно настроить параметры или сделать перерыв, просто нажмите кнопку приостановки/запуска.

Характеристики

Питание

Напряжение в электросети: 100 - 240 В

Материал

Бутылочка: Не содержит бисфенол-А*, полипропилен

Соска: Не содержит бисфенол-А*, Силикон

Молокоотсос: Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

В комплект входят:

Дорожная сумка: 1 шт.

Одноразовые вкладыши для бюстгалтера: 2 шт.

Комплект для сцеживания: 2 шт.

Футляр с изоляцией: 1 шт.

Моторный блок (только проводное использование): 1 шт.

Крышка: 2 шт.

Адаптер microUSB (проводное использование): 1 шт.

Бутылочка 120 мл: 2 шт.

Соска с медленным потоком: 2 шт.

Удобство использования

Использование молокоотсоса: Простая очистка и сборка, Функция памяти, Тихий мотор, Сумка для переноски и футляр

Функции

Не нужно наклоняться вперед: Сцеживание в удобном положении

Настройки: 16 уровней сцеживания, 8 уровней стимуляции

Мягкая насадка с адаптивной формой: Деликатная стимуляция



* Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011

* *По результатам маркетингового исследования среди врачей-неонатологов, акушеров-гинекологов и среднего медицинского персонала, проведенного Евразийской исследовательской компанией Webka Marketing, для Philips Avent в декабре 2024 г., среди 170 специалистов

* **диаметром до 30 мм. (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, ((109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia)

* ****На основании сравнения результатов 2-х клинических испытаний, в которых измерялось время до начала выделения молока (MER-рефлекс выброса молока): 1. 20 участниц и 80 сеансов сцеживаний молокоотсосом Eureka (Нидерланды, 2019г.) 2. 9 участниц и сцеживание с использованием предыдущей версии молокоотсоса Philips Avent SCF334 (Нидерланды 2018 г.)

* *****Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом
* *****ру № РЗН 2022/17111 от 16.05.2022