

PHILIPS

AVENT

Elektrická odsávačka mlieka a
súp. na usklad. mlieka

Stačí odsať, odložiť a nakrmiť.

Súčasťou je mäkká masážna
vložka

2 fľaše a cumlíky s prirodzeným
tvarom

10 pohárov na uskladnenie
mlieka a veká

SCD223/20



Väčšie pohodlie a viac mlieka.* Odsajte, uskladnite a nakrmte

Elektrická odsávačka mlieka s pohármi na uskladnenie mlieka

Táto praktická súprava obsahuje všetko, čo potrebujete na odsávanie a uskladnenie materského mlieka a na kŕmenie vášho bábätka. Obsahuje aj 2 fľaše a 10 pohárov na uskladnenie materského mlieka. Pohodlie si zabezpečíte masážnou vložkou a na zvýšené sanie použijete výkonnú vložku.

Starostlivosť – jednorazové absorpčné vložky do podprsenky

- Zamatovo hladký pocit, priedušný materiál

Odsávanie – jednoduchá elektrická odsávačka mlieka

- Vyberte si pre seba najúčinnnejšie a najpohodlnejšie nastavenie
- Navrhnuté na tiché odsávanie
- Mäkký masážny vankúšik jemne stimuluje tok mlieka
- Malý počet samostatných dielov a intuitívna konštrukcia
- Výkonná vložka pre zvýšené sanie
- Pohodlná poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

Kŕmenie – fľaša a cumlík s prirodzeným tvarom

- Obsahuje našu fľašu a cumlík Natural, ktoré umožňujú prirodzené prisatie

Odloženie – poháre na skladovanie mlieka

- Pre bezpečné ukladanie a prepravu
- Odsávanie do úložného zásobníka

Hlavné prvky

Uvoľňujúca poloha pri odsávaní



Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše alebo nádoby, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete pohodlne usadiť: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko tiecť oveľa ľahšie.

Mäkká masážna vložka



Naša masážna vložka má zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Ikonická vložka v tvare okvetných listov je navrhnutá tak, aby napodobovala satie dieťaťa a je určená na jemnú pomoc pri stimulovaní spustenia mlieka.

Mäkká výkonná vložka



Vyberte si výkonnú vložku pre okamžiky, kedy potrebujete silnejšie sanie.

Výber z jednoduchých nastavení

Po zapnutí odsávačka funguje automaticky v režime jemnej stimulácie, aby podporila spustenie mlieka. Potom si môžete vybrať jeden z 3 režimov odsávania, ktorý bude pre vás najprijemnejší a najúčinnější.

Tiché čerpadlo

Navrhnuté na diskrétné odsávanie.

Ľahké rozloženie, odsatie a čistenie



Malý počet samostatných dielov a intuitívna konštrukcia. Kedykoľvek vám zabezpečí jednoduché odsatie mlieka pre vaše dieťa.

Obsahuje našu fľašu Natural



Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Odsávanie do úložného zásobníka



Vďaka adaptéru na nádobu na uskladnenie mlieka môžete jednoducho odsávať priamo do nádoby na uskladnenie mlieka. Žiadne prepúšťanie a žiadne rozliatie vášho cenného materského mlieka.

Nepriepustné veko



Poháre na skladovanie mlieka Philips Avent majú veko, ktoré zaručuje bezpečné uchovanie a prenos.

Zamatovo hladký pocit



Jednorazové absorpčné vložky do podprsenky Philips Avent sú vyrobené zo zamatovo jemnej vrchnej vrstvy z priedušného materiálu. Majú viacero vrstiev, ktoré zaisťujú mimoriadnu absorpciu.

Technické údaje

Dizajn

Dizajn odsávačky mlieka: Kompaktný dizajn

Dizajn fľaše: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Krajina pôvodu

Anglicko

Materiál

Fľaša: Neobsahuje BPA*, Polypropylén

Cumlík: Neobsahuje BPA*, Silikónový

Odsávačka mlieka: Bez BPA* (iba časti, ktoré sú v kontakte so stravou)

Breast pads: Prirodzený priedušný materiál, Zamatovo jemná vrchná vrstva

Nádoby na uskladnenie: Plast bez obsahu BPA*, polypropylén

Čo je súčasťou balenia

Tesniace viečko na uskladnenie mlieka: 1 ks

Adaptér pohára na uskladnenie mlieka: 2 ks

Fľaša Natural 125 ml (4 oz): 1 ks

Fľaša Natural 260 ml (9 oz): 1 ks

Telo odsávačky: 1 ks

Základná jednotka s trubicou: 1 ks

Nádoba na uskladnenie mlieka (180 ml/6 oz): 10 ks

Vzorkové balenia absorpčných vložiek do podprsenky: 1 balenie (2 ks)

Vložka štandardnej veľkosti (19,5 mm): 1 ks (je dostupný aj väčší vankúšik predávaný samostatne)

Výkonná vložka (27 mm): 1 ks

Jednoduché použitie

Použitie odsávačky mlieka: Jednoduché čistenie, Plne kompatibilný sortiment, Intuitívna montáž

Funkcie

Netreba sa nakláňať dopredu: Sedenie v pohodlnej polohe

Mäkká masážna vložka: Jemná stimulácia

Nastavenie: 3 nastavenia odsávania, 1 režim stimulácie

Vývojové stupne

Fáza: 0 – 6 mesiacov



* Klinicky overené pohodlie: V teste realizovanom v marci 2016, do ktorého sa zapojilo 110 matiek z USA, Spojeného kráľovstva, Číny a Ruska, udelili tieto matky pohodliu výrobkov Philips Avent priemerne skóre 8,6/10.

* Nezávislý výskum preukázal, že vytváranie mlieka môže priamo súvisieť s úrovňou stresu. Pozrite si www.philips.com/avent

* Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.