

PHILIPS

AVENT

Enojni električni
komplet za dojenje

Enojni

Črpanje, shranjevanje in
hranjenje.

Uporaba s kablom

SCD395/21



Komplet za črpanje, shranjevanje in hranjenje

Tehnologija naravnega gibanja za hitrejši pretok mleka*

Popoln komplet za mamice, ki nameravajo črpati svoje mleko. Vsebuje vse potrebno za črpanje in shranjevanje mleka ter hranjenje dojenčka. Naše otroške stekleničke z izjemno mehkim cuceljem, ki natančno posnema dojko, omogočajo enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja po steklenički.

Kombinacija naravnega dojenja in hranjenja po steklenički

- Ventilček proti trebušnim krčem, zasnovan, da blaži trebušne krče in nelagodje.
- Širok cucelj v obliki prsne bradavice za naraven oprijem
- Izjemno mehak cucelj, zasnovan, da posnema občutek dojke.

Črpanje


- Mehka in prilagodljiva blazinica univerzalne velikosti
- Tehnologija naravnega gibanja za hiter pretok mleka*
- Prilagojena izkušnja, 8 + 16 nastavljivih stopenj
- Črpanje brez sklanjanja naprej
- Tih motor za diskretno črpanje kjerkoli (uporaba s kablom)

Varno shranjevanje in prenašanje

- Priloženi so priročni adapterji
- Za uporabo v hladilniku in zamrzovalniku
- Varno shranjevanje in prenašanje

Značilnosti

Hiter pretok mleka*



Načrpajte več mleka v krajšem času* z blazinico, ki stimulira prsi kot dojenčkovo sesanje. Brezhibno se preklaplja med načinom stimuliranja in načinom črpanja ter ravno prav stimulira bradavice in sesanje za kar največji pretok mleka. Na podlagi rezultatov začetnega časa pretoka mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER).*

Prilagodi se vaši bradavici



Univerzalna velikost. Ker se vsi pojavljamo v različnih oblikah in velikostih, se silikonska blazinica nežno upogne in prilagodi tako, da ustreza vaši bradavici. Prilega se 99,98 % velikosti bradavic* (do 30 mm).

Udobno se namestite



Z zasnovo, ki vam omogoča, da sedite pokonci, namesto da se sklanjate naprej, se pri črpanju lahko povsem sprostite. Sklanjanje naprej ni potrebno in gre za klinično dokazan udoben položaj pri črpanju*. Na podlagi rezultatov klinične preiskave izdelka z 20 udeleženkami

(2019); 90 % udeleženk je položaj pri črpanju ocenilo kot udoben (enojna električna prsna črpalka); 95 % udeleženk je položaj pri črpanju ocenilo kot udoben (dvojna električna prsna črpalka).

Prilagodite za svoje potrebe



Vsako črpanje s široko paleto nastavitev stimulacije in črpanja prilagodite svojim potrebam. Naša prsna črpalka nudi 8 stopenj stimulacije in 16 stopenj črpanja za prilagojeno izkušnjo.

Diskretno črpanje kjer koli ste



Po zaslugi tihega motorja s tanko obliko lahko zdaj črpate, kjer koli in kadar koli ste. Zgolj za uporabo s kablom.

Neprepustni pokrovček



Posodice za shranjevanje Philips Avent imajo pokrov, ki zanesljivo tesni, za varno shranjevanje in prenašanje.

Priloženi so priročni adapterji



Za črpanje in hranjenje.

Za uporabo v hladilniku in zamrzovalniku



Za največjo možno prilagodljivost.

Naraven oprijem otroka



Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.

Izjemno mehak cucelj



Cucelj ima izjemno mehko teksturo, ki je zasnovana, da posnema občutek dojke.

Specifikacije

Napajanje

Napetost omrežja: 100 – 240 V

Material

Steklenička: Brez bisfenola A*, Polipropilen

Cucelj: Brez bisfenola A*, Silikon

Prsna črpalka: Brez bisfenola A* (samo deli v stiku z mlekom)

Kaj vsebuje

Nastavek za posodico za shranjevanje mleka:

1 kosa

Posodica za shranjevanje mleka (180 ml/6 oz):

5 kosa

Steklenička 120 ml s cuceljem za 0 m+: 1 kosa

Prsne blazinice za enkratno uporabo: 2 kosa

Komplet za črpanje: 1 kosa

Izolirana torbica: 1 kosa

Motorna enota (samo za uporabo s kablom):

1 kosa

Tesnilni pokrovček: 2 kosa

Vmesnik Micro-USB (uporaba s kablom):

1 kosa

Steklenička 260 ml s cuceljem za 1 m+: 1 kosa

Enostavna uporaba

Uporaba prsne črpalke: Preprosto čiščenje in sestavljanje, tih motor, pomnilniška funkcija

Funkcije

Brez sklanjanja naprej: Sedenje v udobnem položaju

Nastavitve: 16 stopenj črpanja, 8 stopenj stimulacije

Mehka in prilagodljiva blazinica: Nežno spodbujanje



* Na podlagi rezultatov začetnega časa pretoka mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER) klinične raziskave z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019) v primerjavi s časom MER prejšnjih tehnologij črpanja Philips iz raziskave Feasibility, v kateri je sodelovalo 9 udeleženk (Nizozemska, 2018)

* Na podlagi časa MER za blazinico 1k iz klinične raziskave z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019) v primerjavi s časom MER za drugo prsno črpalko Philips iz raziskave Feasibility, v kateri je sodelovalo 9 udeleženk (Nizozemska, 2018)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 udeleženk, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 udeleženk, belke, ZDA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 udeleženk, Avstralija).

* Prsna črpalka brez bisfenola A: velja samo za stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V skladu z uredbo EU 10/2011.