




Philips
InfraCare-infraroodlamp

200W

Gerichte behandeling van bepaald gebied



HP3621

Effectieve verzachting van pijn

Diep doordringende infraroodwarmte

Diepe, doordringende warmte van infraroodlamp

Effectieve verzachting van pijn

- Diep doordringende infraroodwarmte

PHILIPS

Specificaties

Gebruiksvriendelijk

- Instelbaarheid: 0-40 graden (naar achteren)
- Aan/uitschakelaar
- Zachte handgreep: voor gemakkelijke plaatsing en vervoer

Specifieke behandeling

- Behandelingsgebied: 20 x 30 cm
- Infrarood halogeenlamp: 200 W

Veiligheid

- IEC certified: Voldoet aan IEC 60601 en 60335

Effectieve verzachting van pijn

- Diep doordringende warmte

Technische specificaties

- Snoerlengte: 200 m
- Vermogen: 200 W
- Spanning: 110 of 220-230 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
- Levensduur van lampen: 500 hr

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van het product: 20 x 30,9 x 17,2 (W x H x D) cm
- Afmetingen A-doos: 29 x 40,4 x 74,5 (B x H x D) cm
- Gewicht van het product: 1,2 kg
- Gewicht F-doos: 1,6 kg
- Gewicht A-doos: 4,8 kg
- Aantal F-dozen in A-doos: 3 pcs
- Aant. op Europallet: 60 pcs
- Afmetingen F-doos: 28 x 38,6 x 24,5 (B x H x D) cm

Logistieke gegevens

- Land van herkomst: Duitsland
- CTV-code: 884362101000

Medische apparatuur

- Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD): 2007/47/EG, MDD 93/42/EG

Kenmerken

Diep doordringende infraroodwarmte



Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.

