




Philips  
InfraCare-infraroodlamp

**200W**

Gerichte behandeling van bepaald gebied



HP3621

## Effectieve verzachting van pijn

Diep doordringende infraroodwarmte

Diepe, doordringende warmte van infraroodlamp

### Effectieve verzachting van pijn

- Diep doordringende infraroodwarmte

**PHILIPS**

## Specificaties

### Gebruiksvriendelijk

- Instelbaarheid: 0-40 graden (naar achteren)
- Aan/uitschakelaar
- Zachte handgreep: voor gemakkelijke plaatsing en vervoer

### Specifieke behandeling

- Infrarood halogeenvlamp: 200 W
- Behandelingsgebied: 20 x 30 cm

### Veiligheid

- IEC certified: Voldoet aan IEC 60601 en 60335

### Effectieve verzachting van pijn

- Diep doordringende warmte

### Technische specificaties

- Snoerlengte: 200 m
- Vermogen: 200 W
- Spanning: 110 of 220-230 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
- Levensduur van lampen: 500 hr

### Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van het product: 20 x 30,9 x 17,2 (W x H x D) cm
- Afmetingen A-doos: 29 x 40,4 x 74,5 (B x H x D) cm
- Gewicht van het product: 1,2 kg
- Gewicht F-doos: 1,6 kg
- Gewicht A-doos: 4,8 kg
- Aantal F-dozen in A-doos: 3 pcs
- Aant. op Europallet: 60 pcs
- Afmetingen F-doos: 28 x 38,6 x 24,5 (B x H x D) cm

### Logistieke gegevens

- Land van herkomst: Duitsland
- CTV-code: 884362101000

### Medische apparatuur

- Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD): 2007/47/EG, MDD 93/42/EG

## Kenmerken

### Diep doordringende infraroodwarmte



Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.

