

# PHILIPS

## AVENT

Електричний  
молоковідсмоктувач

Одинарний

Найвища якість

Акумуляторна батарея

Дисплей із таймером



SCF396/11



## Натхненний малюком. Ефективний для мами

Технологія природного руху для швидшого відтоку молока\*

Увійдіть у нову еру зцідження молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним способом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м'яко адаптується до розміру та форми сосків.

### Персоналізований та простий у користуванні

- Мінімальна кількість частин та інтуїтивне налаштування
- Функція паузи/пуску
- Функція пам'яті
- Тихий двигун для непомітного зцідження будь-де
- Персоналізація, 8+16 рівнів налаштувань

### Легідний і зручний

- М'яка й адаптивна силіконова подушечка одного розміру
- Зціджуйте, не нахилиючись уперед

### Швидке зцідження, більше молока за менший час\*

- Технологія природного руху для швидкого відтоку молока\*

### Акумуляторна батарея і таймер із дисплеєм

- Акумуляторна батарея для зцідження молока у дорозі
- Дисплей для відстеження часу


# Основні особливості

## Швидкий відтік молока\*



Зцідуйте більше молока за менший час\* за допомогою подушечки, яка стимулює і зціджує молоко так само, як дитина. Безперерйне перенаштування з режиму стимуляції у режим зціджування і застосування оптимального рівня стимуляції соска та відсмоктування для максимального відтоку молока. Враховується час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока, PVM).\*

## Пристає до соска



Один розмір підходить усім. Оскільки усі ми відрізняємось формами і розміром, силіконова подушечка м'яко згинається і пристосовується під ваш сосок. Вона підходить для 99,98% розмірів сосків\* (до 30 мм).

## Сидить зручно



Почувайтесь вільно під час зціджування завдяки конструкції, що дозволяє сидіти вертикально, а не нахилитися вперед. Клінічно перевірене зручне положення для зціджування молока без потреби нахилитися вперед\*. З урахуванням результатів клінічного випробування продукту за участі 20 учасниць (2019); 90% учасниць вважають

положення для зціджування зручним (одинарний електричний); 95% учасниць вважають положення для зціджування зручним (подвійний електричний).

## Налаштуйте пристрій під свої потреби



Підлаштовуйте кожен сеанс зціджування відповідно до ваших потреб завдяки різноманітним налаштуванням стимулювання та зціджування. Для вашої особистої зручності наш молоковідсмоктувач пропонує 8 рівнів стимулювання та 16 рівнів зціджування.

## Зцідуйте непомітно в будь-якому місці



Зцідуйте молоко будь-коли й будь-де завдяки нашому тихому двигуну тонкої конструкції.

## Легке використання у дорозі



Зцідуйте молоко в дорозі та не турбуйтеся про живлення. Наша акумуляторна батарея постачається з адаптером мікро-USB, а повного заряду вистачає до 3 сеансів.

## Легко чистити і налаштовувати



Наша система закритого зціджування означає, що молоко залишається поза трубкою, тож чистити доведеться менше. Менше частин – менше клопоту з повторним збиранням.

## Збережіть улюблені налаштування



Знаєте, що вам подобається? Молоковідсмоктувач автоматично запам'ятовує ваші останні налаштування, тому все, що вам потрібно зробити, – це сісти й натиснути пуск.

## Відстежуйте час зціджування

Слідкуйте за тим, як довго ви зціджуєте з кожної груді, та відстежуйте загальний час зціджування за допомогою цифрового таймера.

## Призупиняйте, коли потрібно



Якщо потрібно щось налаштувати або зробити перерву, кнопка паузи/пуску завжди під рукою.

# Специфікації

## Потужність

Напруга живлення: 100 - 240 В

## Матеріал

Пляшечка: Без вмісту ВРА\*, Поліпропілен

Соска: Без вмісту ВРА\*, Силікон

Молоковідсмоктувач: Без вмісту ВРА\* (лише частини, які контактують з їжею)

## У комплекті:

Пляшечка на 115 мл із соскою 0 міс.+ : 1 шт.

Одноразові вкладиші в бюстгальтер: 2 шт.

Комплект для зцідження: 1 шт.

Адаптер мікро-USB: 1 шт.

Блок двигуна (акумуляторний): 1 шт.

Ущільнюючий диск: 1 шт.

## Простота у користуванні

Використання молоковідсмоктувача: Легко чистити та збирати, тихий двигун, функція пам'яті, акумуляторна батарея, дисплей для двигуна

## Функції

Жодного нахилання вперед: Можна сидіти у зручному положенні

Налаштування: 16 рівнів зцідження, 8 рівнів

стимуляції

М'яка та адаптивна подушечка: Лягидне стимулювання



\* Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – РВМ) на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.), порівняно з часом на РВМ для інших попередніх технологій відсмоктання Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.)

\* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 учасниць, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

\* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 біологічних учасниць, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасниць, Австралія).

\* З урахуванням результатів опитувань про 1000 подушечок під час клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.)

\* Молоковідсмоктувач без ВРА: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011