

PHILIPS

AVENT

Pompă de sân electrică Plus

Simplă

8+16 niveluri de setare

Tehnologie Natural Motion

Utilizare cu fir



SCF391/11



Inspirată de bebeluș. Eficientă pentru mame

Tehnologie Natural Motion pentru un debit mai rapid de lapte*

Intră într-o nouă eră a colectării laptelui cu un echilibru perfect între sucțiune și stimularea mamelonului, inspirat de modul natural în care bebelușii se hrănesc. Pompa electrică de sân Philips Avent menține debitul de lapte la un nivel optim și se adaptează ușor la dimensiunea și forma mamelonului tău.

Personalizat

- Număr minim de piese și asamblare intuitivă
- Motor silențios pentru o experiență discretă oriunde (utilizare cu fir)
- Funcție de pauză/pornire
- Experiență personalizată, 8 + 16 niveluri de setare
- Funcție de memorare

Delicat și confortabil

- Pernă de masaj din silicon moale și adaptabilă, de mărime universală
- Colectează-ți laptele fără a te apleca

Colectare rapidă, mai mult lapte în mai puțin timp*

- Tehnologie Natural Motion pentru un debit rapid al laptelui*


Repere

Debit rapid al laptelui*



Colectează mai mult lapte într-un timp mai scurt* cu o pernă de masaj care stimulează sânul pentru a extrage laptele la fel de eficient ca bebelușul. Se adaptează fără probleme de la modul de stimulare la cel de extracție și aplică nivelul potrivit de stimulare a mamelonului și de suțiu pentru un debit maxim de lapte. Pe baza rezultatelor timpului de inițiere a curgerii laptelui (timpul până la reflexul de ejecție a laptelui).*

Se adaptează la mamelonul tău



Mărime universală. Pentru că avem forme și dimensiuni diferite, pernă din silicon se mulează și se adaptează ușor la mamelonul tău. Este compatibilă cu 99,98 % din mărimile de mamelon* (până la 30 mm).

Stai comod



Stai relaxată în timp ce îți colectezi laptele datorită designului care îți permite să stai cu spatele drept, fără a te apleca în față. Nu

este nevoie să te apleci, poziție comodă de colectare dovedită clinic*. Pe baza rezultatelor testelor clinice efectuate pe 20 de participante (2019); 90 % dintre participante găsesc comodă poziția de colectare a laptelui (cu pompă electrică simplă); 95 % dintre participante găsesc comodă poziția de colectare a laptelui (cu pompă electrică dublă).

Personalizată în funcție de nevoile tale



Ajustează fiecare sesiune în funcție de necesitățile tale cu o gamă largă de setări pentru stimulare și extracție a laptelui. Pompa noastră de sân oferă 8 niveluri de stimulare și 16 niveluri de extracție a laptelui pentru o experiență personalizată.

Colectează-ți laptele discret oriunde



Colectează-ți laptele oricând și oriunde dorești cu motorul nostru silențios cu design subtil. Doar utilizare cu fir.

Curăță și assemblează cu ușurință




Sistemul nostru închis de colectare împiedică intrarea laptelui în tuburi, astfel că ai mai puțin de curățat. De asemenea, numărul mai mic de piese permite reasamblarea extrem de ușoară.

Fă pauză oricând dorești



Dacă vrei să modifici setările sau să iei o pauză, butonul start/pauză este mereu la îndemână.

Salvează setările preferate



Știi ce îți place? Pompa de sân reține automat ultimele setări folosite, așa că tot ce trebuie să faci este să te așezi confortabil și să apeși butonul de pornire.

Specificații

Putere

Tensiune de alimentare: 100 – 240 V

Material

Biberon: Fără BPA*, Polipropilenă

Tetină: Fără BPA*, Silicon

Pompă pentru sân: Fără BPA* (numai componentele care intră în contact cu laptele)

Include

Biberon de 4 oz cu tetină pentru 0 luni+:
1 buc.

Tampoane de unică folosință pentru sâni:

2 buc.

Kit de colectare a laptelui: 1 buc.

Unitate motor (doar utilizare cu fir): 1 buc.

Disc de etanșare: 1 buc.

Adaptor micro-USB (doar utilizare cu fir):
1 buc.

Ușor de utilizat

Utilizarea pompei pentru sân: Curățare și asamblare ușoare, motor silențios, funcție de memorare

Funcții

Nu este necesară aplecarea în față: Așază-te într-o poziție comodă

Setări: 16 niveluri de extracție a laptelui, 8 niveluri de stimulare

Pernă de masaj moale și adaptabilă:
Stimulare delicată

