

# PHILIPS

## AVENT

Pohodlná elektronická  
odsávačka mlieka na 1 prsník

Obsahuje jednu 120 ml (4 oz)  
fľašu

 Product Picture

SCF301/02



## Pohodlie a komfort pre efektívne odsávanie

Vyberte si spomedzi 4 režimov stimulácie a 4 nastavení odsávania a urobte z každého odsávania pohodlnú a na mieru prispôsobenú záležitosť. Vďaka ľahkému a kompaktnému dizajnu bude odsávanie na cestách hračkou.

### Lahký a kompaktný dizajn

- Jednoduché odsávanie doma alebo na cestách
- Napájanie z batérie a elektrickej siete

### Celý rad bezproblémových nastavení pre prispôsobené používanie.

- Bezproblémové nastavenia, o ktoré sa nepotrebujete starať
- 4 režimy stimulácie x 4 režimy odsávania na optimálne odsávanie

### Diskrétna a hygienická odsávanie

- Diskrétny zvuk a podsvietený displej určený na diskrétnu použitie, deň/noc

### Technológia Rhythmic Wave

- Navrhnuté tak, aby napodobnilo sanie bábätka

### Určené na jemnú stimuláciu toku mlieka

- Mäkký masážny vankúšik určený na pomoc so stimuláciou toku mlieka

## Hlavné prvky

### Prispôsobené odsávanie

Je dôležité, aby ste pri odsávaní mali pohodlie a pre každú mamu znamená niečo iné. S touto odsávačkou mlieka si môžete vybrať zo 4 režimov stimulácie a 4 nastavení odsávania.

Takto môže byť každé odsávanie účinné a pohodlné.

### Bezproblémové nastavenia

Mamy majú kopec iných starostí ako spomínanie si na ideálne nastavenia – takže to urobíme za vás. Vaše obľúbené nastavenia sa uložia, takže všetko budete mať pripravené po jedinom stlačení tlačidla. Potrebujete prestávku v odsávaní? Jednoducho stlačte tlačidlo pozastavenia. Proces znova obnovíte stlačením tlačidla spustenia. Je to jednoduché.

### Mäkká masážna vložka

Pri navrhovaní našich odsávačiek mlieka sme mysleli na vaše pohodlie. Zamatovo mäkká textúra našej masážnej vložky dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Flexibilný materiál je navrhnutý tak, aby napodobňoval sanie bábätka, čím pomáha spusteniu mlieka.

### Lahký a kompaktný dizajn

Lahká a kompaktný dizajn znamená, že odsávať môžete jednoducho doma alebo si zariadenie zobrať so sebou a odsávať aj na cestách.

### Duálne napájanie

Tento produkt funguje na elektrinu. Pre dodatočnú mobilitu môžete tiež vložiť batérie na bezšnúrové používanie. Môžete vložiť 4 nenabíjateľné 1,5 V batérie AA alebo štyri nabíjateľné 1,2 V batérie AA

### Navrhnuté tak, aby napodobnilo sanie

Keď bábätká sajú mlieko, rytmicky sajú, prehltávajú a dýchajú v pomere 1:1:1. Táto odsávačka mlieka obsahuje technológiu Rhythmic Wave, ktorá imituje sanie a prehltanie bábätka v príslušnej rýchlosti i pomere (1:1), aby rýchlo a účinne vyvolala spustenie mlieka. Vďaka tomu bude vaše odsávanie pôsobiť prirodzene a pohodlne.

### Diskrétné odsávanie

Vďaka šikovnému podsvietenému displeju môžete diskrétno odsávať v noci bez toho, aby ste museli rozsvietiť. A jemný zvuk znamená menej rušenia.

## Technické údaje

### Dizajn

**Dizajn odsávačky mlieka:** Kompaktný dizajn  
**Dizajn fľaše:** Ergonomický tvar, Široké hrdlo

### Krajina pôvodu

Čína

### Materiál

**Fľaša:** Neobsahuje BPA\*, Polypropylén

**Cumlík:** Neobsahuje BPA\*, Silikónový

**Odsávačka mlieka:** Bez BPA\* (iba časti, ktoré sú v kontakte so stravou)

### Čo je súčasťou balenia

**Tesniace viečko na uskladnenie mlieka:** 1 ks

**Telo odsávačky:** 1 ks

**Základná jednotka s trubicou:** 1 ks

**Cestovný kryt:** 1 ks

**Fľaša Natural 125 ml (4 oz):** 1 ks

**Mäkká vložka:** 1 ks

**Lanko:** 1 ks

### Lahké používanie

**Použitie odsávačky mlieka:** Intuitívna montáž, jednoduché čistenie, plne kompatibilný sortiment

### Funkcie

**Technológia Rhythmic Wave:** Imituje sanie bábätka

### Vývojové stupne

**Fáza:** 0 – 6 mesiacov

