

Philips Philips Avent  
Zawór laktatora

Laktatory  
Biały

CP9287/01



## Przelewanie pokarmu z laktatora do butelki

Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Ten zawór podtrzymuje podciśnienie, dzięki któremu laktator może przelać pokarm do butelki. Dobry stan zaworu gwarantuje prawidłowe działanie laktatora.

### **Łatwość użycia części zamiennych Philips**

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

**PHILIPS**

## Dane techniczne

### Części zamienne

- Pasuje do produktów: SCF393 SCF394 SCF395 SCF396 SCF397 SCF398 SCF430 SCF441

### Części zamienne

- Pasuje do produktów: SCD292 SCF330 SCF332 SCF334 SCF335 SCF338 SCF391 SCF392

## Zalety

### Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2023-11-23

Wersja: 5.5.1

EAN: 87 10103 62259 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)