

PHILIPS

AVENT

Extractor de leche eléctrico

Doble

Prémium

Batería recargable

Pantalla del temporizador



SCF398/11



Inspirado en el bebé. Eficaz para la mamá.

Tecnología de movimiento natural para un flujo de leche más rápido*

Descubra una nueva era en la extracción con un equilibrio perfecto entre succión y estimulación del pezón inspirado en la forma natural en la que los bebés succionan. El extractor de leche eléctrico Philips Avent mantiene el flujo de leche en un nivel óptimo y se adapta suavemente al tamaño y la forma del pezón

Personalizado y fácil de utilizar

- Número de piezas reducido y configuración intuitiva
- Función de pausa/inicio
- Función de memoria
- Motor silencioso para una experiencia discreta en cualquier lugar
- Bolsa y funda para el extractor de leche
- Experiencia personalizada, 8 + 16 niveles de ajuste

Suave y cómodo

- Cojín de silicona suave y adaptable de talla única
- Extracción sin necesidad de inclinarse hacia delante

Extracción rápida, más leche en menos tiempo*


- Tecnología Natural Motion para un flujo de leche más rápido*

Batería recargable y temporizador

- Batería recargable para extraer en cualquier parte
- Pantalla para realizar un seguimiento del tiempo


Destacados

Flujo de leche más rápido*



Extraiga más leche en menos tiempo* con un cojín que estimula el pecho para extraer la leche como si fuera un bebé. Se ajusta perfectamente tanto en el modo de estimulación como en el modo de extracción, y aplica la cantidad adecuada de estimulación y succión del pezón para proporcionar el máximo flujo de leche. Basado en los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER).*

Se adapta al pezón



Talla única universal. Dado que no todas las mujeres somos iguales, el cojín de silicona se flexiona suavemente para adaptarse al pezón. Se ajusta al 99,98 % de los tamaños* (hasta 30 mm).

Siéntese cómodamente



Siéntese relajada durante la extracción gracias a un diseño que le permite sentarse en posición vertical en lugar de tener que inclinarse hacia delante. No necesitará inclinarse hacia delante gracias a una posición de extracción cómoda clínicamente probada*

Basado en los resultados de los ensayos clínicos de productos realizados a 20 participantes (2019); el 90 % aseguran sentirse cómodas en esta posición con el extractor eléctrico sencillo y el 95 % afirman lo mismo con el extractor eléctrico doble.

Se adapta a todas sus necesidades



Adapte cada sesión a sus necesidades con una amplia gama de ajustes de estimulación y extracción. Nuestro extractor de leche ofrece 8 niveles de estimulación y 16 niveles de extracción para una experiencia personalizada.

Extracción discreta en cualquier parte



Extraiga cuando y donde quiera gracias a nuestro motor silencioso con un diseño estilizado.

Uso intuitivo en cualquier parte



Extraiga en cualquier lugar sin preocuparse por la fuente de alimentación. Nuestra batería recargable incluye un adaptador micro-USB y dura hasta 3 sesiones con una sola carga completa.

Limpieza y configuración sencillas



Nuestro sistema de extracción cerrado evita el paso de la leche por tubos y facilita la limpieza. Al contar con menos piezas, hace que volver a montarlo sea más fácil.

Guarde sus ajustes favoritos



¿Le gusta una configuración específica? El extractor de leche recuerda automáticamente los ajustes más recientes, por lo que todo lo que necesita hacer es sentarse y pulsar el botón de Inicio.

Realice un seguimiento del tiempo de extracción

Realice un seguimiento del tiempo de extracción en cada pecho y del tiempo de extracción total con la pantalla del temporizador digital.

Páuselo cuando quiera



Si necesita ajustar el extractor o quiere tomar un descanso, solo debe pulsar el botón de pausa/inicio.

Especificaciones

Material

Biberón: Sin BPA*, Polipropileno

Tetina: Sin BPA*, Silicona

Extractor de leche materna: Sin BPA (solo piezas en contacto con comida)

Fácil de usar

Uso del extractor de leche: Fácil de montar y limpiar, motor silencioso, función de memoria, batería recargable, visualización del motor, Bolsa de viaje y funda

Funciones

Sin inclinarse hacia delante: Siéntese en una postura cómoda

Ajustes: 16 ajustes de extracción, 8 niveles de estimulación

Cojín suave y adaptable: Estimulación suave

Qué incluye

Bolsa de viaje: 1 pcs

Botella de 125 ml con tetina de 0 m+: 2 pcs

Discos absorbentes desechables: 2 pcs

Kit de extracción: 2 pcs

Funda aislante: 1 pcs

Adaptador micro-USB: 1 pcs

Unidad motora (recargable): 1 pcs

Discos selladores: 2 pcs

Potencia

Voltaje de alimentación: 100 - 240 V



* Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER) de un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019) en comparación con los resultados de tiempo de activación de MER de un estudio de viabilidad realizado a 9 participantes (Países Bajos, 2018) con modelos anteriores de extractores Philips

* 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucásicos, EE. UU.); (3)Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Australia).

* Basado en los resultados de un cuestionario sobre un cojín 1k referente a un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019)

* Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011