

PHILIPS

AVENT

Súprava starostlivosti o dieťa


Zákl. pomôcky na starostlivosť
o dieťa

Kompletná súprava

Chlapci a dievčatá

 Product Picture

SCH400/52



Moja prvá súprava starostlivosti o dieťa

Všetky základné pomôcky na starostlivosť o dieťa v jednej súprave

S našou súpravou starostlivosti o deti SCH400 môžete vášmu bábätku poskytnúť tú najlepšiu starostlivosť. Táto kompaktná súprava obsahuje presný, pohodlný a rýchly digitálny teplomer, odsávačku hlienov s mäkkou špičkou, zubnú kefku na prst a súpravu na starostlivosť o nechty a vlasy.

10 základných pomôcok na starostlivosť o dieťa

- Digitálny teplomer s profesionálnou presnosťou*
- Odsávačka hlienov s jemnou a flexibilnou špičkou
- Zubná kefka na prst
- Súprava na starostlivosť o nechty a vlasy

Kompaktné puzdro vhodné na cestovanie

- Kompaktná a štruktúrovaná súprava
- Dokonalý darček

Hlavné prvky

Digitálny teplomer

Odmerajte teplotu dieťaťa rýchlo, pohodlne a presne. Tento digitálny teplomer meria teplotu s profesionálnou presnosťou* a flexibilná špička zvyšuje vaše pohodlie aj pohodlie dieťaťa.

Kompaktná a štruktúrovaná

Táto štruktúrovaná súprava poskytuje miesto pre ďalšie produkty na starostlivosť o dieťa a súčasne je kompaktná a pohodlná, takže si ju môžete zobrať všade so sebou. Ideálna na cestovanie a odloženie v detskej izbe.

Odsávačka hlienov

Odsávačka hlienov uvoľňuje dýchacie cesty dieťaťa, vďaka čomu sa dieťa cíti a spí lepšie.

Zubná kefka na prst

Jemne masírujte ďasná alebo zúbky dieťaťa.

Súprava na starostlivosť o nechty a vlasy

Kompletná súprava na starostlivosť o nechty s nožičkami s okrúhlymi špičkami, zastrešovačom nechtov a tromi šmirgľovými pilníkmi na nechty. Súčasťou je tiež súprava na starostlivosť o vlasy s hrebeňom so zaoblenými zubmi a jemnou kefou na vlasy.

Darček

Dokonalý darček pre všetkých rodičov (čakajúcich svoje prvé dieťa).

Technické údaje

Vývojové stupne

Fáza: Všetky stupne

Technické údaje

Battery: 1,55 V DC batéria (LR41)

Technické údaje

Accuracy: $\pm 0,1$ °C pri rozsahu 35 °C až 42 °C

Súlade: V súlade so smernicou

MDD93/42/EHS

Rozsah merania: rozsah od 35 °C do 42,9 °C

Životnosť batérie: > 100 prevádzkových hodín

Logistické údaje

Rozmery F-boxu (Š x V x H): 117 x 174,5 x 51 mm

Pohlavie

Pre: Chlapci a dievčatá

