

PHILIPS

AVENT

Одинарный электронный
набор для кормления грудью

Одинарный

Сцеживание, хранение, кормление.

Питание от сети

SCD395/21



Комплект для сцеживания, хранения и кормления

Технология для быстрого и естественного потока молока*

Идеальный набор для мам, которые планируют сцеживать и хранить грудное молоко для кормления малыша. Наши детские бутылочки с ультрамягкой соской позволят легко совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Очень важно найти подходящую соску. Больше информации см. ниже.

Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

- Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта
- Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди
- Ультрамягкая соска имитирует форму груди

Сцеживание

- Мягкая силиконовая подушечка принимает нужную форму
- Технология Natural Motion для быстрого потока молока*
- Возможности персонализации, 8+16 уровней настройки
- Сцеживание без наклона вперед
- Тихий мотор для незаметного сцеживания в любом месте (в проводном режиме)


Безопасное хранение и переноска

- Удобные адаптеры в комплекте
- Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере
- Для надежного хранения и транспортировки

Очень важно найти подходящую соску


Основные особенности

Быстрый поток молока*



Сцеживайте больше молока за меньшее время* с подушкой, которая стимулирует выделение молока, имитируя движения младенца. Ее легко можно переключать между режимами стимуляции и сцеживания, а стимуляция и всасывание выполняются в должном объеме для максимального потока молока. Основано на замерах времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока)*.

Адаптируется под форму соска



Один размер для всех. У каждой из нас своя форма и размер сосков, и силиконовая подушка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).

Очень важно найти подходящую соску



Если ваш новорожденный ребенок регулярно не пьет достаточно молока за процедуру кормления или ему сложно пить молоко, выберите соску с более быстрой подачей молока. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

Комфортная посадка



Сцеживайте с комфортом благодаря дизайну, позволяющему вам сидеть ровно и не наклоняться вперед. Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)*. Основано на клинических испытаниях продукта; 20 участниц (2019 год): 90 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (одинарный электрический молокоотсос); 95 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (двойной электрический молокоотсос).

Адаптируется под ваши потребности



Настраивайте молокоотсос перед каждым сеансом с помощью широкого ряда параметров стимуляции и сцеживания. Наш молокоотсос имеет 8 уровней стимуляции и 16 уровней сцеживания для максимально комфортного использования.

Незаметное сцеживание в любом месте



Сцеживайте молоко там, где вам хочется, благодаря тихому мотору с компактным дизайном. Только для проводного использования.

Надежная герметичная крышка



Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.

Удобные адаптеры в комплекте



Для сцеживания и кормления.

Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере



Для максимального удобства использования.

Естественный захват соски



Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Характеристики

Мощность

Напряжение в электросети: 100 - 240 В

Материал

Бутылочка: Не содержит бисфенол-А*, полипропилен

Соска: Не содержит бисфенол-А*, Силикон

Молокоотсос: Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

В комплект входят:

Адаптер для чашек для хранения молока: 1 шт.

Контейнеры для хранения молока (180 мл): 5 шт.

Бутылочка 125 мл с соской 0 мес.+: 1 шт.

Одноразовые вкладыши для бюстгалтера: 2 шт.

Комплект для сцеживания: 1 шт.

Футляр с изоляцией: 1 шт.

Моторный блок (только проводное использование): 1 шт.

Крышка: 2 шт.

Адаптер microUSB (проводное использование): 1 шт.

1 шт.

Бутылочка 260 мл с соской 1 мес.+: 1 шт.

Удобство использования

Использование молокоотсоса: Простая очистка и сборка, Тихий мотор, Функция памяти

Функции

Не нужно наклоняться вперед: Сцеживание в удобном положении

Настройки: 16 уровней сцеживания, 8 уровней стимуляции

Мягкая насадка с адаптивной формой: Деликатная стимуляция



* На основании замеров времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока), результаты клинического исследования с 20 участниками (Нидерланды, 2019 г.); по сравнению с временем до рефлекса выброса молока для других молокоотсосов Philips (исследование технической реализации с 9 участниками, Нидерланды, 2019 г.)

* На основании замеров времени начала течения молока для подушечки 1к в рамках клинического исследования с 20 участниками (Нидерланды, 2019 г.) по сравнению с временем до рефлекса выброса молока других молокоотсосов Philips (исследование технической реализации с 9 участниками, Нидерланды, 2018 г.)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 участниц, Израиль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 участниц европеоидной расы, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).

* Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.