

# PHILIPS

## AVENT

Одинарный электронный  
набор для кормления грудью

Одинарный

Сцеживание, хранение, кормление.

Питание от сети

SCD395/21



## Комплект для сцеживания, хранения и кормления

Технология для быстрого и естественного потока молока\*

Идеальный комплект для мам, которые планируют сцеживать молоко; все необходимое для сцеживания и хранения грудного молока для кормления вашего малыша. Наши бутылочки для кормления детей с ультрамягкой соской, имитирующей форму груди, позволят легко совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки.

### Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

- Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта
- Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди
- Ультрамягкая соска имитирует форму груди

### Сцеживание


- Мягкая силиконовая подушечка принимает нужную форму
- Технология для быстрого и естественного потока молока\*
- Возможности персонализации, 8+16 уровней настройки
- Сцеживание без наклона вперед
- Тихий мотор для незаметного сцеживания в любом месте (в проводном режиме)

### Безопасное хранение и переноска

- Удобные адаптеры в комплекте
- Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере
- Для надежного хранения и транспортировки


# Основные особенности

## Более быстрый поток молока\*



Сцеживайте больше молока за меньшее время\* с подушкой, которая стимулирует выделение молока, имитируя движения младенца. Ее легко можно переключать между режимами стимуляции и сцеживания, а стимуляция и всасывание выполняются в должном объеме для максимального потока молока. Основано на замерах времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока)\*.

## Адаптируется под форму соска



Один размер для всех. У каждой из нас своя форма и размер сосков, и силиконовая подушка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).

## Комфортная посадка



Сцеживайте с комфортом благодаря дизайну, позволяющему вам сидеть ровно и не наклоняться вперед. Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)\*. Основано на клинических испытаниях продукта; 20 участниц (2019 год): 90 %

участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (одинарный электрический молокоотсос); 95 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (двойной электрический молокоотсос).

## Адаптируется под ваши потребности



Настраивайте молокоотсос перед каждым сеансом с помощью широкого ряда параметров стимуляции и сцеживания. Наш молокоотсос имеет 8 уровней стимуляции и 16 уровней сцеживания для максимально комфортного использования.

## Незаметное сцеживание в любом месте



Сцеживайте молоко там, где вам хочется, благодаря тихому мотору с компактным дизайном. Только для проводного использования.

## Надежная герметичная крышка



Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.

## Удобные адаптеры в комплекте



Для сцеживания и кормления.

## Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере



Для максимального удобства использования.

## Естественный захват соски



Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

## Ультратягкая соска



Соска имеет ультратягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.

# Характеристики

## Мощность

Напряжение в электросети: 100 - 240 В

## Материал

Бутылочка: Не содержит бисфенол-А\*, полипропилен

Соска: Не содержит бисфенол-А\*, силикон

Молокоотсос: Без бисфенола-А\* (только детали, контактирующие с пищей)

## В комплект входят:

Адаптер для чашек для хранения молока: 1 шт.

Контейнеры для хранения молока (180 мл): 5 шт.

Бутылочка 125 мл с соской 0 мес.+ : 1 шт.

Одноразовые вкладыши для бюстгалтера: 2 шт.

Комплект для сцеживания: 1 шт.

Футляр с изоляцией: 1 шт.

Моторный блок (только проводное использование): 1 шт.

Крышка: 2 шт.

Адаптер microUSB (проводное использование): 1 шт.

1 шт.

Бутылочка 260 мл с соской 1 мес.+ : 1 шт.

## Удобство использования

Использование молокоотсоса: Простая очистка и сборка, Тихий мотор, Функция памяти

## Функции

**Не нужно наклоняться вперед:** Сцеживание в удобном положении

**Настройки:** 16 уровней сцеживания, 8 уровней стимуляции

**Мягкая насадка с адаптивной формой:** Деликатная стимуляция



\* На основании замеров времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока), результаты клинического исследования с 20 участниками (Нидерланды, 2019 г.); по сравнению с временем до рефлекса выброса молока для других молокоотсосов Philips (исследование технической реализации с 9 участниками, Нидерланды, 2019 г.)

\* На основании замеров времени начала течения молока для подушечки 1к в рамках клинического исследования с 20 участниками (Нидерланды, 2019 г.) по сравнению с временем до рефлекса выброса молока других молокоотсосов Philips (исследование технической реализации с 9 участниками, Нидерланды, 2018 г.)

\* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 участниц, Израиль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

\* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 участниц европеоидной расы, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).

\* Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.