

# PHILIPS

## AVENT

### Manuálna odsávačka mlieka

Lahko odsajte, uskladnite  
a nakrmte

Základná sada



SCF430/13



## Pohodlné odsávanie, nech idete kamkoľvek

Technológia prirodzeného pohybu pre rýchly tok mlieka

Vychutnajte si jemné pohodlie prenosnej manuálnej odsávačky mlieka Philips Avent. Disponuje technológiou prirodzeného pohybu, ktorá je inšpirovaná saním dieťaťa, na rýchle uvoľnenie. Môžete jednoducho upraviť rytmus a podtlak. Vhodná prakticky pre všetky bradavky.

#### Jednoduché čistenie

- Jednoduché čistenie a zloženie

#### Pohodlné odsávanie

- Lahko spustí uvoľňovanie mlieka pred alebo medzi dojčeniami
- Odsávajú bez predkláňania
- Stačí odsať, odložiť a nakrmiť
- Zvoľte si svoj rytmus, riadte sa svojím tokom mlieka

#### Prenosné a praktické

- Ideálna pre mamičky, ktoré používajú odsávanie na cestách

#### Jednoduchá, jemná a účinná

- Jemná a prispôsobivá silikónová vložka univerzálnej veľkosti
- Rýchla pomoc s uvoľnením mlieka

# Hlavné prvky

## Technológia prirodzeného pohybu




Inovatívny silikónový lem, inšpirovaný špecifickým spôsobom detského sania, stimuluje bradavku a pomáha tak rýchlo spustiť tok mlieka. Pre pohodlné a efektívne odsávanie.

## Prispôbi sa vašim bradavkám



Jedna veľkosť vhodná pre všetky. Pretože každá z nás má iný tvar a veľkosť, silikónová vložka sa zľahka natiahne a prispôbi sa vašemu telu. Je vhodná pre 99,98 % veľkostí bradaviek (až do 30 mm).

## Prenosná a ľahko použiteľná



Odsávačka mlieka je malá a ľahká, vďaka čomu sa jednoducho skladuje a prenáša, takže odsávanie na cestách bude jednoduché a diskrétné.

## Rýchle uvoľňovanie mlieka




Unikátna prenosná manuálna odsávačka mlieka ideálna pre mamičky, ktoré potrebujú citlivo uvoľniť mlieko, keď sú na cestách alebo pred dojením.

## Regulácia sania a prietoku



Bez obáv prispôbte rytmus a intenzitu odsávania svojim potrebám, pohodliu a toku mlieka.

## Pohodlne sa usadíte



Uvoľnite sa a pohodlne sedte počas odsávania – vďaka nášmu dizajnu, ktorý vám dovoľuje sedieť vzpriamene namiesto predkláňania sa.

## Jednoduché čistenie a zloženie



Naša nová odsávačka sa skladá iba z malého počtu častí, preto je jej zostavenie a čistenie jednoduché.

## Stačí odsáť, odložiť a nakrmiť



Odsávajte priamo do pohára na uskladnenie, ktorý zabraňuje vyliatiu alebo vytekaniu. Keď je dieťa hladné, jednoducho pripevnite mäkký cumlík na pohár a môžete dieťa nakrmiť. Uskladnite svoje mlieko v chladničke alebo mrazničke a vyberte si formu uskladnenia, sáčky alebo pohárik, ktorá vám najviac vyhovuje.

# Technické údaje

## Materiál

**Flaša:** Polypropylén, Neobsahuje BPA\*

**Odsávačka mlieka:** Neobsahuje BPA\*

**Cumlík:** Silikónový, Neobsahuje BPA\*

**Odsávačka mlieka:** Neobsahuje BPA\*

## Funkcie

**Netreba sa nakláňať dopredu:** Sedenie v pohodlnej polohe

**Mäkká a prispôsobivá vložka:** Jemná stimulácia

**Prenosná a ľahká:** Jednoduché používanie na cestách

## Čo je súčasťou balenia

**Jednorazové absorpčné vložky do podprsenky:** 2 pcs

**Ochrana na vložku:** 1 pcs

**Súprava na odsávanie s rúčkou:** 1 pcs

**Nádoby na uskladnenie a 1 ks adaptéra:** 3 pcs

**cumlík Om+:** 1 pcs

