

# PHILIPS

# AVENT



Oplaadbare elektrische borstkolf

Enkel

Eersteklas

Oplaadbare batterij

Timerdisplay



SCF396/11

## Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's. Natural Motion-technologie voor sneller kolven\*

Maak je klaar voor een nieuwe manier van kolven met de perfecte combinatie van zuigkracht en tepelstimulatie die is geïnspireerd op de manier waarop baby's drinken. De Philips Avent oplaadbare elektrische borstkolf zorgt voor een optimale melkstroom en past zich aan aan de vorm en grootte van je tepel

### Andere voordelen

- Kies de juiste toevoersnelheid voor je baby

### Gepersonaliseerd en eenvoudig in gebruik

- Minimaal aantal onderdelen en intuïtieve installatie
- Pauze-/startfunctie
- Geheugenfunctie
- Stille motor om overal discreet te kunnen kolven
- Persoonlijke ervaring, 8 + 16 instellingen

### Zacht en comfortabel

- Een zacht en adaptief siliconen kussen (één maat)
- Kolft zonder dat je naar voren leunt


### Sneller kolven – meer melk in minder tijd\*

- Natural Motion-technologie voor snelle melkafgifte\*

### oplaadbare batterij en display met timer


# Kenmerken

## Snelle melkafgifte\*



Kolf meer melk in minder tijd\* met een kussen dat de borst stimuleert, zodat melk wordt afgekolfd zoals een baby die zou drinken. Het apparaat schakelt naadloos over van de stimulatiestand naar de kolfstand en zorgt voor precies de juiste tepelstimulatie en zuigkracht voor een optimale melkstroom. Op basis van resultaten voor de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Melk Ejection Reflex – MER).\*

## Past zich aan je tepel aan



Eén maat voor iedereen. Omdat mensen er zijn in allerlei soorten en maten, buigt het siliconen kussen licht mee en past het zich aan je tepel aan. De kolf past op 99,98% van de tepelmaten\* (tot 30 mm).

## De juiste speen vinden is belangrijk



Als je pasgeboren baby tijdens de voedingsessies steeds niet genoeg melk drinkt of moeite heeft met drinken, schakel dan over op een speen met een hogere toevoersnelheid. Raadpleeg een zorgverlener bij aanhoudende voedingsproblemen.

## Zit comfortabel



Voel je ontspannen terwijl je kolft dankzij een design waarmee je rechtop kunt blijven zitten en niet voorover hoeft te leunen. Je hoeft niet voorover te leunen; klinisch bewezen comfortabele kolfhouding\*. Op basis van klinische testresultaten van 20 deelnemers (2019) die het product hebben gebruikt; 90% van de deelnemers vindt de kolfhouding (enkel elektrisch) comfortabel; 95% van de deelnemers vindt de kolfhouding (dubbel elektrisch) comfortabel.

## Af te stemmen op jouw behoeften



Stem elke sessie nauwkeurig af op jouw behoeften met een breed scala aan stimulatie- en kolfstanden. Onze borstkolf biedt 8 stimulatie- en 16 kolfstanden voor een persoonlijke ervaring.

## Overall discreet kolven



Kolf waar en wanneer je maar wilt dankzij onze stille motor met een slank ontwerp.

## Onderweg eenvoudig te gebruiken



Kolf onderweg zonder dat je je zorgen hoeft te maken over stroomvoorziening. Onze oplaadbare batterij wordt geleverd met een micro-USB-adapter en gaat maximaal drie sessies mee met één keer volledig opladen.

## Eenvoudig reinigen en instellen



Dankzij ons gesloten kolfsysteem blijft de melk uit de slangen, zodat er minder schoongemaakt hoeft te worden. Doordat de kolf uit minder onderdelen bestaat, is het ook een fluitje van een cent om hem weer in elkaar te zetten.

## Sla je favoriete instellingen op



Weet je wat je fijn vindt? De borstkolf onthoudt automatisch je laatst gebruikte instellingen, dus je hoeft alleen maar te gaan zitten en op start te drukken.

# Kenmerken

## Houd je pomptijd bij

Houd met behulp van het digitale timerdisplay bij hoe lang je elke borst afkolft en hoe lang je in totaal kolft.

## Pauzeer wanneer je wilt



Als je pauze moet nemen of de kolfstand moet aanpassen, druk je heel eenvoudig op de start-/pauzeknop.

## De juiste toevoersnelheid vinden



Elke baby drinkt anders en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. We hebben een serie toevoersnelheden ontworpen, zodat je de perfecte snelheid voor je baby kunt vinden en de fles kunt personaliseren. Alle Natuurlijke Zuigreflex-spenen zijn gemaakt van zachte siliconen.

# Specificaties

## Vermogen

Elektriciteitsnet: 100 - 240 volt

## Materiaal

Flesvoeding: BPA-vrij\*, Polypropyleen

Speen: BPA-vrij\*, Siliconen

Borstkolf: BPA-vrij\* (alleen onderdelen die met voedsel in aanraking komen)

## Inclusief

Wegwerpborstkompresen: 2 stk

Kolfset: 1 stk

Micro-USB-adapter: 1 stk

Motorunit (oplaadbaar): 1 stk

Afsluitplaatje: 1 stk

Fles van 125 ml: 1 x

Langzame speen: 1 x

## Gebruiksgemak

**Gebruik borstkolf:** Eenvoudig te reinigen en te monteren, stille motor, geheugenfunctie, oplaadbare batterij, motordisplay

## Funcities

**Niet langer vooroverleunen:** Zitten in een comfortabele positie

**Instellingen:** 16 kolfstanden, 8 stimulatiestanden

**Zacht, adaptief kussen:** Zachte stimulatie



\* Gebaseerd op resultaten van de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Milk Ejection Reflex — MER) uit klinische proeven met 20 deelnemers (Nederland, 2019) vergeleken met de resultaten van de MER-test voor eerdere pomptechnologieën van Philips uit een geschiktheidsonderzoek met 9 deelnemers (Nederland, 2018)

\* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deelnemers, Israël); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

\* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 blanke deelnemers, VS); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deelnemers, Australië).

\* Op basis van de resultaten uit een vragenlijst over 1k-kussen uit klinisch onderzoek met 20 deelnemers (Nederland, 2019)

\* BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011