

PHILIPS

AVENT



Extrator manual de leite

Conforto

Inclui mamadeira Pétala de 120 ml



SCF330/40

Mais conforto, mais leite*

Conforto clinicamente comprovado*

Quando você está confortável e relaxada, o leite flui com mais facilidade. Foi por isso que criamos o extrator de leite mais confortável: sente-se de modo confortável sem precisar inclinar-se para frente e deixe nossas pétalas massageadoras estimularem cuidadosamente o fluxo de leite.

Fácil de ajustar, extrair e limpar

- Poucas peças avulsas e modelo intuitivo
- Design compacto leve

Menos inclinação clinicamente comprovada*

- Posição relaxante, graças ao design especial

Almofada confortável com pétalas massageadoras

- A almofada confortável estimula delicadamente o fluxo de leite

Destaques

Posição relaxante



Com design exclusivo, o extrator de leite permite que o leite flua diretamente do seio para a mamadeira, até mesmo quando você estiver sentada em posição reta. Dessa forma, você poderá sentar-se de modo mais confortável durante a extração do leite: não é necessário inclinar-se para frente para alcançar o leite na mamadeira. Sentar-se de modo confortável e ficar relaxada ajuda o leite a fluir com mais facilidade.

Almofadas confortáveis



Nossas almofadas possuem uma textura aveludada que aquece a pele e garante um estímulo mais suave e confortável do fluxo de

leite. A almofada perfeita foi projetada para reproduzir cuidadosamente o movimento de sucção do bebê para estimular a descida do leite.

Fácil de ser transportada



O extrator de leite é pequeno e leve, o que significa que ele é fácil de guardar e de transportar, tornando a extração mais discreta onde quer que você vá.

Fácil de ajustar, extrair e limpar



Poucas peças avulsas e design intuitivo. Retire leite para seu bebê a qualquer momento.

Especificações

Design

Design da mamadeira: Formato ergonômico, Gargalo largo

Design do extrator de leite: Design compacto

Material

Mamadeira: Livre de BPA, Polipropileno

Bico: Livre de BPA, Silicone

Extrator de leite: Livre de BPA* (apenas para partes em contato com alimento)

O que está incluído

Extrator de leite com cabo para segurar: 1 pcs

Disco de vedação para armazenamento de leite: 1 pcs

Embalagem para viagem: 1 pcs

Almofada padrão: 1 peça (de 19,5 mm, almofada maior vendida separadamente)

Recipiente para leite de 120 ml: 1 pcs

Fácil de usar

Uso do extrator de leite: Fácil limpeza, Linha totalmente compatível, Montagem intuitiva

Funções

Não é necessário inclinar-se para frente: Sente-se em uma posição confortável

Almofadas confortáveis: Estímulo confortável

Fases do desenvolvimento

Fase: 0 a 6 meses



* Conforto clinicamente comprovado: os testes realizados em 110 mães mostraram uma significativa preferência para a Philips Avent em comparação com um concorrente

* Mais conforto: 73% das 73 mães lactantes do Reino Unido afirmaram que este extrator de leite é mais confortável que seus atuais extratores (principais marcas do mercado).

* Mais leite: pesquisas independentes apontam que pode ter uma ligação entre os níveis de estresse e a produção de leite. Consulte: www.philips.com/Avent

* Extrator de leite livre de BPA: somente partes associadas à mamadeira e às outras peças que entram em contato com o leite materno. De acordo com o da UE, 10/2011