

# PHILIPS

## AVENT

Электронный молокоотсос  
серии Ultra Comfort

Сцеживание в любое время, в  
любом месте

Мягкие массажные лепестки в  
комплекте

Бутылочка и соска серии Natural



SCF332/31



## Больше комфорта, больше молока\*. В любое время и в любом месте

Одинарный электронный молокоотсос с массажными лепестками

Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети, и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать.

### Деликатно стимулирует выделение и поддерживает поток молока

- Мягкая насадка с массажными лепестками

### Удобные настройки, сцеживание и очистка

- Несколько съемных деталей и продуманный дизайн
- Закрытая система — создана для гигиеничного сцеживания
- Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

### Тихий молокоотсос — незаметное сцеживание в любое время

- Создан для бесшумного сцеживания

### Клинически доказано: наклоняться вперед нужно значительно меньше\*

- Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

### 1 режим стимуляции и 3 режима сцеживания

- Выберите настройку, которая подходит именно вам

## Особенности

### Удобное положение



Благодаря уникальной конструкции молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или в контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

### Удобный выбор режимов

При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным для вас.

### Мягкая массажная насадка



Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.

### Молоко не протекает из трубок



Молоко не протекает из трубок.

### Удобные настройки, сцеживание и очистка



Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.

### Бутылочка серии Natural в комплекте



Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

### Тихий насос

Создано для незаметного сцеживания.

## Характеристики

### Дизайн

**Дизайн молокоотсоса:** Компактный дизайн  
**Дизайн бутылочки:** Эргономичная форма, Широкое горлышко

### Страна изготовления

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

### Материал

**Бутылочка:** Не содержит бисфенол-А\*, полипропилен  
**Соска:** Не содержит бисфенол-А\*, силикон  
**Молокоотсос:** Без бисфенола-А\* (только детали, контактирующие с пищей)

### В комплект входят:

**Крышка для хранения молока:** 1 шт.  
**Бутылочка серии Natural 125 мл:** 1 шт.  
**Корпус молокоотсоса:** 1 шт.  
**Основа вместе с трубкой:** 1 шт.  
**Крышка для транспортировки:** 1 шт.  
**Пробный комплект вкладышей для бюстгалтера:** 1 упаковка (2 шт.)  
**Насадка стандартного размера (19,5 мм):** 1 шт. (насадка увеличенного размера продается отдельно)  
**Одноразовые вкладыши для бюстгалтера:** 4 шт.

### Удобство использования

**Использование молокоотсоса:** Простота очистки, Полная совместимость со всеми сериями, Простая сборка

### Функции

**Не нужно наклоняться вперед:** Сцеживание в удобном положении  
**Мягкая массажная насадка:** Деликатная стимуляция  
**Настройки:** 1 режим стимуляции, 3 варианта настроек

### Этапы взросления

**Этап:** 0–6 месяцев



\* Клинически доказанный комфорт: в ходе исследования, проведенного среди 110 мам из США, Великобритании, Китая и России в марте 2016 года, участницы оценивали эффективность и комфорт продукции Philips Avent в среднем на 8,6 из 10. <br><br>\* РУ № РЗН 2013/813 от 20.05.2019, <br>РУ № ФСЗ 2012/13199 от 04.09.2018. <br>Имеются противопоказания. <br>Проконсультируйтесь со специалистом. <br>

\* Больше молока: независимое исследование показало, что стресс может влиять на количество сцеживаемого молока. См. <br>[www.philips.com/Avent](http://www.philips.com/Avent) <br>• Philips Avent – любимая марка российских мам. По результатам исследования “Baby Index -2018” компании ООО «Илосс Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления <br>

\* Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. <br>Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011. <br><br>• Philips Avent – бренд №1 по рекомендациям педиатров. По результатам исследования «MEDI-Q-2018» компании ООО «Илосс Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления