

PHILIPS

AVENT

Extractor de leche manual
y set de almacenamiento

Extraer, almacenar y alimentar.

Extractor con suave cojín
masajeador

Incluye dos mamaderas y
tetinas

10 vasos de almacenamiento y
tapas

SCD221/00



Más comodidad y leche* Extráigala, almacénela y alimente al bebé Conjunto extractor de leche manual con vasos de almacenamiento

El cómodo conjunto extractor y de almacenamiento de leche manual es ideal para las mamás que tienen pensado extraer la leche materna. El conveniente conjunto incluye todo lo necesario para que extraiga y almacene la leche materna, y, de esta forma, alimente al bebé. Además, incluye dos mamaderas y 10 vasos de almacenamiento.

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

- Incluye nuestro biberón y nuestra tetina Natural para un enganche natural

Fácil de colocar, rápido y limpio

- Pocas piezas separadas y diseño intuitivo
- Diseño ligero y compacto

Menos inclinación, clínicamente probado*

- Posición relajante gracias a su diseño especial

Tienda: vasos de almacenamiento

- Almacenamiento y transporte seguros
- Recipiente para guardar por bombeo

Cojín masajeador suave con pétalos masajeadores

- Cojín masajeador suave y cuidadoso para estimular la salida

Destacados

Posición relajante



El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.

Cojín masajeador suave



Nuestro cojín masajeador tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona un tacto cálido en la piel para estimular el flujo de la leche de forma cómoda y suave. El icónico cojín de pétalos está diseñado para imitar el patrón de succión del bebé para ayudar a estimular la bajada de leche.

Fácil en cualquier parte



El extractor de leche es pequeño y ligero, lo que significa que es fácil de guardar y transportar para una extracción más discreta en cualquier parte.

Fácil de colocar, rápido y limpio



Pocas piezas y diseño intuitivo. Extraiga leche para su bebé cómodamente en cualquier momento.

Incluye nuestro biberón Natural



La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, similar al del pecho, y permite al bebé combinar la alimentación con pecho y biberón.

Recipiente para guardar por bombeo



Con el adaptador recipiente para guardar leche, puede bombearla fácilmente en el recipiente para guardar leche. Sin fugas, ni derrames de su valiosa leche materna.

Tapa antiderrame



Los vasos de almacenamiento Philips Avent tienen una tapa que crea un sello firme para trasladarlos y guardarlos de forma segura.

Especificaciones

Diseño

Diseño del extractor de leche: Diseño compacto

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello ancho

Material

Biberón: Sin BPA*, Polipropileno

Tetina: Sin BPA*, Silicona

Extractor de leche materna: Libre de BPA* (solo piezas en contacto con comida)

Protectores mamarios: Material transpirable natural, Cubierta de sensación de seda

Vasos de almacenamiento: Libre de BPA, polipropileno

Qué incluye

Cuerpo del extractor de leche con asa: 1 uds

Adaptador para vaso de almacenamiento de leche: 2 uds

Disco sellador para almacenar leche: 1 uds

Biberón Natural de 125 ml: 1 uds

Mamadera Natural de 260 ml: 1 uds

Vaso de almacenamiento de leche (180 ml): 10 uds

Paquetes de muestra de discos absorbentes: 1 paquete (2 piezas)

Cojín de tamaño estándar (19,5 mm): 1 pieza (hay disponible un cojín masajeador más grande que se vende por separado)

Fácil de usar

Uso del extractor de leche: Fácil limpieza, Compatible con toda la gama, Montaje sencillo

Funciones

Sin inclinarse hacia delante: Siéntese en una postura cómoda

Cojín masajeador suave: Delicada estimulación

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses



* Comodidad clínicamente probada: algunas pruebas realizadas a 110 madres mostraron una preferencia significativa por Philips Avent frente a su competidor principal

* Más comodidad: un 73 % de 73 madres en periodo de amamantamiento del Reino Unido concuerdan en que este extractor de leche fue más cómodo que su extractor actual (marcas comerciales principales).

* En una investigación independiente se demostró que puede existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visite www.philips.com/avent

* Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con la mamadera y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011