

PHILIPS

AVENT

Ручний молоковідсмоктувач

Технологія природного руху

Легке стимулювання

Портативний та простий у
використанні



SCF430/16



Комфортне зціджування, куди б ви не пішли

Технологія природного руху для швидшого відтоку молока

Насолоджуйтесь комфортом портативного ручного молоковідсмоктувача Philips Avent. Технологія Природного руху, створена імітувати процес природного смоктання дитини, сприяє швидшому зціджуванню молока. Ви можете легко регулювати ритм і вакуум. Підлаштовується практично до будь-якої форми сосків.

Легко мити

- Легко чистити та збирати

Комфортне зціджування

- Легке стимулювання зціджування молока до або між годуваннями
- Зціджуйте, не нахилиючись уперед
- Виберіть свій ритм, дотримуйтеся власного відтоку молока
- Набір для зціджування, зберігання та годування

Портативний і зручний

- Портативний та простий у використанні

Просто, легібно й ефективно

- М'яка адаптивна силіконова подушечка одного розміру
- Технологія природного руху

Основні особливості

Технологія природного руху



Інноваційна силіконова насадка, натхненна природними рухами малюка, стимулює діє на соски, сприяючи швидкому відтоку молока. Забезпечує зручне та ефективне зцідування.

Приспосовується до сосків



Універсальний розмір підходить всім. Зважаючи на різні форми та розміри жіночих грудей, силіконова насадка м'яко адаптується до будь-якої анатомічної форми. Підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).

Портативний та простий у використанні




Оскільки молоковідсмоктувач дуже легкий і компактний, його легко зберігати і зручно брати з собою в дорогу, а зцідування не вдома за його допомогою буде простим і непомітним.

Швидке зцідування молока



Унікальний портативний ручний молоковідсмоктувач ідеально підходить для мам, яким доводиться зцідувати молоко, перебуваючи не вдома, або потрібно це зробити перед годуванням.

Керування всмоктуванням і потоком



Регулюйте ритм зцідування відповідно до своїх потреб, відчуття комфорту та індивідуальних особливостей відтоку молока.

Сидіть зручно



Почувайтесь комфортніше під час зцідування – завдяки унікальному дизайну не потрібно нахилитися вперед чи приймати будь-яке незручне положення – ви можете сидіти прямо або як почуваєтесь зручніше.

Легко чистити та збирати



Оскільки молоковідсмоктувач складається з невеликої кількості деталей, його дуже легко зібрати, розібрати та помити.

Набір для зцідування, зберігання та годування



Зцідуйте безпосередньо в контейнер для зберігання, який запобігає протіканню чи проливанню. Коли дитина голодна, просто під'єднайте м'яку соску до контейнера для годування. Зберігайте молоко в холодильнику чи морозильній камері й виберіть потрібне рішення для зберігання.

Специфікації

Матеріал

Пляшечка: Поліпропілен, Без вмісту BPA*

Молоковідсмоктувач: Без вмісту BPA*

Соска: Силікон, Без вмісту BPA*

У комплекті:

Пляшечка на 115 мл із соскою 0 міс.+: 1 шт.

Одноразові вкладиші в бюстгальтер: 6 шт.

Ізоляційний чохол: 1 шт.

Ущільнюючий диск: 1 шт.

Пляшечка на 260 мл із соскою 1 міс.+: 1 шт.

Кришка подушечки: 1 шт.

Комплект для зчіджування з ручкою: 1 шт.

Контейнери для зберігання та 1 адаптер: 3 шт.

Функції

Жодного нахилання вперед: Можна сидіти у зручному положенні

М'яка та адаптивна подушечка: Лагідне стимулювання

Портативний та легкий: Легкий у дорозі



* Джерела: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 учасниць, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 учасниць (білошкірих), США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасниць, Австралія).

* Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011