

Philips Philips Avent  
Tampa da bateria

Extrator de leite

CP9896/01



## Tampa para proteger baterias

Verifique a compatibilidade abaixo

Esta tampa impede que as baterias caiam acidentalmente da unidade do motor do extrator de leite quando a unidade é movida ou sofre um impacto. Também impede a entrada de sujeira, pó ou felpos no compartimento.

### As peças de substituição da Philips são fáceis de usar

- Remova facilmente seu produto com peças originais da Philips

**PHILIPS**

Tampa da bateria  
Extrator de leite

CP9896/01

# Especificações

# Destaques

## Peças de substituição

- Próprio para os modelos: SCF332, SCD292

## Fácil renovação das peças do produto

Seu produto precisa ser renovado periodicamente e com as peças de substituição da Philips isso nunca foi tão fácil. Todas incluem a garantia de qualidade Philips.



Data de emissão  
2023-10-18

Versão: 5.5.1

EAN: 87 10103 62267 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)