

PHILIPS

AVENT

Одинарний електричний набір для грудного годування

Одинарний

Зціджування, зберігання, годування.

Живлення від електромережі

SCD395/21



Набір для зціджування, зберігання та годування

Технологія природного руху для швидшого відтоку молока*

Ідеальний набір для матерів, які планують зціджувати молоко. Містить усе необхідне для зціджування і зберігання грудного молока та годування дитини. Наші дитячі пляшечки з ультрам'якою соскою, що нагадує груди, дозволяє легко поєднувати годування грудьми з годуванням із пляшечки.

Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

- Анतिकольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту
- Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей
- Ультрам'яка соска для імітації відчуття грудей

Зціджування

- М'яка й адаптивна силіконова подушечка одного розміру
- Технологія природного руху для швидкого відтоку молока*
- Персоналізація, 8+16 рівнів налаштувань
- Зціджуйте, не нахилиючись уперед
- Тихий двигун для непомітного зціджування будь-де (з кабелем)

Безпечне зберігання і транспортування

- У комплекті зручні адаптери
- Для використання у холодильнику та морозильній камері
- Для безпечного зберігання і транспортування


Основні особливості

Швидкий відтік молока*



Зцідуйте більше молока за менший час* за допомогою подушечки, яка стимулює і зціджує молоко так само, як дитина. Безперерйне перенаштування з режиму стимуляції у режим зціджування і застосування оптимального рівня стимуляції соска та відсмоктування для максимального відтоку молока. Враховується час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока, PVM).*

Пристає до соска



Один розмір підходить усім. Оскільки усі ми відрізняємось формами і розміром, силіконова подушечка м'яко згинається і пристосовується під ваш сосок. Вона підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).

Сидить зручно



Почувайтесь вільно під час зціджування завдяки конструкції, що дозволяє сидіти вертикально, а не нахилитися вперед. Клінічно перевірене зручне положення для зціджування молока без потреби нахилитися вперед*. З урахуванням результатів

клінічного випробування продукту за участі 20 учасниць (2019); 90% учасниць вважають положення для зціджування зручним (одинарний електричний); 95% учасниць вважають положення для зціджування зручним (подвійний електричний).

Налаштуйте пристрій під свої потреби



Підлаштовуйте кожен сеанс зціджування відповідно до ваших потреб завдяки різноманітним налаштуванням стимулювання та зціджування. Для вашої особистої зручності наш молоковідсмоктувач пропонує 8 рівнів стимулювання та 16 рівнів зціджування.

Зцідуйте непомітно в будь-якому місці



Зцідуйте молоко будь-коли і будь-де завдяки нашому тихому двигуну тонкої конструкції. Використання лише з кабелем.

Кришка, яка запобігає проливанню



Контейнери для зберігання Philips Avent мають кришку, що створює щільну герметизацію для безпечного зберігання і транспортування.

У комплекті зручні адаптери



Для зціджування та годування.

Для використання у холодильнику та морозильній камері



Для максимальної гнучкості.

Природне захоплення



Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.

Ультрам'яка соска



Соска має надзвичайно м'яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.

Специфікації

Потужність

Напруга живлення: 100 - 240 В

Матеріал

Пляшечка: Без вмісту ВРА*, Поліпропілен

Соска: Без вмісту ВРА*, Силікон

Молоковідсмоктувач: Без вмісту ВРА* (лише частини, які контактують з їжею)

У комплекті:

Адаптер для контейнера для зберігання молока: 1 шт.

Контейнер для зберігання молока (180 мл): 5 шт.

Пляшечка на 115 мл із соскою 0 міс.+ : 1 шт.

Одноразові вкладиші в бюстгальтер: 2 шт.

Комплект для зціджування: 1 шт.

Ізоляційний чохол: 1 шт.

Блок двигуна (використання лише із кабелем): 1 шт.

Ущільнюючий диск: 2 шт.

Адаптер мікро-USB (використання з кабелем): 1 шт.

Пляшечка на 260 мл із соскою 1 міс.+ : 1 шт.

Простота у користуванні

Використання молоковідсмоктувача: Легко чистити та збирати, тихий двигун, функція пам'яті

Функції

Жодного нахилиння вперед: Можна сидіти у зручному положенні

Налаштування: 16 рівнів зціджування, 8 рівнів стимулювання

М'яка та адаптивна подушечка: Агідне стимулювання



* Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – РВМ) на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.), порівняно з часом на РВМ для інших попередніх технологій відсмоктування Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.)

* Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – РВМ) для подушечки 1к на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.), порівняно із часом на РВМ для інших технологій відсмоктування Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 учасниць, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 білошкірих учасниць, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасниць, Австралія).

* Молоковідсмоктувач без ВРА: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011