

# PHILIPS

## AVENT

Set de alăptare cu  
pompă de sân electrică

Simplă

8+16 niveluri de setare

Tehnologie Natural Motion

Utilizare cu fir

SCD395/21



## Set pentru colectarea și depozitarea laptelui și pentru hrănire

Tehnologie Natural Motion pentru un debit mai rapid de lapte\*

Setul ideal pentru mamele care intenționează să își colecteze laptele; cu tot ce ai nevoie pentru a colecta și a păstra laptele matern și a-ți hrăni bebelușul. Biberonele noastre au o tetină ultramoale asemănătoare sânelui, facilitând combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.

### Combinarea ușoară a hrănirii la sân cu biberonul

- Supapă anti-colici concepută pentru reducerea colicilor și a disconfortului
- Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma mamelonului
- Tetină ultramoale concepută pentru a imita sânul la atingere

### Colectare

- Pernă de masaj din silicon moale și adaptabilă, de mărime universală
- Tehnologie Natural Motion pentru un debit rapid al laptelui\*
- Experiență personalizată, 8 + 16 niveluri de setare
- Colectează-ți laptele fără a te apleca
- Motor silențios pentru o experiență discretă oriunde (utilizare cu fir)

### Păstrează și transportă în siguranță

- Adaptoare incluse
- Pentru utilizare în frigider și congelator
- Pentru păstrare și transport sigure


# Repere

## Debit rapid al laptelui\*



Colectează mai mult lapte într-un timp mai scurt\* cu o pernă de masaj care stimulează sânul pentru a extrage laptele la fel de eficient ca bebelușul. Se adaptează fără probleme de la modul de stimulare la cel de extracție și aplică nivelul potrivit de stimulare a mamelonului și de sucțiune pentru un debit maxim de lapte. Pe baza rezultatelor timpului de inițiere a curgerii laptelui (timpul până la reflexul de ejecție a laptelui).\*

## Se adaptează la mamelonul tău



Mărime universală. Pentru că avem forme și dimensiuni diferite, perna din silicon se mulează și se adaptează ușor la mamelonul tău. Este compatibilă cu 99,98 % din mărimile de mamelon\* (până la 30 mm).

## Stai comod



Stai relaxată în timp ce îți colectezi laptele datorită designului care îți permite să stai cu spatele drept, fără a te apleca în față. Nu este nevoie să te apleci, poziție comodă de colectare dovedită clinic\*. Pe baza rezultatelor testelor clinice efectuate pe 20

de participante (2019); 90 % dintre participante găsesc comodă poziția de colectare a laptelui (cu pompă electrică simplă); 95 % dintre participante găsesc comodă poziția de colectare a laptelui (cu pompă electrică dublă).

## Personalizată în funcție de nevoile tale



Ajustează fiecare sesiune în funcție de necesitățile tale cu o gamă largă de setări pentru stimulare și extracție a laptelui. Pompa noastră de sân oferă 8 niveluri de stimulare și 16 niveluri de extracție a laptelui pentru o experiență personalizată.

## Colectează-ți laptele discret oriunde



Colectează-ți laptele oricând și oriunde dorești cu motorul nostru silențios cu design subtil. Doar utilizare cu fir.

## Capac etanș



Recipientele pentru depozitarea laptelui de la Philips Avent dispun de un capac care creează o etanșare perfectă, pentru păstrare și transport sigure.

## Adaptoare incluse



Pentru colectare și hrănire.

## Pentru utilizare în frigider și congelator



Pentru flexibilitate maximă.

## Începere naturală a alăptării



Tetina mare care imită forma sânelui permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea și facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.

## Tetină ultramoale



Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.

# Specificații

## Putere

Tensiune de alimentare: 100 – 240 V

## Material

Biberon: Fără BPA\*, Polipropilenă

Tetină: Fără BPA\*, Silicon

Pompă pentru sân: Fără BPA\* (numai componentele care intră în contact cu laptele)

## Include

Adaptor pentru recipient de depozitare a laptelui matern: 1 buc.

Recipient de depozitare a laptelui (180 ml/6 oz): 5 buc.

Biberon de 4 oz cu tetină pentru 0 luni+: 1 buc.

Tampoane de unică folosință pentru sâni: 2 buc.

Kit de colectare a laptelui: 1 buc.

Husă izolantă: 1 buc.

Unitate motor (doar utilizare cu fir): 1 buc.

Disc de etanșare: 2 buc.

Adaptor micro-USB (doar utilizare cu fir): 1 buc.

Biberon de 9 oz cu tetină pentru 1 lună+: 1 buc.

## Ușor de utilizat

Utilizarea pompei pentru sân: Curățare și asamblare ușoare, motor silențios, funcție de memorare

## Funcții

Nu este necesară aplecarea în față: Așază-te într-o poziție comodă

Setări: 16 niveluri de extracție a laptelui, 8 niveluri de stimulare

Pernă de masaj moale și adaptabilă: Stimulare delicată



\* Pe baza rezultatelor timpului de inițiere a curgerii laptelui (timpul până la reflexul de ejecție a laptelui) dintr-un test clinic cu 20 de participante (Olanda, 2019), comparativ cu rezultatele timpului până la reflexul de ejecție a laptelui pentru alte tehnologii de pompă Philips anterioare dintr-un studiu de fezabilitate cu 9 participante (Olanda, 2018)

\* Pe baza rezultatelor timpului până la reflexul de ejecție a laptelui pentru perna de masaj 1k dintr-un test clinic cu 20 de participante (Olanda, 2019), comparativ cu rezultatele timpului până la reflexul de ejecție a laptelui pentru alte pompe de sân Philips dintr-un studiu de fezabilitate cu 9 participante (Olanda, 2018)

\* 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participante, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

\* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 de participante cauziene, SUA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005. (28 de participante, Australia).

\* Pompă de sân fără BPA: doar biberonul și alte componente care intră în contact cu laptele matern. În conformitate cu regulamentul UE nr. 10/2011