

# PHILIPS

 Product Picture

## AVENT

Selección para recién nacidos

Natural

SCD290/04

## Fácil de combinar con la lactancia materna

Una práctica colección que incluye 4 biberones Natural de color azul (2 de 125ml y 2 de 260ml), un cepillo limpiador para biberones y tetinas, y un chupete de color azul para bebés de 0 a 6 meses. El nuevo biberón ofrece al bebé una alimentación con biberón que resulta más natural para combinar fácilmente la lactancia materna y la alimentación con biberón.

### Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

- Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

### Una alimentación más cómoda y agradable para el bebé

- Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

### Expulsa el aire de la barriguita del bebé

- Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

### Otras ventajas

- Compatible con la gama Philips Avent Natural
- Cepillo para biberones con escobilla curvada para una limpieza fácil
- Fácil de usar y limpiar, rápido y fácil de montar

### Fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección

- Forma ergonómica para una comodidad máxima

# Destacados

## Sujeción natural



La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

## Forma ergonómica




Gracias a su forma exclusiva, el biberón es fácil de sostener y sujetar en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las diminutas manos del bebé.

## Compatibilidad con toda la gama



El nuevo biberón Natural de Philips Avent es compatible con la gama Philips Avent, excepto los biberones y vasos con asas Classic. Le aconsejamos que utilice los biberones Natural solo con tetinas Natural.

## Pétalos que otorgan comodidad única



Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

## Escobilla curvada



Escobilla especialmente curvada con la punta del mango moldeada, llega a todos los rincones de todos los biberones de cuello ancho, tetinas y productos de alimentación para una limpieza a fondo.

## Fácil de usar y limpiar



El cuello ancho del biberón facilita el llenado y la limpieza. El número de piezas se ha reducido para disfrutar de un montaje rápido y sencillo.

## Válvula anticólicos avanzada



El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.

# Especificaciones

## Diseño

**Diseño del biberón:** Forma ergonómica, Cuello ancho

## Características:

Se puede esterilizar

## Material

**Biberón:** Polipropileno

**Tetina:** Silicona

## Qué incluye

**Biberón:** 4 uds

**Escobilla para biberón y tetina:** 1 uds

**Chupete ventilado:** 1 uds

## Fácil de usar

**Uso del biberón:** Fácil de agarrar, Fácil de montar, Fácil de limpiar

## Funciones

**Válvula anticólicos:** Sistema anticólicos avanzado

**Enganche:** Fácil combinación del pecho y la mamadera, Sujeción natural

**Tetina:** Tetina extrasuave y flexible, Pétalos que otorgan comodidad única

## Etapas de desarrollo

**Etapas:** 0 a 6 meses

