

PHILIPS

AVENT

Elektrická
odsávačka mlieka

Dvojité

Premium

Nabíjateľná batéria



SCF398/11



Inšpirované dieťaťom. Efektívne pre mamičku

Technológia prirodzeného pohybu pre rýchlejší tok mlieka*

Objavte novú éru odsávania s dokonalým vyvážením sania a stimulácie bradavky inšpirované prirodzeným spôsobom pitia bábätk. Elektrická odsávačka mlieka Philips Avent udržuje optimálny tok mlieka a jemne sa prispôbuje veľkosti a tvaru vašej bradavky.

Prispôbitelná a jednoducho použiteľná

- Minimálny počet dielov a intuitívne skladanie
- Funkcia Prerušit/Spustiť
- Pamäťová funkcia
- Tichý pohon umožňuje diskrétno odsávanie kdekoľvek
- Taška a puzdro na odsávačku mlieka
- Prispôbitelné odsávanie, 8 + 16 úrovni nastavenia

Jemné a pohodlné

- Jemná a prispôbitivá silikónová vložka univerzálnej veľkosti
- Odsávajte bez predkláňania

Rýchle odsajte viac mlieka za kratší čas*


- Technológia prirodzeného pohybu pre rýchly tok mlieka*

Nabíjateľná batéria a zobrazenie časovača

- Nabíjateľná batéria, vďaka ktorej môžete odsávať aj na cestách
- Displej na sledovanie času


Hlavné prvky

Rýchly tok mlieka*



Odsajte viac mlieka za kratší čas* s vložkou, ktorá stimuluje prsníky tak, aby odsávala mlieko presne ako bábätko. Plynule prejde z režimu stimulácie do režimu odsávania a aplikuje správne množstvo stimulácie bradavky a sania na dosiahnutie maximálneho toku mlieka. Vychádza z výsledkov času spustenia toku mlieka (čas do reflexu uvoľňovania mlieka – MER)*

Prispôbi sa vašej bradavke



Jedna veľkosť vhodná pre všetky. Pretože každá z nás má iný tvar a veľkosť, silikónová vložka sa zľahka natiadne a prispôbi sa vašej bradavke. Je vhodná pre 99,98 % veľkostí bradaviek (až do 30 mm).

Pohodlne sa usadíte



Pri odsávaní sa môžete cítiť uvoľnene vďaka dizajnu, ktorý vám umožní sedieť vzpriamene, bez potreby predkláňania. Nemusíte sa predkláňať, ide o klinicky preukázanú, pohodlnú polohu pri odsávaní*. Na základe výsledkov klinických skúšok výrobu,

vykonaných na 20 účastníčkach (2019); 90 % účastníčok považuje polohu pri odsávaní za pohodlnú (jednoduchá elektrická); 95 % účastníčok považuje polohu pri odsávaní za pohodlnú (dvojitá elektrická).

Prispôbuje sa vašim potrebám



Prispôbte každé použitie svojim potrebám so širokou škálou nastavení stimulácie a odsávania. Naša odsávačka mlieka ponúka 8 úrovní stimulácie a 16 úrovní odsávania na prispôbenie vašim predstavám.

Diskrétno odsávajte kdekoľvek



Odsávajte kedykoľvek a kdekoľvek chcete vďaka nášmu tichému pohonu s tenkým dizajnom.

Jednoduché používanie na cestách



Odsávajte na cestách a nerobte si starosti so zdrojom napájania. K nabíjateľnej batérii sa dodáva adaptér micro USB a batéria vydrží na jedno úplné nabitie až 3 použitia.

Jednoduché čistenie a skladanie



Náš uzavretý systém odsávania znamená, že mlieko sa nedostane do hadičiek, teda si vyžaduje menej čistenia. Vďaka menšiemu počtu dielov je jeho opätovné zloženie hračka.

Uložte si obľúbené nastavenia



Viete, čo sa vám páči? Odsávačka mlieka si automaticky pamätá vaše posledné nastavenie, takže stačí, ak si sadnete a stlačíte tlačidlo štart.

Sledujte si čas odsávania

Sledujte, ako dlho ste odsávali z každého prsníka, ako aj celkový čas odsávania na digitálnom displeji časovača.

Prerušte kedykoľvek podľa svojho želania



Ak potrebujete upraviť nastavenia alebo si dať prestávku, tlačidlo spustenia/prerušenia máte vždy na dosah ruky.

Technické údaje

Materiál

Bottle: Neobsahuje BPA*, Polypropylén

Teat: Neobsahuje BPA*, Silikónový

Odsávačka mlieka: Bez BPA* (iba časti, ktoré sú v kontakte so stravou)

Jednoduché použitie

Breast pump use: Jednoduché čistenie a zostavenie, tichý pohon, s funkciou pamäte, nabíjateľná batéria, displej pohonnej jednotky, cestovná taška a puzdro

Funkcie

Netreba sa nakláňať dopredu: Sedenie v pohodlnej polohe

Settings: 16 úrovní odsávania, 8 úrovní stimulácie

Mäkká a prispôsobivá vložka: Jemná stimulácia

Čo je súčasťou balenia

Travel bag: 1 pcs

Fľaška s objemom 125 ml (4 oz) a cumlíkom

0 m+: 2 pcs

Jednorazové absorpčné vložky do podprsenky: 2 pcs

Súprava na odsávanie: 2 pcs

Izolačné puzdro: 1 pcs

Adaptér micro USB: 1 pcs

Pohonná jednotka (nabíjateľná): 1 pcs

Tesniace viečko: 2 pcs

Príkon

Napájanie zo siete: 100 - 240 V



* Na základe porovnania výsledkov času spustenia toku mlieka (čas do reflexu uvoľňovania mlieka – MER) z klinickej skúšky, vykonanej na 20 účastníkoch, (Holandsko, 2019) s časom do reflexu uvoľňovania mlieka v prípade inej predchádzajúcej technológie odsávačiek Philips podľa štúdie uskutočiteľnosti, vykonanej na 9 účastníkoch (Holandsko, 2018).

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 2019, (109 účastníkov, Izrael); 2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 účastníkov bielej rasy, USA); 3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging (Anatómia ľudského prsníka produkujúceho mlieko nanovo vymedzená na základe ultrazvukového zobrazovania), 2005, (28 účastníkov, Austrália).

* Na základe výsledkov dotazníka v prípade 1000 vložiek v rámci klinickej skúšky s 20 účastníkmi (Holandsko, 2019)

* Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.