




Philips  
InfraCare-infraroodlamp

**650 W**

Behandeling van het halve lichaam  
124 cm hoog



HP3643

## Effectieve verzachting van pijn

### Diep doordringende infraroodwarmte

Philips InfraCare verzacht pijn in de spieren en gewrichten. De infraroodlamp van 650Watt voelt zeer comfortabel aan en de infraroodwarmte dringt diep door in de huid, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Dit biedt verzachting voor gebieden ter grootte van uw halve lichaam: 60 x 40 cm.

#### Gebruiksvriendelijk

- Instelbare hoek met rotatie
- Eenvoudig bereik van nek en schouders

#### Effectieve verzachting van pijn

- Diep doordringende infraroodwarmte

#### Behandeling voor het halve lichaam

- Infrarood halogeenlamp (650 watt)

#### Stimuleert de circulatie

- Stimuleert de circulatie

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Infrarood halogeenlamp (650 watt)



De Philips InfraCare HP 3643 is geoptimaliseerd voor een effectieve verlichting van pijn in gebieden van 60 x 40 cm, zoals de gehele rug, beide schouders en de nek, of de dijen. De InfraCare is voorzien van innovatieve technologie op het gebied van infrarood halogeenlicht. De speciale lenzen, het speciale filter en de krachtige halogeenlamp van 650 watt zijn geoptimaliseerd voor de behandeling van het halve lichaam (60 x 40 cm), waarbij de infraroodwarmte gelijkmatig over het te behandelen gebied wordt verspreid.

### Instelbare hoek met rotatie

De InfraCare HP 3643 is eenvoudig te gebruiken voor behandelingen van het halve lichaam en in verschillende situaties (bijvoorbeeld wanneer u op een bed of bank ligt), dankzij de maximale flexibiliteit. De hoogte is instelbaar. Daarnaast is het ook mogelijk de lampbehuizing eenvoudig horizontaal en verticaal te verstellen (links/rechts 90 graden) en te kantelen (45 graden) om het pijnlijke lichaamsdeel optimaal te behandelen.

### Eenvoudig bereik van nek en schouders

De InfraCare HP3643 komt gemakkelijk bij uw nek en schouders voor een optimale warmtebehandeling voor pijnlijke spieren. De hoogte van de lampbehuizing kan worden aangepast van 60 cm tot 120 cm, waardoor er altijd een comfortabele positie mogelijk is, of u nu op een bed ligt of in een stoel zit.

### Stimuleert de circulatie

Infraroodlicht en -warmte dringt diep in de huid, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd en de spieren opwarmen. Infraroodlicht versnelt ook het stofwisselingsproces en de verwijdering van afvalstoffen uit het lichaam.

### Diep doordringende infraroodwarmte



Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.

## Specificaties

### Gebruiksvriendelijk

- 2 handgrepen: voor gemakkelijke plaatsing en vervoer
- Instelbaarheid: 0-40 graden (naar achteren)
- Aan/uitschakelaar
- Extendable height: 62-127 cm
- Eenvoudig verstelbare lampbehuizing (links/rechts): 90
- Eenvoudig verstelbare lampbehuizing (omhoog/omlaag): 45

### Veiligheid

- IEC certified: Voldoet aan IEC 60601 en 60335
- Automatische uitschakeling na 15 minuten

### Behandeling voor het halve lichaam

- Infrarood halogeen lamp: 650 W
- Treatment area: 60 x 40 cm

### Effectieve verzachting van pijn

- Diep doordringende warmte

### Technische specificaties

- Snoerlengte: 300 m
- Vermogen: 650 W
- Frequentie: 50-60 Hz
- Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
- Spanning: 220 - 230 V, Taiwan 110 V
- Levensduur van lampen: 500 hr

### Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van het product: 29 x 124 x 29 cm
- Gewicht van het product: 7,2 kg
- Gewicht F-doos: 9,1 kg
- Aant. op Europallet: 24 pcs
- Afmetingen F-box (= A-box): 34,5 x 60 x 39 cm
- Afmetingen F-doos: 34,5 x 60 x 39 cm
- Gewicht F-box (= A-box): 9,1 kg

### Logistieke gegevens

- Land van herkomst: Duitsland
- CTV-code: 884364301000

### Medische apparatuur

- Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD): 2007/47/EG, MDD 93/42/EG



Publicatiedatum  
2023-01-31

Versie: 9.2.1

EAN: 08 71010 33204 87

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)