

PHILIPS

AVENT

Ηλεκτρικό θήλαστρο

Μονό

Χρήση με καλώδιο



SCF395/11



Εμπνευσμένο από τα μωρά. Αποτελεσματικό για τις μαμάδες

Τεχνολογία Natural Motion για ταχύτερη ροή γάλακτος*

Γνωρίστε μια νέα εποχή στη διαδικασία άντλησης του μητρικού γάλακτος με ένα θήλαστρο που εξασφαλίζει την τέλεια ισορροπία αναρρόφησης και διέγερσης της θηλής, εμπνευσμένη από τον τρόπο με τον οποίο πίνουν γάλα τα μωρά. Το ηλεκτρικό θήλαστρο της Philips Avent διατηρεί τη ροή γάλακτος στο βέλτιστο επίπεδο και προσαρμόζεται απαλά στο μέγεθος και το σχήμα της θηλής σας

Εξατομίκευση

- Ελάχιστα εξαρτήματα και έξυπνη συναρμολόγηση
- Αθόρυβο μοτέρ για διακριτική λειτουργία οπουδήποτε (με χρήση καλωδίου)
- Λειτουργία έναρξης/παύσης
- Εξατομικευμένη εμπειρία, 8 + 16 επίπεδα ρύθμισης
- Λειτουργία μνήμης

Απαλό και άνετο

- Μαλακό και προσαρμόσιμο μαξιλαράκι σιλικόνης ενός μεγέθους
- Αντλήστε γάλα σε αναπαυτική θέση

Γρήγορη άντληση, περισσότερο γάλα σε λιγότερο χρόνο*

- Τεχνολογία Natural Motion για γρήγορη ροή γάλακτος*


Χαρακτηριστικά

Γρήγορη ροή γάλακτος*



Εξασφαλίστε περισσότερη ποσότητα γάλακτος σε λιγότερο χρόνο* χάρη στο μαξιλαράκι που διεγείρει τη θηλή και αντλεί το γάλα, προσομοιώνοντας τις κινήσεις θηλασμού του μωρού σας. Το θηλάστρο μεταβαίνει εύκολα από τη λειτουργία διέγερσης στη λειτουργία άντλησης και ασκεί ακριβώς τη σωστή ποσότητα διέγερσης και αναρρόφησης της θηλής για τη μέγιστη ροή γάλακτος. Αποτελέσματα με βάση τον χρόνο που απαιτείται για να ξεκινήσει η εκροή γάλακτος (χρόνος έως την ενεργοποίηση του αντανακλαστικού καθόδου - MER).*

Προσαρμόζεται στη θηλή σας



Μαξιλαράκι ενός μεγέθους. Επειδή κάθε στήθος έχει διαφορετικό μέγεθος και σχήμα, το μαξιλαράκι σιλικόνης κάμπτεται απαλά και προσαρμόζεται τέλεια στη θηλή σας. Προσφέρει άψογη εφαρμογή για το 99,98% των θηλών* (έως και 30 χιλ.).

Καθίστε άνετα



Νιώστε άνετα ενώ χρησιμοποιείτε το θηλάστρο, χάρη στην ειδική σχεδίαση που σας επιτρέπει να κάθεστε αναπαυτικά, σε όρθια θέση. Σε αυτήν την κλινικά

αποδεδειγμένη άνετη στάση άντλησης γάλακτος* δεν χρειάζεται να σκύβετε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών του προϊόντος, με τη συμμετοχή 20 εθελοντών (2019), το 90% όσων συμμετείχαν δήλωσαν ότι κάθονταν αναπαυτικά κατά τη χρήση του μονού ηλεκτρικού θηλάστρου, ενώ το 95% όσων συμμετείχαν δήλωσαν ότι κάθονταν αναπαυτικά κατά τη χρήση του διπλού ηλεκτρικού θηλάστρου.

Σχεδιασμός που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας



Προσαρμόστε με απόλυτη ακρίβεια κάθε χρήση στις ανάγκες σας, χάρη στη μεγάλη ποικιλία ρυθμίσεων διέγερσης και άντλησης γάλακτος. Το θηλάστρο προσφέρει 8 επίπεδα διέγερσης και 16 επίπεδα άντλησης, για μια εξατομικευμένη εμπειρία.

Αντλήστε γάλα παντού με απόλυτη διακριτικότητα



Αντλήστε γάλα όπου και όποτε θέλετε, χάρη στο αθόρυβο μοτέρ με τον λεπτό σχεδιασμό. Μόνο για χρήση με καλώδιο.

Εύκολος καθαρισμός και συναρμολόγηση



Το κλειστό σύστημα άντλησης γάλακτος σημαίνει ότι το γάλα δεν έρχεται σε επαφή με τους σωλήνες της συσκευής, εξασφαλίζοντας πιο εύκολο καθαρισμό. Επίσης, χάρη στον μικρό αριθμό των εξαρτημάτων, η συσκευή συναρμολογείται σε μόλις μερικά δευτερόλεπτα.

Κάντε παύση όποτε θέλετε



Αν θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ή να κάνετε ένα διάλειμμα, πατήστε απλώς το κουμπί έναρξης/παύσης που βρίσκεται στις άκρες των δαχτύλων σας.

Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις



Γνωρίζετε τι ακριβώς θέλετε; Το θηλάστρο απομνημονεύει αυτόματα τις τελευταίες ρυθμίσεις σας, ώστε το μόνο που θα κάνετε την επόμενη φορά είναι να καθίσετε αναπαυτικά και να το χρησιμοποιήσετε αμέσως.

Προδιαγραφές

Ρεύμα

Κύρια τάση: 100 - 240 volt

Υλικό κατασκευής

Μπιμπερό: Χωρίς BPA*, Πολυπροπυλένιο

Θηλή: Χωρίς BPA*, Σιλικόνη

Θήλαστρο: Χωρίς BPA* (μόνο για μέρη που έρχονται σε επαφή με την τροφή)

Τι περιλαμβάνεται

Μπιμπερό 4 oz με θηλή 0 m+: 1 τεμάχιο

Επιθέματα στήθους μίας χρήσης: 2 τεμάχιο

Κιτ άντλησης γάλακτος: 1 τεμάχιο

Μονάδα μοτέρ (μόνο για χρήση με καλώδιο): 1 τεμάχιο

Δίσκοι σφράγισης: 1 τεμάχιο

Μετασηματιστής micro USB (για χρήση με καλώδιο): 1 τεμάχιο

Ευκολία στη χρήση

Χρήση θήλαστρου: Εύκολη συναρμολόγηση και καθαρισμός, Αθόρυβο μοτέρ, Λειτουργία μνήμης

Λειτουργίες

Δεν χρειάζεται να σκύβετε προς τα εμπρός: Καθίστε σε μια αναπαυτική θέση

Ρυθμίσεις: 16 επίπεδα άντλησης, 8 επίπεδα διέγερσης

Μαλακό και προσαρμόσιμο μαξιλαράκι: Απαλή διέγερση



* Αποτελέσματα με βάση τον χρόνο έναρξης της ροής γάλακτος (χρόνος έως την ενεργοποίηση του αντανακλαστικού καθόδου - MER) από κλινική δοκιμή με 20 συμμετέχοντες (Ολλανδία, 2019) σε σύγκριση με τα αποτελέσματα MER προηγούμενης τεχνολογίας άντλησης της Philips από σχετική μελέτη σκοπιμότητας με 9 συμμετέχοντες (Ολλανδία, 2018)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 2019, (109 συμμετέχοντες, Ισραήλ), (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Καυκάσιοι συμμετέχοντες, Η.Π.Α.), (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 συμμετέχοντες, Αυστραλία).

* Με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για το μαξιλαράκι 1k από κλινική δοκιμή με 20 συμμετέχοντες (Ολλανδία, 2019)

* Θήλαστρο χωρίς BPA: Σχετίζεται μόνο με το μπιμπερό, καθώς επίσης και με τα άλλα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα. Παρακάτω Κανονισμός της ΕΕ, 10/2011