

PHILIPS

IPL uređaj za
uklanjanje dlačica

Lumea IPL 7000
Series

5 ručnih postavki intenziteta

2 dodatka: za telo i za lice

Lumea IPL aplikacija

Napajanje iz naponske mreže

SC1997/00



Sjajni rezultati, odlična vrednost

Uživajte u 12 meseci glatke kože bez dlačica*

Philips Lumea Advanced čini čuda da bi sprečio ponovni rast dlačica na telu i licu. Kada se redovno primenjuju, nežni svetlosni impulsi čine kožu glatkom svakog dana.

Nežan i efikasan za dugotrajno glatku kožu

- Tretirajte samo 2 puta mesečno za brze rezultate
- Razvijen sa dermatolozima kako bi bio efikasan i lak za upotrebu
- Izuzetno dug kabl za dodatnu fleksibilnost tokom tretmana

Sveobuhvatno rešenje za lice i telo

- Sveobuhvatno rešenje za lice i telo uz 2 dodatka
- Pogodan je za širok dijapazon nijansi kože i boja kose

Personalizovani tretman uklanjanja dlačica uz IPL

- Senzor za boju tena kože i 5 postavki intenziteta
- Pratite rutinu tretmana pomoću aplikacije Philips Lumea IPL

Lumea IPL 7000 Series

IPL uređaj za uklanjanje dlačica

SC1997/00

Važne karakt.

2x mesečno za brze rezultate




Svake 2 nedelje za početak — to je upola manje tretmana nego kod drugih brendova. Nakon toga slede popravke samo jednom mesečno. To je to. Pokrivanje obe potkolenice traje 15 minuta.

Senzor nijanse kože



Izaberite jednu od 5 postavki intenziteta za ugodno iskustvo pri tretmanu. Senzor za boju tena kože sprečava tretiranje područja kože koja su previše tamna za tretiranje pomoću IPL uređaja.

Izuzetno dug kabl




Praktičan za upotrebu zahvaljujući izuzetno dugom kablu koji omogućava lak pristup i poboljšano rukovanje.

2 namenska dodatka



Različite glave za telo i lice rade brzo, precizno i nežno, čak i na osetljivim područjima. Dodatak za lice ima ugrađeni filter za svetlo radi preciznog tretiranja dlačica.

Razvijeno sa dermatolozima



Kao lider na polju zdravstvene tehnologije, kompanija Philips je razvila aparat Lumea IPL u saradnji sa dermatolozima za laku i efikasnu

potrebu u sigurnosti vašeg doma. Izveden iz tehnologije koja se koristi u profesionalnim salonima, aparat Lumea IPL nudi nežan tretman, čak i na osetljivim područjima.

Philips Lumea IPL aplikacija



Naša besplatna aplikacija za obuku pomaže vam da isplanirate rutinu tretmana i da se pridržavate rasporeda tretmana, te vas vodi kroz svaku sesiju korak po korak. Aplikaciju je preuzelo više od 2,1 miliona korisnika.

Za mnogo tipova kože i kose

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL zahteva kontrast između pigmenta u boji dlačica i pigmenta u boji kože, stoga funkcioniše dobro za prirodno tamnoplavu kosu, smeđu i crnu kosu, kao i na nijansama kože od svetle do srednje smeđe (I–IV).

Specifikacije

Tehničke specifikacije dodataka

Dodatak za telo: Veličina prozora: 4,0 cm²,

Tretman tela: noge, ruke, stomak i pazuh

Dodatak za lice: Veličina prozora: 2 cm², dodatni filter, Tretman lica: nausnice, brada i linija vilice

Bezbednosne i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od ultraljubičaste svetlosti

5 postavki svetlosti: Prilagodljivo tipu kože

Ugrađeni bezbednosni sistem: Sprečava slučajno bljeskanje

Režim korišćenja

Klizanje i blicanje: Za brzu primenu

Prislanjanje i blicanje: Za tretman malih područja

Na baterije / preko kabla: Napajanje iz naponske mreže

Napajanje

Napajanje iz naponske mreže

Tehničke specifikacije

Lampa visokih performansi: Dizajnirana da dugo traje, pruža 250.000 bljeskanja, što je jednako 20 godina radnog veka lampe**

Napon: 100-240 V

Dodaci

Precizni dodatak (2cm²): Za bezbednu primenu na licu

Dodatak za telo (4cm²): Za upotrebu ispod linije vrata

Servis

Garancija: 2 godine garancije širom sveta + 1 dodatna godina garancije posle registracije proizvoda u roku od 90 dana

Predmeti koji se isporučuju

Uputstva za upotrebu: Korisnički priručnik

Skladištenje: Torbica

Adapter: 24 V / 1500 mA

Pribor: Krpa za čišćenje

Vreme primene

Potkolenica: 15 min.

Pazuh: 2,5 min

Bikini zona: 4 min

Delovi lica: 2 min

