

PHILIPS

Sistem IPL de
îndepărtare a părului

Lumea Precision Plus

Pentru utilizare pe corp și față

15 minute pentru tratarea
gambelor

Durată de viață >100.000
impulsuri

Design fără fir

 Product Picture

SC2003/00



Previne creșterea din nou a părului

Îndepărtarea părului cu IPL: bucură-te de o piele netedă în fiecare zi

Sistemul de îndepărtare a părului Philips Lumea IPL este minunat pentru a preveni reapariția părului pe față sau pe corp. Impulsurile delicate de lumină, aplicate cu regularitate, păstrează pielea netedă ca mătasea în fiecare zi.

Catifelare de durată

- Eficient fără efort
- Piele catifelată în fiecare zi

Îndepărtarea părului cu tehnologia IPL

- Adaptat pentru utilizare sigură în confortul casei tale
- Adecvat pentru o largă varietate de tipuri de păr și de piele

Aplicare delicată și eficientă pe față și pe corp

- Modul Glisare și Flash pentru aplicare comodă
- Accesoriu de precizie pentru tratarea sigură a feței
- Accesoriu mai mare pentru corp pentru tratament rapid
- Cinci setări reglabile de energie luminoasă
- Sigur și eficient chiar și în zonele sensibile

Libertate maximă, bătaie de cap minime

- Confort fără fir
- Fără piese de schimb, fără costuri ascunse

Repere

Catifelare de durată



Philips Lumea aplică impulsuri delicate de lumină la rădăcina părului. În consecință, părul cade în mod natural, iar creșterea părului este inhibată. Repetarea regulată a acestui tratament vă va păstra pielea netedă în fiecare zi.

Eficient fără efort



Studiile noastre clinice au arătat o reducere semnificativă a părului după doar patru tratamente efectuate o dată la două săptămâni având ca rezultat o piele catifelată fără păr. Pentru menținerea acestor rezultate, ajunge să repeți tratamentul la nevoie. Intervalul de timp dintre tratamente poate varia în funcție de creșterea părului.

Tehnologia IPL



Philips Lumea utilizează o tehnologie pe bază de lumină numită IPL (lumină intens pulsată), derivată din tehnologia utilizată în saloanele profesionale de frumusețe. Philips a adaptat această tehnologie pentru utilizare sigură și eficientă în confortul casei tale. Philips a colaborat cu dermatologi de marcă pentru a dezvolta sistemul nostru inovator de îndepărtare a părului. Timp de peste 10 ani am

făcut cercetări de piață extensive pe segmentul consumatori în care am inclus peste 2000 de femei.

Toate tipurile de păr și piele



Philips Lumea are acțiune eficientă asupra părului blond închis (natural), șaten și negru. Ca și alte tratamente pe bază de lumină, Philips Lumea NU este eficient la părul roșcat, blond deschis sau alb/cenușiu. Philips Lumea NU este adecvat nici pentru pielea foarte închisă la culoare.

Cinci setări de energie luminoasă



Philips Lumea are cinci setări reglabile de energie luminoasă pentru a asigura tratamentul delicat, dar eficient. Utilizat corect, tratamentul IPL cu Philips Lumea este sigur și delicat, putând fi utilizat chiar și în zonele cu piele sensibilă și în zonele sensibile ale corpului.

Zone de aplicare



Utilizează cu încredere pentru a îndepărta părul de pe față (buza superioară, bărbie și perciuni) și de pe părțile corpului, inclusiv de pe picioare, zona axilară, zona inghinală, abdomen și brațe.

Confort fără fir



Designul fără fir unic al Lumea este perfect pentru acces maxim și utilizare ușoară.

Nu sunt necesare piese de schimb



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea este o soluție completă, gata de utilizare chiar din cutie. Mai important, nu necesită nicio lampă de schimb sau gel.

Siguranță suplimentară pentru față



Accesorii de precizie este echipat cu un filtru suplimentar integrat de lumină și permite aplicarea sigură și comodă pe buza superioară, bărbie și perciuni. Se poate utiliza și în alte zone sensibile ale corpului, cum ar fi zona axilară, zona inghinală și zonele greu accesibile.

Specificații

Zone de aplicare

Zonele corpului: Brațe, Picioare, Ombilic, Zona inghinală, Axile

Zonele feței: Bărbie, Perciuni, Buza superioară

Siguranță și setări reglabile

Filtru UV integrat: Îți protejează pielea de lumina UV

5 setări pentru energia luminii: Reglabil în funcție de tipul de piele

Sistem de siguranță integrat: Previne pulsarea neintenționată

Mod de aplicare

Slide și Flash: Pentru aplicare comodă

Pas și pulsație: Pentru tratarea zonelor curbate

Utilizare cu cablu / fără fir: Fără fir

Putere

Durată de încărcare: 100 min

Voltaj: 100-240 V

Durată de funcționare: Minim 370 de pulsații

Specificații tehnice

Lampă cu performanță ridicată: Furnizează <gt/> 100.000 pulsații

Atașamente

Accesoriu de precizie (2 cm²): Pentru aplicare sigură pe față

Fixare corp (4cm²): Pentru utilizare sub linia gâtului

Serviciu

Garanție: 2 ani garanție internațională

Articole incluse

Încărcător: Încărcător diferite tensiuni

Instrucțiuni de folosire: Ghid de utilizare rapidă, Manual de utilizare

Depozitare: Husă

Timp de aplicare

Membrului inferior: 15 min

Subsuoară: 1 minut

Zona inghinală: 1 minut

Zonele feței: 1 minut

