

# PHILIPS

## AVENT

Elektrická odsávačka  
mateřského mléka

Dvojitá

Premium

Nabíjecí baterie

Displej s časovačem



SCF398/11



## Inspirováno dítětem. Efektivní pro maminku Technologie Natural Motion pro rychlejší tok mléka\*

Vstupte do nové éry odsávání s dokonalou rovnováhou sání a stimulace bradavek inspirované přirozeným způsobem, jakým děti pijí. Elektrická odsávačka mléka Philips Avent udržuje optimální tok mléka a jemně se přizpůsobuje velikosti a tvaru bradavky

### Univerzální a snadno ovladatelná

- Minimální počet dílů a intuitivní sestavení
- Funkce pozastavení/aktivování
- Funkce paměti
- Tichý motor pro diskrétní použití kdekoli
- Vak a pouzdro na odsávačku mléka
- Přizpůsobivé použití, 8 + 16 úrovní nastavení

### Šetrný a pohodlný

- Měkká a přizpůsobivá silikonová vložka univerzální velikosti
- Odsávejte bez předklánění

### Rychlé odsávání, více mléka za kratší dobu\*

- Technologie Natural Motion pro rychlý tok mléka\*

### Dobíjecí baterie a displej s časovačem

- Dobíjecí baterie pro odsávání na cestách
- Displej pro sledování času


# Přednosti

## Rychlý tok mléka\*



Odsávejte více mléka za kratší dobu\* s masážní vložkou, která stimuluje prso a odsává mléko stejně jako dítě. Plynule přechází z režimu stimulace do režimu odsávání a aplikuje správnou míru stimulace bradavky a sání pro maximální tok mléka. Na základě výsledků doby zahájení toku mléka (čas do reflexu vylučování mléka - MER).\*

## Přizpůsobí se vaší bradavce



Univerzální velikost pro všechny. Protože každé tělo je úplně jiné, silikonová vložka je jemně ohebná a přizpůsobí se vaší bradavce. Hodí se pro 99,98 % velikostí bradavek\* (až do 30 mm).

## Pohodlně se posaďte



Můžete se cítit uvolněně díky designu, který vám umožní při odsávání sedět vzpřímeně a bez předklánění. Není třeba se předklánět, je to klinicky prokázána pohodlná poloha odsávání\*. Na základě výsledků klinického hodnocení výrobku s 20 účastníky (2019); 90 % účastníků hodnotilo polohu odsávání jako

pohodlnou (jednoduchá elektrická odsávačka); 95 % účastníků hodnotilo polohu odsávání jako pohodlnou (dvojitá elektrická odsávačka)

## Nastavení podle vlastních potřeb



Nastavte vše potřebné pro každé odsávání podle svých potřeb pomocí široké nabídky nastavení stimulace a odsávání. Naše odsávačka mateřského mléka nabízí 8 úrovní stimulace a 16 úrovní odsávání pro individuální zkušenost.

## Diskrétní odsávání kdekoli



Odsávejte kdykoli a kdekoli díky našemu tichému motoru s tenkým designem.

## Snadné použití na cestách



Odsávejte na cestách bez starostí s napájením. Naše dobíjecí baterie se dodává s adaptérem micro USB a vydrží až na 3 relace odsávání na jedno plné nabití.

## Snadné čištění a nastavení



Náš systém uzavřeného odsávání zajišťuje, že mléko zůstane mimo hadičky, takže zbývá méně dílů na čištění. Díky menšímu počtu dílů je také snadné odsávačku znovu sestavit.

## Uložte si svá oblíbená nastavení



Víte, co se vám líbí? Odsávačka si automaticky pamatuje vaše poslední nastavení, takže vše, co musíte udělat, je jen sednout si a stisknout tlačítko start.

## Sledujte čas odsávání

Sledujte, jak dlouho odsáváte každý prs, a celkovou dobu odsávání pomocí zobrazení digitálního časovače.

## Pauza, kdykoli budete chtít



Pokud potřebujete upravit nastavení nebo si jen udělat přestávku, tlačítko aktivování/pozastavení je vždy na dosah ruky.

# Specifikace

## Spotřeba

Napájení: 100 – 240 V

## Materiál

Lahev: Bez BPA\*, Polypropylen

Dudlík: Bez BPA\*, Silikon

Odsávačka mateřského mléka: Bez BPA\* (platí pouze pro části, které přicházejí do styku se stravou)

## Co je součástí

Cestovní taška: 1 ks

Lahev 125 ml s dudlíkem Om+: 2 ks

Jednorázové prsní vložky: 2 ks

Sada pro odsávání: 2 ks

Izolační pouzdro: 1 ks

Adaptér micro-USB: 1 ks

Motorová jednotka (dobíjecí): 1 ks

Těsnicí víčko: 2 ks

## Snadné použití

**Použití odsávačky:** Snadné čištění a sestavení, tichý motor, funkce paměti, akumulátor, displej motoru, cestovní vak a pouzdro

## Funkce

**Žádné předklánění:** Sezení v pohodlné poloze

**Nastavení:** 16 úrovní odsávání, 8 úrovní stimulace

**Měkká a přizpůsobivá vložka:** Jemná stimulace



\* Na základě doby zahájení toku mléka (čas do reflexu vylučování mléka - MER) podle výsledků klinického hodnocení s 20 účastníky (Nizozemsko, 2019) v porovnání s výsledky pro čas MER pro jinou technologii odsávaček od předchůdce společnosti Philips, ze studie proveditelnosti s 9 účastníky (Nizozemsko, 2018)

\* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participants, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

\* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Caucasian participants, USA) (Publikace Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 bělošských účastníků, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia) (Ramsay et al. Anatomie lidského prsu v době laktace).

\* Na základě výsledků dotazníku vložky 1k z klinického hodnocení s 20 účastníky (Nizozemsko, 2019)

\* Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011