



Philips Avent
Pensteril uap elektrik 2-in-1

Membunuh 99,9% kuman
berbahaya

Mensterilkan dalam 10 menit
Cukup untuk 5 botol Philips
Avent

SCF922/03



Sterilisasi ringkas dan efektif

Desain hemat tempat

Ringkas dan mudah digunakan, pensteril uap elektrik 2-in-1 Philips Avent memungkinkan Anda mensterilkan botol standar dan berleher lebar dalam satu langkah mudah.

Desain ringkas dan mudah digunakan

- Desain tutup multi-fungsi cerdas

Sterilisasi efektif menggunakan uap alami

- Siklus cepat dan fungsi mati otomatis
- Steril hingga 24 jam jika tutup tidak dibuka

Sesuai untuk beragam jenis botol dan produk lain

- Mensterilkan beragam botol, pompa ASI, dan aksesoris
- Desain lebar

Desain 2-in-1 yang hemat tempat

- Desain pensteril 2-in-1

PHILIPS
AVENT

Pensteril uap elektrik 2-in-1

Membunuh 99,9% kuman berbahaya Mensterilkan dalam 10 menit, Cukup untuk 5 botol Philips Avent

SCF922/03

Kelebihan Utama

Pensteril 2-in-1 yang ringkas



Efisien mensterilkan botol dan aksesoris, dengan memasukkan dot, tutup, dan empeng dalam keranjang kecil yang disertakan. Pensteril juga memiliki desain ramping yang hemat ruang.

Steril hingga 24 jam



Pensteril menjaga isinya - botol susu, pompa ASI, dsb. - tetap steril hingga 24 jam jika tutupnya tidak dibuka.

Sterilisasi cepat



Siklus sterilisasi berlangsung sekitar 10 menit, kemudian pensteril akan mati otomatis.

Desain lebar



Pensteril berdesain ringkas namun dengan cerdas mampu memuat 5 botol susu Philips Avent sekaligus.

Untuk beragam tipe botol

Pensteril sesuai untuk digunakan dengan botol susu berleher standar dan lebar. Juga cocok untuk produk bayi lain seperti pompa ASI dan aksesoris.

Desain tutup multi-fungsi



Tutup pensteril didesain cerdas sehingga dapat digantung pada sisi pensteril setelah digunakan atau dipakai untuk mengambil dan menaruh botol susu dan produk lainnya dalam posisi berdiri.

Spesifikasi

Daya

- Voltase: 220-240 volt

Tahap perkembangan

- Tahap: 0 - 6 bulan

Negara asal

- Buatan: Cina

Berat dan dimensi

- Dimensi: 260x308x180 milimeter
- Berat: 1.5 kg

Bahan

- Polipropilena

Item yang disertakan

- Pensteril uap elektrik: 1 buah

Kesesuaian

- Kompatibel dengan rangkaian produk Philips-Avent

Spesifikasi teknis

- Waktu sterilisasi: 10 menit
- Voltase: 50-60Hz
- Konsumsi daya: 600 W
- Klasifikasi Keamanan: Kelas 1



Tanggal dikeluarkan
2021-05-07

Versi: 9.1.1

EAN: 08 71010 36993 30

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com