

# PHILIPS

## AVENT

Vrecká na uskladnenie  
materského mlieka

Skladovanie

Vopred sterilizované

25 vreciek

SCF603/25



## Dokonalá ochrana vášho materského mlieka

Vrecká na uskladnenie materského mlieka veľkosti 6 uncí/180 ml

Vrecká na uskladnenie materského mlieka Philips Avent umožňujú bezpečné a spoľahlivé uskladnenie vášho vzácneho materského mlieka. Môžete ich skladovať v chladničke alebo mrazničke a sú vopred sterilizované na okamžité použitie.

### Easy to use

- Široký otvor na jednoduché plnenie a vylievanie
- Vďaka robustnému dizajnu vrecko samo stojí vo vzpriamenej polohe
- Jednoduché uskladnenie naležato

### Ďalšie výhody

- Toto vrecko je vyrobené z materiálu bez obsahu BPA

### Pre-sterile and secure

- Vrecko vhodné do mrazničky so spevnenými švami a dvomi vrstvami
- Vopred sterilizované vrecko s uzáverom chráneným pred nesprávnym použitím
- Pevný a tesný dvojité uzáver

## Hlavné prvky

### Dokonalá ochrana

Pevný a tesný dvojitý uzáver na bezpečné uloženie vášho materského mlieka

### Vopred sterilizované s ochranou pred nesprávnym použitím

Aby sa zaistila úplná hygiena, v prípade manipulácie s vreckom pred prvým použitím to ľahko rozpoznať na stave uzáveru

### Pevné a odolné

Spevnené bočné švy a dvojvrstvový materiál poskytnú lepší pocit istoty, že je vaše drahocenné materské mlieko bezpečne uskladnené v chladničke alebo mrazničke

### Odsajte, naplňte, uskladnite

Široký a robustný otvor zaistí jednoduché plnenie vrecka a vylievanie materského mlieka

### Samostojace vrecko

Vďaka robustnému dizajnu vrecko samo stojí vo vzpriamenej polohe a široký otvor zaručuje jednoduché nalievanie materského mlieka do vrecka

### Jednoduché uskladnenie naležato

Vrecká jednoducho uložíte do mrazničky alebo chladničky naležato

### Bez BPA

Toto vrecko je vyrobené z materiálu bez obsahu BPA

## Technické údaje

### Krajina pôvodu

Čína

### Čo je súčasťou balenia

Taška: 25 pcs

### Materiál

Neobsahuje BPA\*

### Kapacita

Taška: 180 ml/6 oz

### Materiál

PET/PE

### Dizajn

**Jednoduché používanie:** Široký, pevný otvor

**Spôľahlivé:** Uzáver s ochranou pred nesprávnym použitím

**Robustný:** Samostojace vrecko

**Dokonalá ochrana:** Spevnené švy

### Vlastnosti

**Ochrana proti vytekaniu:** Bezpečný dvojitý uzáver

**Materiál:** Odolné dvojvrstvové vrecko  
Vopred sterilizované

### Rozmery

Výška: 25,6 cm

Šírka: 9,9 cm

