

Philips Philips Avent
Elektrisk
brystpumpe membran

Brystpumper

CP9914/01



Skaber det vakuum, der er nødvendigt for udmalkning

Tjek kompatibilitet herunder

Denne silikonemembran skaber det vakuum, der er nødvendigt for udmalkning af modermælk. Til brug med elektriske brystpumper.

Brugervenlige reservedele fra Philips

- Forny let dit produkt med originale reservedele fra Philips

PHILIPS

Specifikationer

Reserveedel

- Passer til produkttyperne: SCD292/31 SCD395/21, SCF332/01 SCF332/01 SCF332/11 SCF332/31 SCF332/33 SCF332/61 SCF332/62, SCF334/02 SCF334/03 SCF334/04 SCF334/12 SCF334/14,

SCF334/31 SCF334/61 SCF391/11 SCF391/71 SCF392/11, SCF393/11 SCF393/61 SCF393/82 SCF394/11 SCF394/52 SCF394/61, SCF395/11 SCF395/31 SCF395/91, SCF396/11 SCF396/31, SCF397/11 SCF398/11 SCF398/31

Vigtigste nyheder

Nem udskiftning af produktdele

Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reserve dele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.



Udgivelsesdato
2023-11-15

Version: 5.5.1

EAN: 87 10103 74644 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com