

# PHILIPS

## AVENT

### Elektrická odsávačka mateřského mléka

Jednoduchá elektrická

Technologie Natural Motion

Pohodlný silikonový polštářek

8 +16 nastavení



SCF395/11



## Kompletní odsávačka pro odsávání z jednoho prsu

Rychlá, pohodlná a milovaná maminkami

Vstupte do nové éry odsávání s dokonalou rovnováhou sání a stimulace bradavek inspirované přirozeným způsobem, jakým děti pijí. Elektrická odsávačka mléka Philips Avent udržuje optimální tok mléka a jemně se přizpůsobuje velikosti a tvaru bradavky

### Univerzální a snadno ovladatelná

- Začněte s nastavením vaší poslední relace
- Přestaňte, kdykoli chcete
- 8 režimů stimulace, 16 režimů odsávání
- Snadné čištění a skládání díky méně částem.
- Díky tichému motoru je krmení tiché a klidné

### Šetrný a pohodlný

- Měkký silikonový polštářek zajistí pohodlí pro každého.

### Rychlé odsávání, více mléka za kratší dobu\*

- Technologie Natural Motion zajistí rychlý tok mléka\*

# Přednosti

## Rychlý tok mléka\*



Mléko teče za pouhou jednu minutu díky jedinečné technologii Natural Motion.\*\* Díky jemnému přísátí a správné masáži a sání není žádným překvapením, že 97 % maminek považuje tuto odsávačku za efektivní\*\*\*. Navíc ji doporučuje 100 % porodních asistentek.

## Přizpůsobí se vaší bradavce




Ať máte jakoukoli tělesnou stavbu, měkký a pružný silikonový polštářek odsávačky je na prsu příjemný. Padne na 99,98 %\*\*\*\* velikostí prsu\*\*\*. Přizpůsobí se k přísátí, které je jemné, ale pevné.

## Nastavení podle vlastních potřeb



Využijte každé krmění na maximum díky 8 režimům pro stimulaci toku a 16 režimům pro odsávání. Můžete je průběžně upravovat.

## Snadné čištění a nastavení



Naši odsávačku jsme navrhli tak, aby nebyla příliš složitá. Díky pouhým několika částem je čištění a skládání hračka.

## Diskrétní odsávání kdekoli




Motor odsávačky prakticky není slyšet. Můžete tak odsávat doma (nebo kdekoli jinde), a to vždy diskrétně a bez rušivých vlivů.

## Začněte s nastavením vaší poslední relace



Funkce paměti automaticky obnoví informace z poslední relace stimulace a odsávání. Jediné, co potřebujete, je tedy udělat si pohodlí a stisknout tlačítko Start.

## Přestaňte, kdykoli chcete



Nad vším máte plnou kontrolu. Díky jednodotykovému tlačítku „zahájit/pauza“ si můžete odpočinout a pak opět kdykoli začít znovu.

# Specifikace

## Spotřeba

Napájení: 100 - 240 V

## Materiál

Lahev: Bez BPA\*, Polypropylen

Dudlík: Bez BPA\*, Silikon

Odsávačka mateřského mléka: Bez BPA\*\*\*\*\*

(platí pouze pro části, které přicházejí do styku se stravou)

## Co je součástí

Lahev 125 ml s dudlíkem 0m+: 1 ks

Jednorázové prsní vložky: 2 ks

Sada pro odsávání: 1 ks

Motorová jednotka (použití pouze s kabelem):

1 ks

Těsnicí víčko: 1 ks

Adaptér Micro-USB (použití s kabelem): 1 ks

## Snadné použití

**Použití odsávačky:** Snadné čištění a sestavení, tichý motor, funkce paměti

## Funkce

**Žádné předklánění:** Sezení v pohodlné poloze

**Nastavení:** 16 úrovní odsávání, 8 úrovní stimulace

**Měkká a přizpůsobivá vložka:** Jemná stimulace



\* Tento údaj je založen na době do zahájení toku mléka (době do spuštění reflexu vylučování mléka) podle výsledků klinického hodnocení s 20 účastnicemi (Nizozemsko, 2019) v porovnání s výsledky doby do zahájení toku mléka u dřívější technologie odsávaček od společnosti Philips, ze studie proveditelnosti s 9 účastnicemi (Nizozemsko, 2018).

\*\* Pro 1K-SE: U 70 % účastnic došlo ke spuštění reflexu vylučování mléka (Milk Ejection Reflex – MER) během 60 sekund. Tento údaj je založen na době do zahájení toku mléka (době do reflexu vylučování mléka) podle výsledků klinického hodnocení s 20 účastnicemi (Nizozemsko, 2019) v porovnání s výsledky doby do zahájení toku mléka u dřívější technologie odsávaček od společnosti Philips, ze studie proveditelnosti s 9 účastnicemi (Nizozemsko, 2018).

\*\*\*Na základě výsledků klinických testů výrobku na 20 účastnicích (Nizozemsko, 2019), průměrné skóre pro jednoduchou a dvojitou odsávačku mléka, 95 % účastnic souhlasilo s tím, že jsou naše odsávačky efektivní (jednoduchá, elektrická), 100 % účastnic souhlasilo s tím, že jsou naše odsávačky mléka efektivní (dvojitá, elektrická).

\*\*\*Na základě těchto studií: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. dubna 2019 (109 účastnic, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, květen 1993 (20 účastnic (běložky), USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 účastnic, Austrálie).

\*\*\*\*Týká se pouze lahví a dalších částí, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011.