

PHILIPS

AVENT

Elektrische Doppel- Milchpumpe

Doppelt

Verwendung mit Kabel



SCF397/11



Inspiziert von Babys, effektiv für Mamas

Natural Motion-Technologie für einen schnelleren Milchfluss*

Entdecken Sie die neue Dimension der Milchpumpen, die Saugen und Stimulation effektiv kombiniert. Inspiriert von der natürlichen Trinkbewegung von Babys. Die elektrische Philips Avent Milchpumpe sorgt für einen optimalen Milchfluss und passt sich sanft an Ihre Brustwarzengröße und -form an.

Individuell

- Milchpumpen-Tasche und Isoliertasche
- Wenige Teile, einfaches Zusammensetzen
- Leiser Motor für diskretes Abpumpen (mit Kabel)
- Pause-/Wiedergabefunktion
- Personalisiertes Erlebnis, mit 8 + 16 Einstellungsstufen
- Speicherfunktion

Sanft und bequem


- Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die allen passt
- Entwickelt für aufrechtes Abpumpen

Schnelleres Abpumpen, mehr Milch in kürzerer Zeit*

- Natural Motion-Technologie für einen schnellen Milchfluss*


Besonderheiten

Schneller Milchfluss*



Pumpen Sie mehr Milch in kürzerer Zeit ab* mit einem Silikonkissen, das wie ein Baby die Brust stimuliert, um die Milch abzupumpen. Es geht nahtlos vom Stimulations- zum Abpumpmodus über und stimuliert die Brustwarze genau richtig für einen optimalen Milchfluss. Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)).*

Passt sich an Ihre Brustwarze an



Eine Größe, passend für alle – da sich die Form und die Größe der Brust während der gesamten Stillzeit verändert, passt sich das Silikonkissen sanft und flexibel an Ihre Brustwarze an. Für 99,98% aller Brustwarzengrößen* (bis zu 30 mm).

Bequeme Sitzposition



Das Design unserer Milchpumpen ermöglicht eine entspannte und bequeme Sitzposition beim Abpumpen, da die Milch durch den

kurzen Flaschenhals sofort in die Flasche läuft, sodass kein Vorbeugen erforderlich ist – klinisch erwiesene bequeme Position* zum Abpumpen. Basierend auf klinischen Ergebnissen der Produktstudie mit 20 Teilnehmerinnen (2019); 90% der Teilnehmerinnen finden die Position während des Abpumpens mit einer elektrischen Einzelmilchpumpe bequem; 95% der Teilnehmerinnen finden die Position während des Abpumpens mit einer elektrischen Doppelmilchpumpe bequem.

Auf deine Bedürfnisse angepasst



Die Philips Avent Milchpumpe mit Natural Motion Technologie ahmt den natürlichen Saugrhythmus von Babys beim Stillen nach und wechselt automatisch zwischen der Stimulationsphase und der Abpumpphase. Passe dabei die Geschwindigkeit und Stärke der Stimulations- oder Abpumpphase mit Hilfe von 8 Stimulationsstufen und 16 Abpumpstufen auf deine Bedürfnisse an.

Einfache Reinigung und Einrichtung



Unser geschlossenes Abpumpsystem sorgt dafür, dass keine Milch im Schlauch zurückbleibt, um die Reinigung zu vereinfachen. Durch die wenigen Teile ist das Zusammensetzen nun noch einfacher.

Speichere deine bevorzugten Einstellungen



Die Milchpumpe speichert automatisch deine letzten Abpump-Einstellungen, sodass du bei der nächsten Sitzung nur noch auf Start drücken musst.

Milchpumpen-Tasche und Isoliertasche



Nutzen Sie die maßgeschneiderte Tasche und den Isolierbeutel, um Ihre Milchpumpe und Ihre Muttermilch sicher zu transportieren.

Diskret Abpumpen



Dank unseres leisen Motors im schlanken Design kannst du diskret abpumpen. Nur mit Kabel verwendbar.

Daten

Leistung

Netzspannung: 100 - 240 V

Material

Flasche: BPA-frei*, Polypropylen

Sauger: BPA-frei*, Silikon

Milchpumpe: BPA-frei* (nur Teile mit Lebensmittelkontakt)

Lieferumfang

Reisetasche: 1 Stck.

Flasche (125 ml) mit Sauger für Neugeborene: 2 Stck.

Einweg-Stilleinlagen: 2 Stck.

Abpump-Utensilien: 2 Stck.

Isoliertasche: 1 Stck.

Motoreinheit (nur mit Kabel verwendbar): 1 Stck.

Verschlussdeckel: 2 Stck.

Micro-USB-Adapter (mit Kabel): 1 Stck.

Benutzerfreundlichkeit

Verwendung der Milchpumpe: Einfaches Reinigen und Zusammensetzen, Speicherfunktion, Leiser Motor, Reisetasche & Isoliertasche

Funktionen

Kein Nach-vorne-lehnen: Bequeme Sitzposition

Einstellungen: 16 Abpumpstufen, 8 Stimulationsstufen

Weiches und flexibles Kissen: Sanfte Stimulation



* Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)) aus der klinischen Studie mit 20 Teilnehmern (Niederlande, 2019) im Vergleich zu den MER-Ergebnissen für andere vorangegangenen Pumptechnologien von Philips aus der Machbarkeitsstudie mit 9 Teilnehmern (Niederlande, 2018)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 Teilnehmer, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Teilnehmer europäischer Abstammung, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 Teilnehmer, Australien).

* Basierend auf Umfrageergebnissen für 1.000 Kissen aus der klinischen Studie mit 20 Teilnehmern (Niederlande, 2019)

* BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011