

# PHILIPS

## AVENT

### Elektrische Doppel-Milchpumpe

Mehr Milch in kürzerer Zeit abpumpen

Inklusive weichem Massagekissen

Reisetasche und 2 Flaschen



SCF334/31



## Mehr Komfort, mehr Milch in kürzerer Zeit\* Elektrische Doppel-Milchpumpe mit Massagekissen

Die äußerst komfortable Doppelmilchpumpe ist ideal, wenn Sie nicht viel Zeit haben. Beschleunigen Sie das Abpumpen und bleiben Sie bequem sitzen, während das weiche Massagekissen sanft den Milchfluss anregt. Die Pumpe ist leise und einfach zusammenzusetzen, zu personalisieren, zu verwenden und zu reinigen.

#### **Einfaches Einrichten, Abpumpen und Reinigen**

- Wenige Einzelteile und intuitives Design
- Geschlossenes System für hygienisches Abpumpen
- Inklusive Natural-Flasche und -Sauger für naturnahes Trinken

#### **Eine leise Pumpe für diskretes Abpumpen zu jeder Zeit**

- Entwickelt für leises Abpumpen

#### **1 Stimulationsmodus und 3 Abpumpeinstellungen**

- Wählen Sie die Einstellung, die effektiv und angenehm für Sie ist

#### **Regt sanft den Milchfluss an**

- Weiche Massagekissen im Blütendesign
- Mehr Milch in kürzerer Zeit mit einer Doppelpumpe

#### **Kein Vorbeugen nötig**

- Angenehme Position beim Abpumpen durch einzigartiges Design

# Besonderheiten

## Entspannte Position beim Abpumpen



Die Milchpumpe wurde in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche oder den Behälter fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Das bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei.

## Einfache Einstellungen zur Auswahl

Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, beginnt automatisch der sanfte Stimulationsmodus, um den Milchfluss anzuregen. Wählen Sie dann eine der 3 Abpumpeinstellungen, damit das Abpumpen für Sie angenehm verläuft.

## Weiches Massagekissen



Unser Massagekissen besteht aus einem samtweichen Gewebe, das ein warmes Gefühl auf der Haut erzeugt und den Milchfluss

angenehm und sanft anregt. Das Komfortkissen wurde so entwickelt, dass es die Saugbewegung Ihres Babys imitiert und den Milchspendereflex sanft anregt.

## Mehr Milch in kürzerer Zeit



Schnelleres Abpumpen mit einer Doppelmilchpumpe im Vergleich zu einer Einzelmilchpumpe.

## Kein Auslaufen der Milch durch Schläuche



Kein Auslaufen der Milch durch Schläuche.

## Einfaches Einrichten, Abpumpen und Reinigen



Wenige Einzelteile und intuitives Design. Pumpen Sie jederzeit ganz einfach Milch für Ihr Baby ab.

## Inklusive Natural-Flasche



Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

## Leise Pumpe

Entworfen für diskretes Abpumpen – jederzeit.

# Daten

## Design

**Design der Milchpumpe:** Kompaktes Design  
**Design der Flasche:** Ergonomische Form, Breiter Hals

## Ursprungsland

England

## Material

**Flasche:** BPA-frei\*, Polypropylen

**Sauger:** BPA-frei\*, Silikon

**Milchpumpe:** BPA-frei\* (nur Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen)

## Lieferumfang

**Verschlussdeckel für Milchaufbewahrung:** 2 Stck.

**Natural-Flasche, 125 ml:** 2 Stck.

**Milchpumpengehäuse:** 2 Stck.

**Basis inkl. Schlauch:** 1 Stck.

**Reisetasche:** 1 Stck.

**Reisedeckel:** 2 Stck.

**Probepackungen Stilleinlagen:** 1 Packung (2 Stck)

**Standardkissen (19,5 mm):** 2 Stück (ein größeres Kissen kann separat erworben werden)

## Benutzerfreundlichkeit

**Verwendung der Milchpumpe:** Einfache Reinigung, Vollständig kompatibles System, Intuitives Zusammensetzen

## Funktionen

**Kein Nach-vorne-lehnen:** Bequeme Sitzposition

**Weiches Massagekissen:** Sanfte Stimulation

**Einstellungen:** 1 Stimulationsmodus, 3 Abpumpeinstellungen

## Entwicklungsstufen

**Stufe:** 0-6 Monate



\* 83 % der stillenden Mütter sind sich einig, dass die Philips Avent Komfort-Doppelmilchpumpe angenehm bei der Anwendung ist – unabhängiger Heimtest unter 81 Müttern in den USA, August 2012.

\* Mehr Milch: Unabhängige Studien deuten darauf hin, dass höherer Komfort und erhöhte Milchproduktion im Zusammenhang stehen. Siehe: [www.philips.com/avent](http://www.philips.com/avent)

\* BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011