

PHILIPS

Rør til brystpumpe

ISIS

dobbelt elektrisk brystpumpe

SCF934

 Product Picture

Forbinder forskellige dele af brystpumpen

Find matchende produkter på fanen Specifikationer

Dette plasticrør tilslutter brystpumpekabinettet til motoren. Det passer til alle elektriske dobbeltbrystpumper fra Philips Avent.

Brugervenlige reservedele fra Philips

- Forny let dit produkt med originale reservedele fra Philips

Vigtigste nyheder

Nem udskiftning af produktdele

Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til

forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.

Specifikationer

Reservedel

Passer til produkttyperne:: SCF314/02, SCF304/02, SCF294/02

