

# PHILIPS

## AVENT

### Elektrinis pientraukis

Viengubas elektrinis

Natūralaus judėjimo  
technologija

Patogi silikoninė pagalvėlė

8 + 16 nustatymų



SCF395/11



## Įkvėpta kūdikių. Pritaikyta mamos.

Greitas, patogus ir mylimas mamų

Ženkite į naują pieno nutraukimo erą su neprikaištinga pieno nutraukimo ir spenelių stimuliacijos pusiausvyra, įkvėpta natūralaus kūdikių žindimo. „Philips Avent“ elektrinis pientraukis palaiko optimalią pieno tėkmę ir švelniai prisitaiko prie spenelio dydžio bei formos

#### **Pritaikytas ir lengvai naudojamas**

- Sustabdykite, kada tik norite
- Tylus variklis netrukdo
- 8 stimuliacijos režimai, 16 nutraukimo režimų
- Pradėkite su ankstesnio seanso nustatymais
- Lengvai valoma ir surenkama, dėl mažesnio dalių skaičiaus

#### **Švelnus ir patogus**

- Minkšta silikoninė pagalvėlė yra patogi visiems

#### **Greitas pieno nutraukimas, daugiau pieno per trumpesnę laiką\***

- „Natural Motion“ technologija greitai skatina pieno išsiskyrimą\*

# Ypatybės

## Greita pieno srovė\*



Pienas gali pradėti tekėti vos per vieną minutę dėl mūsų unikalios „Natural Motion“ technologijos.\*\* Dėl švelnaus fiksavimo ir tinkamo masažavimo bei siurbimo net 97 % motinų teigia, kad pientraukis efektyvus\*\*\*, o jį rekomenduoja 100 % akušerių.

## Prisitaiko prie spenelio




Nepriklausomai nuo formos, pientraukio minkšta lanksti silikoninė pagalvėlė patogiai prisitaiko prie krūties ir spenelio. Tinka 99,98 %\*\*\*\* krūtų dydžių\*\*\*, prisitaiko švelniai, tačiau patikimai fiksacijai.

## Individualiai pritaikykite savo poreikiams



Geriausiai išnaudokite kiekvieną seansą su 8 pieno tekėjimo stimuliacijos režimais ir 16 nutraukimo režimų. Priderinkite eigoje.

## Lengvai išvalykite ir nustatykite



Sukūrėme nesudėtingą pientraukį. Dėl mažesnio dalių skaičiaus jis greitai valomas ir surenkamas.

## Nepastebimai nutraukite pienu bet kur




Mūsų pientraukio variklis naudojimo metu praktiškai negirdimas. Todėl galite neblaškamai ir nepastebimai nutraukti namuose (ar bet kur kitur).

## Pradėkite su ankstesnio seanso nustatymais



Atminties funkcija automatiškai išsaugo paskutinius stimuliacijos ir nutraukimo nustatymus. Tereikia patogiai įsitaisyti ir paspausti paleidimo mygtuką.

## Sustabdykite, kada tik norite



Jūs valdote viską – pristabdymas / paleidimas vienu prisilietimu leidžia pailsėti ir tęsti, kada tik norite.

# Specifikacijos

## Maitinimas

Tinklo įtampa: 100 – 240 V

## Medžiaga

Buteliukas: Be BPA\*, Polipropilenas

Čiulptukas: Be BPA\*, Silikoninis

Pientraukis: Be BPA\*\*\*\*\* (tik su maistu besiliečiančios dalys)

## Kas pridama

4 unc. buteliukas su nuo 0 mėn.+ tinkančiu čiulptuku: 1 vnt.

Vienkartiniai krūtų įklotai: 2 vnt. / vnt.

Pieno nutraukimo komplektas: 1 vnt.

Variklio įtaisas (naudojant tik su laidu): 1 vnt.

Sandaravimo diskas: 1 vnt.

„Micro-USB“ adapteris (naudojant su laidu): 1 vnt.

## Lengva naudoti

Pientraukio naudojimas: Paprastas valymas ir surinkimas, tylus variklis, atminties funkcija

## Funkcijos

Nereikia lenktis pirmyn: Sėdėkite patogioje padėtyje

Nustatymai: 16 nutraukimo lygių, 8 stimuliacijos lygiai

Minkšta ir pritaikoma pagalvėlė: Švelnus stimuliacijos



\* Remiantis rezultatais iki pradėdamas tekėti pieno srovei (laikas iki pieno išstūmimo refleksas – MER), gautais per klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo 20 dalyvių (Nyderlandai, 2019 m.), palyginti su laiko iki MER rezultatais, gautais atliekant senesnio modelio „Philips“ pientraukio technologijos galimybių tyrimą, kuriame dalyvavo 9 dalyviai (Nyderlandai, 2018 m.).

\* \*1K-SE: 70 % dalyvių patyrė MER per 60 sekundžių. Remiantis rezultatais iki pradėdamas tekėti pieno srovei (laikas iki pieno išstūmimo refleksas – MER), gautais per klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo 20 dalyvių (Nyderlandai, 2019 m.), palyginti su laiko iki MER rezultatais, gautais atliekant senesnio modelio „Philips“ pientraukio technologijos galimybių tyrimą, kuriame dalyvavo 9 dalyviai (Nyderlandai, 2018 m.).

\*\* Remiantis klinikinio produkto tyrimo su 20 dalyvių rezultatais (Nyderlandai, 2019 m.), vidutinis viengubo ir dvigubo elektrinio pientraukio įvertis; 95 % dalyvių sutinka, kad mūsų pientraukiai efektyvūs (viengubi elektriniai); 100 % dalyvių sutinka, kad mūsų pientraukiai efektyvūs (dvigubi elektriniai).

\*\*\* Remiantis: (1) Mangel et al. Žindymo sunkumai, žindymo trukmė, motinos kūno masės indeksas ir krūtų anatomija: ar tai susiję? Žindymo medicina, 2019 m. balandžio 26 d., (109 dalyviai, Izraelis); (2) Ziemer et al. Odos pokyčiai ir spenelio skausmas pirmąją laktacijos savaitę. Akušerijos, ginekologijos ir naujagimių slaugos žurnalas, 1993 m. gegužės mėn., (20 dalyvių (baltųjų), JAV); (3) Ramsay et al. Žindomos krūtų anatomija, iš naujo apibūdinta ultragarsu, 2005 m. (28 dalyviai, Australija).

\*\*\*\* Taikoma tik buteliukui ir kitoms dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis ES reglamento 10/2011.