

Philips Philips Avent
Membrána elektrické
odsávačky mléka

Odsávačky

CP9914/01



Vytváří podtlak potřebný k odsávání

Kompatibilitu zkontrolujte níže.

Silikonová membrána vytváří podtlak potřebný k odsávání mateřského mléka. Jedná se o příslušenství k elektrické odsávačce.

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů používejte originální díly společnosti Philips

PHILIPS

Specifikace

Vyměnitelná část

- Vhodné pro typy produktu: SCD292/31 SCD395/21, SCF332/01 SCF332/01 SCF332/11 SCF332/31 SCF332/33 SCF332/61 SCF332/62, SCF334/02 SCF334/03 SCF334/04 SCF334/12 SCF334/14,

SCF334/31 SCF334/61 SCF391/11 SCF391/71 SCF392/11, SCF393/11 SCF393/61 SCF393/82 SCF394/11 SCF394/52 SCF394/61, SCF395/11 SCF395/31 SCF395/91, SCF396/11 SCF396/31, SCF397/11 SCF398/11 SCF398/31

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.



Datum vydání 2023-11-12

Verze: 5.5.1

EAN: 87 10103 62314 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com