

PHILIPS

AVENT

Sada elektrické odsávačky

Jednostranná

Odsajte, uskladněte a krmte.

Kabelové připojení

SCD395/21



Sada pro odsátí, uskladnění a krmení

Technologie Natural Motion pro rychlejší tok mléka*

Ideální sada pro maminky, které chtějí odsávat; se vším, co potřebujete k odsávání a uskladnění mateřského mléka a ke krmení dítěte. Naše kojenecké lahve s mimořádně měkkým dudlíkem se velmi podobají prsu a usnadňují tak kombinované krmení z lahve a prsu.

Snadná kombinace kojení a krmení z lahve

- Antikolikový ventil je navržen tak, aby snižoval riziko koliky a nepohodlí.
- Přirozené přísátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu
- Mimořádně měkký dudlík navržený připomínající přirozený tvar a povrch prsu

Odsávání


- Měkká a přizpůsobivá silikonová vložka univerzální velikosti
- Technologie Natural Motion pro rychlý tok mléka*
- Přizpůsobené použití, 8 + 16 úrovní nastavení
- Odsávejte bez předklánění
- Tichý motor pro diskrétní použití kdekoli (použití s kabelem)

Bezpečné uložení a přeprava

- Praktické adaptéry jsou součástí balení
- Pro použití v chladničce a mrazáku
- Pro bezpečné skladování a přepravu

Přednosti

Rychlý tok mléka*



Odsávejte více mléka za kratší dobu* s masážní vložkou, která stimuluje prso a odsává mléko stejně jako dítě. Plynule přechází z režimu do režimu odsávání a aplikuje správnou míru stimulace bradavky a sání pro maximální průtok mléka. Na základě výsledků doby zahájení toku mléka (čas do reflexu vylučování mléka - MER).*

Přizpůsobí se vaší bradavce



Univerzální velikost pro všechny. Protože každé tělo je úplně jiné, silikonová vložka je jemně ohebná a přizpůsobí se vaší bradavce. Hodí se pro 99,98 % velikostí bradavek* (až do 30 mm).

Pohodlně se posaďte



Můžete se cítit uvolněně díky designu, který vám umožní sedět vzpřímeně a bez předklánění. Není třeba se předklánět, je to klinicky prokázána pohodlná poloha odsávání*. Na základě výsledků klinického hodnocení výrobku s 20 účastníky (2019); 90 % účastníků hodnotilo polohu odsávání jako

pohodlnou (jednoduchá elektrická odsávačka); 95 % účastníků hodnotilo polohu odsávání jako pohodlnou (dvojitá elektrická odsávačka)

Nastavení podle vlastních potřeb



Nastavte vše potřebné pro každé odsávání podle svých potřeb pomocí široké nabídky nastavení stimulace a odsávání. Naše odsávačka mateřského mléka nabízí 8 úrovní stimulace a 16 úrovní odsávání pro individuální zkušenost.

Diskrétní odsávání kdekoli



Odsávejte kdykoli a kdekoli díky našemu tichému motoru s tenkým designem. Pouze použití s kabelem.

Nepropustné víčko



Úložné pohárky Philips Avent mají víčko, které pohárky utěsní a zajistí bezpečné skladování a přepravu.

Praktické adaptéry jsou součástí balení



Pro odsátí a krmení.

Pro použití v chladničce a mrazáku



Pro maximální flexibilitu.

Přirozené přísátí



Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přísátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.

Mimořádně měkký dudlík



Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.

Specifikace

Spotřeba

Napájení: 100 - 240 V

Materiál

Lahev: Bez BPA*, Polypropylen

Dudlík: Bez BPA*, Silikon

Odsávačka mateřského mléka: Bez BPA* (platí pouze pro části, které přicházejí do styku se stravou)

Co je součástí

Adaptér na pohárky na skladování mléka: 1 ks

Úložné pohárky na mléko (180 ml): 5 ks

Lahev 125 ml s dudlíkem Om+: 1 ks

Jednorázové prsní vložky: 2 ks

Sada pro odsávání: 1 ks

Izolační pouzdro: 1 ks

Motorová jednotka (použití pouze s kabelem):

1 ks

Těsnicí víčko: 2 ks

Adaptér Micro-USB (použití s kabelem): 1 ks

Lahev 260 ml s dudlíkem s průtokem 1 m+: 1 ks

Snadné použití

Použití odsávačky: Snadné čištění a sestavení, tichý motor, funkce paměti

Funkce

Žádné předklánění: Sezení v pohodlné poloze

Nastavení: 16 úrovní odsávání, 8 úrovní stimulace

Měkká a přizpůsobivá vložka: Jemná stimulace



* Na základě doby zahájení toku mléka (čas do reflexu vylučování mléka - MER) podle výsledků klinického hodnocení s 20 účastníky (Nizozemsko, 2019) v porovnání s výsledky pro čas MER pro jinou technologii odsávaček od předchůdce společnosti Philips, ze studie proveditelnosti s 9 účastníky (Nizozemsko, 2018)

* Na základě srovnání výsledků času do reflexu vylučování mléka (MER) pro vložku 1k z klinického testování 20 účastníků (Nizozemí, 2019) s výsledky pro čas MER z jiné odsávačky mateřského mléka Philips v rámci studie proveditelnosti s 9 účastníky (Nizozemí, 2018)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participants, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Caucasian participants, USA) (Publikace Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 bělošských účastníků, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia) (Ramsay et al. Anatomie lidského prsu v době laktace).

* Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahvi a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011