

Philips ISIS
Impugnatura per tiralatte

tiralatte manuale

SCF923



Per muovere il diaframma del tiralatte

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Il movimento verso l'alto e verso il basso della leva, che fa parte del tiralatte manuale Avent, genera suzione. È possibile controllare la suzione variando la pressione sulla leva.

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS

Specifiche

In evidenza

Parte sostituibile

- Compatibile con i modelli:: SCF310/08, SCF310/60, SCF300/13, SCF300/20, SCF290/12, SCF290/20,

SCF300/12, SCF310/20, SCF290/13, SCF310/13, SCF310/12, SCF300/60, SCF300/08

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio
2023-10-11

Versione: 3.3.1

EAN: 87 10103 54903 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com