

PHILIPS

AVENT

Elektrische Doppel-Milchpumpe
für Ihren Komfort

Natural

Umfasst 2 x 125-ml-Flasche

 Product Picture

SCF334/02



Mehr Komfort für mehr Milch

Milchpumpe mit Massagekissen

Wohlfühlen und Entspannen fördert den Milchfluss. Deswegen haben wir unsere bisher komfortabelste Milchpumpe entwickelt: Sitzen Sie in einer angenehmen Position, ohne sich unnötig vorbeugen zu müssen, und lassen Sie unser sanftes Massagekissen Ihren Milchfluss anregen.

Sitzen Sie angenehm, ohne sich unnötig vorzubeugen

- Angenehmere Position beim Abpumpen durch einzigartiges Design

Regt sanft den Milchspendereflex und den Milchfluss an

- Weiches Massagekissen für ein angenehmes Gefühl

Weitere Vorteile

- Inklusive Natural-Flasche und -Sauger für naturnahes Trinken
- Intuitives Zusammensetzen auf einen Blick
- Kompaktes, leichtes Design, umfasst handliche Reisetasche
- Einfache Reinigung dank weniger Einzelteile
- Einfache Bedienung auf Tastendruck

Wählen Sie Ihre bevorzugte Einstellung

- Bietet einen sanften Stimulationsmodus und 3 Abpumpeinstellungen

Mehr Milch in kürzerer Zeit

- Die optimale Zeitersparnis für Mütter

Besonderheiten

Angenehmere Position



Die Milchpumpe ist in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Dies bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei.

Einfache Einstellungen zur Auswahl

Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, beginnt automatisch der sanfte Stimulationsmodus, um den Milchfluss anzuregen. Wählen Sie dann eine der 3 Abpumpeinstellungen, um das Abpumpen für Sie so angenehm wie möglich zu gestalten.

Weiches Massagekissen



Unser Massagekissen besteht aus einem neuartigen, samtweichen Gewebe, das ein warmes Gefühl auf der Haut erzeugt und den Milchfluss angenehm und sanft anregt. Das

Kissen wurde so entwickelt, dass es die Saugbewegung Ihres Babys imitiert und den Milchspendereflex sanft anregt.

Einfache Reinigung

Die Reinigung ist dank weniger Einzelteile ganz einfach. Die Milch kommt nie in Kontakt mit dem Schlauch und der Basis. Alle Teile sind spülmaschinenfest, mit Ausnahme der elektrischen Teile.

Einfache Bedienung

Elektrische Doppel-Milchpumpen sind ideal für Mütter, die regelmäßig Milch abpumpen. Sparen Sie Zeit durch gleichzeitiges, komfortables Abpumpen an beiden Brüsten.

Optimale Zeitersparnis für Mütter

Gleichzeitiges Abpumpen an beiden Brüsten ist erwiesenermaßen wirksamer und kann sogar die Produktion von Muttermilch fördern.*

Intuitives Zusammensetzen

Die passenden Teile können auf einen Blick intuitiv zusammengesetzt werden.

Kompaktes Design

Die Milchpumpe hat ein kompaktes Design, das es einfach macht, die Pumpe an Ihrer Brust zu halten und zu positionieren. Die kleine, leichte Basis kann für vollständige Kontrolle beim Abpumpen leicht in Reichweite aufgestellt werden. Für zusätzlichen Komfort bei Transport und Aufbewahrung kann der Schlauch einfach um die Basis herumgewickelt werden. Die Milchpumpe umfasst eine handliche Reisetasche.

Inklusive Natural-Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Daten

Milchpumpe

Material: BPA free*

Design

Design der Flasche: Ergonomische Form, Breiter Hals
Design der Milchpumpe: Kompaktes Design

Ursprungsland

England

Material

Milchpumpe: Polypropylen, BPA-frei*
Flasche: Polypropylen, BPA-frei*
Sauger: Silikon, BPA-frei*

Lieferumfang

Probepackungen Stilleinlagen: 2
 (2 Stilleinlagen für den Tag und 2 für die Nacht) Stck.
Extra-weiche Sauger für Neugeborene:
 2 Stck.
Verschlussdeckel für Milchaufbewahrung:
 2 Stck.
Natural-Flasche, 125 ml: 2 Stck.
Standardkissen: 2 Stck.
Milchpumpegehäuse: 2 Stck.
Reisetasche: 1 Stck.
Basis inkl. Schlauch: 1 Stck.
Ersatz-Membran: 2 Stck.
Reisedeckel: 2 Stck.

Benutzerfreundlichkeit

Verwendung der Milchpumpe: Intuitives Zusammensetzen, Einfache Reinigung, Vollständig kompatibles System

Funktionen

Kein Nach-vorne-lehnen: Bequeme Sitzposition
Weiches Massagekissen: Sanfte Stimulation
Einstellungen: 3 Abpumpeinstellungen, 1 Stimulationsmodus
Mehr Milch in kürzerer Zeit: The perfect time saver

Entwicklungsstufen

Stufe: 0-6 Monate

