



Philips Avent
Natural-Babyflasche

1 Flasche

260 ml
Sauger mit langsamem
Nahrungsfluss
ab dem 1. Monat

SCF070/20

Einfach mit Stillen kombinierbar

Naturnahes Trinken

Unsere Natural-Babyflasche mit ultraweichem Sauger ähnelt der Brust. Der breite brustähnliche Sauger mit flexiblem Spiraldesign und Komfortkissen ermöglicht naturnahes Trinken für eine problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Für die problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung

- Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger
- Ultraweicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Leitet Luft vom Bauch Ihres Babys weg

- Das Anti-colic-System verringert Koliken und Unwohlsein

Weitere Vorteile

- Diese Flasche ist BPA-frei*
- Einfach zu handhaben und zu reinigen, schnelles und einfaches Zusammensetzen
- Ergonomische Form für maximalen Komfort
- Sauger mit verschiedenen Saugerstufen
- Kompatibel mit dem Philips Avent Natural-Sortiment

Komfortables und zufriedenstellendes Füttern für Ihr Baby

- Flexibles Spiraldesign mit Komfortkissen

PHILIPS
AVENT

Besonderheiten

Naturnahes Trinken



Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Ultraweicher Sauger



Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert.

Flexibles Spiraldesign



Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit unserem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes

Trinken ermöglicht, ohne dass der Sauger einschlupft.

Anti-colic-Ventil



Das Anti-colic-System reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.

Der richtige Sauger



Das Philips Avent Natural-Sortiment bietet mehr Weichheit und steigende Durchflussmengen für jede Entwicklungsstufe Ihres Babys.

Ergonomische Form



Dank der einzigartigen Form ist die Flasche einfach zu halten und aus jeder Richtung für maximalen Komfort zu greifen, selbst für kleine Babyhände.

Einfach zu handhaben und zu reinigen



Der breite Flaschenhals ermöglicht ein einfaches Auffüllen und eine einfache Reinigung. Die Flasche besteht nur aus wenigen Teilen für ein schnelles und einfaches Zusammensetzen.

Kompatibel innerhalb der Produktpalette



Kombinieren Sie unsere Milchpumpe, Flasche und Becherteile nach Belieben, und kreieren Sie so das für Sie optimale Produkt.

Diese Flasche ist BPA-frei*



Die Philips Avent Natural-Flaschen werden aus BPA-freiem* Material (Polypropylen) hergestellt.

Daten

Design

- Design der Flasche: Ergonomische Form, Breiter Hals

Material

- Flasche: Polypropylen, BPA-frei*
- Sauger: Silikon, BPA-frei*

Lieferumfang

- Flasche: 1 Stck.

Benutzerfreundlichkeit

- Verwendung der Flasche: Einfach zu halten, Leicht zusammensetzen, Leichte Reinigung

Funktionen

- Anti-colic-Ventil
- Brustähnlicher Sauger: Naturnahes Trinken, Für die problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung
- Sauger: Einzigartiges Komfortkissen, ultraweicher und flexibler Sauger

Entwicklungsstufen

- Stufe: 0 bis 12 Monate

Varianten des Flaschendesigns

- Dekoration: Tiger



Ausstellungsdatum
2023-10-09

Version: 7.0.1

EAN: 87 10103 87003 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011

* Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.